


默克supelco® 药物二级标准品CRM



默克生命科学业务在美国和加拿大地区
以MilliporeSigma品牌运营。

Supelco®
Analytical Products

目录

默克Supelco®标准物质简介	3
标准物质相关概念	4
标准物质的质量级别	5
查看或下载分析证书	6
默克药物二级标准品CRM	7
默克药物二级标准品CRM产品列表	10
部分热卖营养成分标准物质	43
ICH Q3D元素杂质标准液CRM	47
可提取物与浸出物(E&L)标准物质	47
色度标准液	47
二级pH标准物质	48
pH标准液	48
KF 标准水	48
滴定基准物质	49
电导率标准液	49
UV标准液	49
药物二级标准品证书示例	50

默克Supelco® 标准物质

作为全球著名的化学和标准物质供应商，我们完美结合默克与Sigma-Aldrich®卓越的创新与技术能力、全面的产品与服务，一直致力于为分析化学界持续稳定提供全方位、精准及质量保证的产品。原Sigma-Aldrich®、Merck、Cerilliant等品牌标准品，均已并入默克Supelco®分析品牌旗下。默克Supelco®标准物质，总计超过20,000种，且每年新增1,000多种；涉及多种分析技术，如：色谱、光谱及元素分析、滴定、物理性质等；广泛应用于制药、食品、环境、诊断、公安法检、医学诊断、工业等领域。我们标准物质的生产基地均通过ISO/IEC17025和ISO 17034双重质量认证，且部分基地还通过ISO 17043（能力验证提供者，PTP）认证。加上我们近百年的标准物质生产经验，足以有效保证默克Supelco®持续稳定提供高质量的标准物质。默克Supelco®与您携手，帮助实现分析结果的精准性、准确性和一致性，并满足法规及监管要求。



标准物质的相关概念

质量法规

1975年9月，ISO理事会批准成立了ISO/REMCO(国际标准化组织/标准物质委员会)，专门负责制修订有关标准物质的研制、生产、鉴定和使用的技术指南或法规，如：

- ISO 17034 / CNAS-CL04《标准物质/标准样品生产者能力认可准则》
- ISO指南30《标准物质基本概念和术语定义》/JJF1005《标准物质通用术语和定义》
- ISO指南31/ CNAS-GL010《标准物质标准样品证书和标签内容》
- ISO指南33/ CNAS-GL004《标准物质使用的良好实践》
- ISO指南35/ CNAS-GL017《标准物质标准样品定值的一般原则和统计原则》

无论是国内外的官方机构或标准物质生产商业公司，都需要遵照ISO质量体系和技术指南要求对标准物质进行质量管理。一般认为，只有通过了ISO 17034 认证的标准物质生产商，才被视为是有能力的。

默克标准物质四大生产基地，全部通过ISO 17034认证和ISO 17025（检测和校准实验室能力认可准则）认证。其中3家来自原Sigma-Aldrich标准物质生产基地，1家来自德国默克总部达姆施塔特。

标准物质术语和定义：

根据ISO指南30和国际计量学词汇(VIM)

参考物质/标准物质(Reference Material, RM) 是一种或多种足够均匀和稳定规定特性的材料，已被确定其符合测量过程的预期用途。

有证标准物质(Certified Reference Material, CRM) 是采用计量学上有效程序对一种或多种规定特性进行定值的标准物质/标准样品，并附有标准物质/标准样品证书提供规定特性的值及其不确定度和计量溯源性的陈述。

标准物质，是全球统一术语。标准物质(简称RM)的特点是：**均匀性、稳定性和确切的属性值**。有证标准物质，来自英文单词“Certified Reference Material”简称CRM，不仅包括所有RM的特点，还有**不确定度和溯源性**。

不是有证书的标准品，就能被称之为CRM。CRM术语背后是严格的法规要求，并被相关的ILAC组织认证且审查。标明“Certified Reference Material”字样，才是CRM级别标准物质。根据ISO指南31，在CRM产品证书中需写明其质量级别。


在默克SigmaAldrich.cn官网和产品证书 (COA)上，产品的纯度级别描述中有清楚得标明标准物质的级别。默克CRM级别的标准物质超过5千种，已标记在网站纯度级别、标签、COA上。



标准物质的质量级别

标准物质的最高质量级别是：CRM(Certified Reference Material，有证标准物质)。其生产和检测需严格按照ISO 17034和ISO 17025质量体系准则。其分析证书（COA，Certificate of Analysis）的内容，需符合ISO指南31要求，标明确切的特性值、不确定度、可溯源性等信息。

根据国内外相关法规的定义与要求，不同的生产能力和认证水平，决定着标准物质不同的质量等级，一般分为：有证标准物质 (CRM)、参考物质 (RM)、分析标准品 (Analytical Standard)。



有证标准物质 (CRM) (ISO 17034, 17025)

- 提供最高级别的精确度、不确定度和可追溯性 (追溯至NMI或国际计量单位 SI)
- 其生产通过相关的标准物质生产商认证

参考物质 (RM) (ISO 17034)

- 履行ISO指南的相关要求 (低于CRM, 无可溯源和不确定性)
- 其生产通过相关的标准物质生产商认证

分析标准品 (Analytical Standard) (ISO 90001)

提供COA证书, 但证书涵盖的项目不尽相同。

识别标准物质及标准物质的级别

在我们官网SigmaAldrich.cn页面顶部搜索框，可按照英文名、中文名、或CAS号等搜索产品。在搜索结果页面，产品的说明或纯度描述中，有标明此货号适用的应用或标准物质的质量级别。此处有写明“certified reference material”，或“reference material”，或“analytical standard”字样的产品，才是标准物质



A2218	L-赖氨酸 meets USP testing specifications (Sigma-Aldrich)	价格与基本信息
MSDS		下载
95289	L-赖氨酸 BioUltra, ≥99.5% (RT) (Sigma-Aldrich)	价格与基本信息
MSDS		下载
V900134	L-赖氨酸 Vetec™ reagent grade, 99% (Sigma-Aldrich)	价格与基本信息
MSDS		下载
95212	L-赖氨酸 tested according to Ph Eur (Sigma-Aldrich)	价格与基本信息
MSDS		下载
W210991	L-赖氨酸 FCC, FO (Sigma-Aldrich)	价格与基本信息
MSDS		下载
57399	L-赖氨酸 certified reference material, TraceCERT® (Supelco)	价格与基本信息
MSDS		下载
A2174	L-赖氨酸 suitable for plant cell culture (Sigma-Aldrich)	价格与基本信息
MSDS		下载
47983	L-赖氨酸 analytical standard (Supelco)	价格与基本信息
MSDS		下载
685999	L-赖氨酸, 1- ¹³ C 99 atom % ¹³ C (Sigma-Aldrich)	价格与基本信息
MSDS		下载

查看或下载分析证书(COA)

- 1
- 在产品详情页面，滑动到比较靠下的位置，找到“文件”部分。点击分析证书（COA）下方对话框内蓝色字体“文件”

Merck

产品 - 输入品名、货号或CAS号等。

产品

应用

服务

文件

支持

登录

Merck

PHR1008 [Supelco](#)

分享

维他命C

Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material

别名: L-抗坏血酸, 维他命C, 抗坏血酸因子, 维生素C

查看所有文件 (1)

主要文件

化学安全说明书

COA原产地证书/COA分析证书

查看所有文件

选择尺寸

2 G

10 G

变更规格

About This Item

结构公式 (单中记录):

C₆H₈O₆

CAS号:

50-81-7

分子量:

176.12

Bolton:

84272

EC 号:

200-066-2

MDL 编号:

MFCD00664328

UNSPSC代码:

4115107

PubChem化学物质编号:

339823039

E编号:

E300

NACRES:

NA-24

文件

分析证书

原产地证书 (CoFo)

历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our [文件](#) section.

如需帮助, 请联系 [客户支持](#)

已有该产品?

在文库中查找您最近购买产品的文档。

[访问文库](#)

2

在批号对话框中，输入标准物质产品标签上的lot No. 或Batch No.然后点击“查找”蓝色按钮即可

Merck

产品 - 输入品名、货号或CAS号等。

产品

应用

服务

文件

支持

登录

订单查询

快速订购

购物车

文件

您需要我们帮助寻找哪种类型的文件?

这与之前的订单有关吗?
可试试我们的

安全数据表

分析证书

原产地证书(COA)

质检证书

分析证书(COA)

如需搜索分析证书(COA), 请同时输入产品货号和批号。

* 表示必填字段

* 货号

PHR1008

* 批号

e.g. 02325431

查找

如何查找产品货号

如何查找COA批号

未找到您寻找的产品?

部分情况下, 可能未在线提供COA。如果搜索不到COA, 可在[线索取](#)。
[索取COA](#)

3

点击蓝色字体“单击此处”

Merck

产品 - 输入品名、货号或CAS号等。

产品

应用

服务

文件

支持

分析证书

TEST品

规格

批次LRAC2004标准

CofA

[请单击此处 获取COA](#)

This document was produced electronically and is valid without a signature

6

默克药物二级标准品CRM (货号PHR开头)

默克药物二级标准品(Pharma secondary standards, certified reference material), 可溯源到USP、EP或BP, 同时还是CRM质量级别。专为制药行业生产和开发, 符合相关法规。

FDA和EDQM认可



(US)FDA: Guidance for Industry; Analytical Procedures and Methods Validation, August 2000:

"A reference standard (i.e., primary standard) may be obtained from the USP/NF or other official sources (e.g., CBER, 21 CFR 610.0). A working standard (i.e., in-house or secondary standard) is a standard that is **qualified against** and used instead of the reference standard."



European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare
COUNCIL OF EUROPE

European Pharmacopoeia, Chapter 5.12:

"Secondary standard: A standard established by comparison with a primary standard. A secondary standard may be used for routine quality control purposes for any of the uses described above for primary standards provided that it is established **with reference to the primary standard.**"

美国FDA和欧洲药典均认可药物二级标准品在日常分析检测中的应用

默克药物二级标准物质CRM (货号PHR开头)

品质保证

源自Sigma-Aldrich标准品生产基地, 生产和检测遵循ISO 17034和ISO/IEC 17025

可溯源到USP、EP或BP

按照药典分析方法

按照药典规定的分析方法, 并附加其它分析技术测定含量和残留

COA证书内容丰富(含四大谱图, 七大关键内容)




TRACEABILITY ASSAY

Comparative assay demonstrates direct traceability to Pharmacopoeial Standards
Specification: 97.0-103.0 % (anhydrous, USP)

METHOD: HPLC (ref.: Ibuprofen; USP37)
Column: Ascentis C18, 4.6 x 250mm, 5µm
Mobile Phase: 10g/L Chloroacetic acid in Water (pH: 3.0), Acetonitrile (40/60)
Column Temperature: 30°C
Flow Rate: 1.5mL/min
Injection: 10µl
Detector Wavelength: 254 nm
Internal Standard: Valerophenone

ASSAY vs. USP REFERENCE STANDARD (as is basis)

ASSAY VALUE 100.0% **vs. USP LOT** R024X0
Labeled Content = 0.998mg/mg




RESIDUAL SOLVENTS
Method: GC-MS Headspace (ref.: Adapted from Residual Solvents USP <467>)
Column: SPB-624, 30 m x 0.25 mm, 1.4 µm
Carrier gas: He
Flow: 1.2 mL/min
Injection Temperature: 1 mL/220 °C
Temperature Program: 40 °C for 5 min, 8 °C/min to 200 °C, hold 5 min


WATER DETERMINATION
Method: Karl Fisher titration after drying over P₂O₅ (ref.: Current Compendial Monographs)
Sample Size: ~100 mg
Mean of three determinations: None

LOSS ON DRYING/VOLATILES
Method: Sulfated Ash (ref.: Current Compendial Monographs)
Sample Size: ~100 mg
Mean of three determinations: None

CERTIFIED PURITY BY MASS BALANCE (100% - Impurities (normalized))
99.8% U_{95%} = ±0.3%, k = 2.1 (as is basis)



MASS SPECTRUM
Method: HR-QTOF; 4.0 kV ESI+; temperature: 325 °C
Theoretical value: 228.1205 m/z



HOMOGENEITY ASSESSMENT
Homogeneity was assessed in accordance with ISO Guide 35. Completed units were sampled using a random stratified sampling protocol. The results of chemical analysis were then compared by Single Factor Analysis of Variance (ANOVA). The uncertainty due to homogeneity was derived from the ANOVA. Homogeneity was not detected under the conditions of the ANOVA.

UNCERTAINTY STATEMENT
Uncertainty values in this document are expressed as Expanded Uncertainty (U_{95%}) corresponding to the 95% confidence interval. U_{95%} is derived from the combined standard uncertainty multiplied by the coverage factor k, which is obtained from a t-distribution and degrees of freedom. The components of combined standard uncertainty include the uncertainties due to characterization, homogeneity, long term stability, and short term stability (transport). The components due to stability are generally considered to be negligible unless otherwise indicated by stability studies.

STABILITY ASSESSMENT
Significance of the stability assessment will be demonstrated if the analytical result of the study and the range of values represented by the Expanded Uncertainty do not overlap the result of the original assay and the range of its values represented by the Expanded Uncertainty. The method employed will usually be the same method used to characterize the assay in the initial evaluation.

Long Term Stability Evaluation - An assessment, or re-test, versus a Compendial Reference Standard may be scheduled, within the 3 year anniversary date of a release of a Secondary Standard. The re-test interval will be determined on a case-by-case basis. Short Term Stability Study - It is useful to assess stability under reasonably anticipated, short term transport conditions by simulating exposure of the product to humidity and temperature stress. This type of study is conducted under controlled conditions of elevated temperature and humidity.

- 1 药典技术要求
- 2 药典分析方法
- 3 具体分析条件
- 4 USP药典标准品批号
- 5 二级标准品纯度值
- 6 有关物质测定
- 7 残留溶剂测定
- 8 KF水份测定
- 9 干燥失重
- 10 质量平衡法定值
- 11 结构鉴定: 红外光谱
- 12 质谱图
- 13 均匀性评价
- 14 稳定性评价
- 15 不确定度说明

3页PHR1004布洛芬药物二级标准品COA证书节选

1. 溯源性分析及相关分析方法

可溯源到USP/EP/BP，且相关的溯源性分析和方法均详细列在COA中。如果USP/EP/BP批号更新，默克将会使用新批号的一级标准品再次校准我们的药物二级标准品，并更新对应的COA证书内容。大家可直接下载更新后的COA 即可。

Traceability Assay:

Comparative assay demonstrates direct traceability to Pharmacopeial Standards

METHOD: HPLC (ref.: Ibuprofen; Current Compendial Monographs)

ASSAY vs. USP REFERENCE STANDARD (1335508) (as is basis)

ASSAY VALUE

99.6 %

vs. USP LOT

R13060

Labeled Content = 0.998 mg/mg

ASSAY vs. EP CRS (10020000)(as is basis)

ASSAY VALUE

99.6 %

vs. EP BATCH

6.0


Labeled Content = None

Assigned Content = 99.7% *

*The assigned content of the EP CRS was determined by assay against the USP RS .

Column: Ascentis C18, 4.6 x 250 mm, 5 µm particle size
Mobile Phase: 10g/L Chloroacetic Acid in Water (pH: 3.0), Acetonitrile (40:60)
Flow Rate: 1.5 mL/min
Column Temperature: 30°C
Injection Volume: 10 µL
Detector DAD,Wavelength: 254 nm
Internal Standard: Valerophenone

Representative Chromatogram from Lot: LRAC0253 vs. USP/EP Analysis



2. 详尽的杂质分析

有机杂质、残留溶剂、水分含量、灼烧残渣、干燥失重等杂质含量，均根据药典分析要求测定。并列明在对应的COA证书中。

3. 精准的质量平衡法定值

Certification process details:

The certified purity is determined by mass balance and calculated as

$$\% \text{ Purity} = (100 - \text{ROI} - \text{LOD} - \text{H}_2\text{O} - \text{RS}) * \left(\frac{100 - \text{TCI}}{100} \right)$$

- TCI = Total Chromatographic Impurities
- LOD = Loss on Drying
- H₂O = Water content determined by Karl Fischer analysis
- ROI = Residue on Ignition
- RS = Residual Solvents

精准，是我们标准物质的特点与极致追求。仅使用一种分析方法，并不一定能测定出物质的确切含量。因此，默克CRM级别标准物质广泛使用质量平衡法 (mass balance) 进行定值。此定值方式，不仅测定主成分含量，同时还测定杂质含量，最终排除掉所有杂质含量，得到并确认主成分的确切含量。

默克药物二级标准品CRM，均使用质量平衡法定值。详细信息体现在对应的COA（分析证书）中。


4. 结构确认

常用的结构鉴定方法有：

- 波谱分析，如：IR（红外光谱）、HRMS（质谱）等
- 理化常数测定，如：熔点、旋光度等

默克药物二级标准品均做过结构鉴定，具体信息体现在对应的COA（分析证书）中。

5. 完整的不确定度评定



根据ISO指南35，评定标准物质各个来源的不确定度。最终确认的扩展不确定度值和纯度值在COA（分析证书）中一起体现。

6. 均匀性评价

根据ISO指南35使用单因素方差分析法（ANOVA）进行均匀性检验完成均匀性评价。推荐的最小取样量及均匀性评价，均标识在标签或COA（分析证书）中。

7. 稳定性评价

默克药物二级标准品CRM在产品上市前均已按照ISO相关准则完成长达数年的**长期稳定性**、**短期加速实验稳定性**评价。默克标准物质，尤其是CRM级别标准物质的特定属性值确认与跟踪，贯穿整个产品生命周期。推荐的**长期储存条件**及**保质期**均经过验证，并明确标识在标签或COA（分析证书）中。

货号	英文描述	中文描述	可追溯至		
			USP No.	EP No.	BP No.
PHR1256-500MG	Abacavir Sulfate	硫酸阿巴卡韦	1000408	Y0001561	
PHR2064-50MG	Abacavir Related Compound A	阿巴卡韦相关化合物A	1000420		
PHR2065-50MG	Abacavir Related Compound B	阿巴卡韦相关化合物B	1000441		
PHR2066-50MG	Abacavir Related Compound C	阿巴卡韦相关化合物C	1000452		
PHR2067-50MG	Abacavir Related Compound D	阿巴卡韦相关化合物D	1000437		
PHR2073-50MG	Abacavir Impurity E	阿巴卡韦杂质E			
PHR2074-50MG	Abacavir Impurity F	阿巴卡韦杂质F			
PHR2821-400MG	Acamprosate Calcium	阿坎酸钙	1000554		1172
PHR2822-50MG	Acamprosate Related Compound A	阿坎酸相关化合物A (3-氨基丙磺酸)	1000565	Y0000116	
PHR1253-500MG	Acarbose	阿卡波糖	1000521	Y0000500	
PHR2824-50MG	Acebutolol Related Compound A	醋丁洛尔相关化合物A (乙酰基丁酰胺基苯酚)	1000612	Y0000127	
PHR3166-100MG	Aceclofenac	醋氯芬酸		Y0001094	
PHR1266-500MG	Acesulfame Potassium	安赛蜜	1002505	A0070000	
PHR2107-3X1.2ML	Acetaldehyde	乙醛	1002811		
PHR3523-100MG	Acetaldehyde-2,4-DNPH	乙醛-2,4-DNPH			
PHR1970-100MG	Acetaminophen Impurity C	对乙酰氨基酚杂质C			
PHR1971-100MG	Acetaminophen Impurity E	对乙酰氨基酚杂质E (对羟基苯乙酮)			770
PHR1972-100MG	Acetaminophen Impurity G	对乙酰氨基酚杂质G			
PHR1973-100MG	Acetaminophen Impurity I	对乙酰氨基酚杂质I			
PHR1530-200MG	Acetaminophen Related Compound D	对乙酰氨基酚相关化合物D (乙酰苯胺)	1003042		
PHR1150-1G	Acetaminophen Related Compound F (Paracetamol Impurity F)	对乙酰氨基酚相关化合物F	1003064		
PHR1086-1G	Acetanilide, Melting Point Standard	乙酰苯胺熔点标准品	1004001		
PHR2826-50MG	Acetazolamide Related Compound D	乙酰唑胺相关化合物D	1005048		
PHR1156-1G	Acetyltributyl Citrate	乙酰枸橼酸三丁酯	1009901	Y0001055	
PHR2919-100MG	Acitretin Related Compound B	阿维A相关化合物B	1011029		
PHR1254-1G	Acyclovir	阿昔洛韦	1012065	A0220000	438
PHR3451-100MG	Acyclovir Related Compound A	阿昔洛韦相关化合物A	1012076		
PHR3452-100MG	Acyclovir Related Compound F	阿昔洛韦相关化合物F	1012054		
PHR3453-100MG	Acyclovir Related Compound G	阿昔洛韦相关化合物G	1012087		
PHR2364-100MG	Acyclovir Dimer (EP Impurity K)	阿昔洛韦杂质K			
PHR1388-500MG	Adapalene	阿达帕林	1011709	Y0001121	
PHR2827-100MG	Adapalene Related Compound A	阿达帕林相关化合物A	1011710		
PHR2828-100MG	Adapalene Related Compound B	阿达帕林相关化合物B	1011721		
PHR2829-50MG	Adapalene Related Compound C	阿达帕林相关化合物C	1011732	Y0001120	
PHR2830-50MG	Adapalene Related Compound D	阿达帕林相关化合物D	1011743		
PHR2935-50MG	Adapalene Related Compound E	阿达帕林相关化合物E	1011754		
PHR3168-1G	Ademetionine Disulfate Tosylate	腺苷蛋氨酸对甲苯磺酸	1012134		
PHR1383-1G	Adenine	腺嘌呤	1012101	A0230000	
PHR2340-1G	5'-Adenylic Acid	5'-腺苷酸	1012178		
PHR3798-100MG	Deoxyadenosine Monohydrate	脱氧腺苷一水合物			
PHR1138-1G	Adenosine	腺苷	1012123	A0230200	
PHR2412-100MG	Adenosine Impurity G, Inosine	腺苷杂质G (肌苷)			
PHR2411-100MG	Adenosine Impurity H, Guanosine	腺苷杂质H (鸟苷)			
PHR2341-500MG	Adipic Acid	己二酸	1012190	Y0000110	
PHR2478-50MG	Adrenalone Hydrochloride	肾上腺酮	1011878		
PHR1110-1G	L-Alanine	L-丙氨酸	1012509	A0325000	
PHR1349-1G	Beta Alanine	β-丙氨酸	1012495		
PHR1281-1G	Albendazole	阿苯达唑	1012553	A0325100	763
PHR1967-30MG	Albuterol Related Compound A	沙丁胺醇相关化合物A	1012644		
PHR2106-500MG	4-[2-[(1,1-Dimethylethyl)Amino]Ethyl]-2-Methylphenol	沙丁胺醇杂质 (二甲基乙基氨基乙基-2-甲基苯酚)			
PHR1599-1G	Alendronate Sodium	阿仑膦酸钠	1012780	Y0001727	830
PHR2342-100MG	Aleuritic Acid	紫胶桐酸	1012799		
PHR1638-1G	Alfuzosin Hydrochloride	盐酸阿夫唑嗪	1012917	A0325800	
PHR1364-500MG	Allantoin	尿囊素	1012939	A0349000	
PHR1377-1G	Allopurinol	别嘌醇	1013002	A0350000	870
PHR2005-50MG	3-Amino-4-Carboxamidopyrazole Hemisulfat	别嘌醇相关化合物 A	1013024	A0350010	831
PHR2006-50MG	Allopurinol Related Compound B	别嘌醇相关化合物 B	1013013	A0350020	832
PHR2007-50MG	Allopurinol Related Compound C	别嘌醇相关化合物 C	1013035	A0350030	843
PHR2008-50MG	Allopurinol Related Compound D	别嘌醇相关化合物 D	1013046	A0350040	844
PHR2009-50MG	Allopurinol Related Compound E	别嘌醇相关化合物 E	1013068	A0350050	845
PHR1981-50MG	Allopurinol Related Compound F	别嘌醇相关化合物 F	1013079		
PHR3515-50MG	Almotriptan Related Compound A	阿莫曲坦相关化合物A	1013523		
PHR3514-50MG	Almotriptan Related Compound D	阿莫曲坦相关化合物D	1013567		
PHR2990-500MG	Alosetron Hydrochloride	盐酸阿洛司琼	1013807		
PHR2991-50MG	Alosetron Related Compound A	阿洛司琼相关化合物A	1013818		
PHR8916-50MG	Alprazolam Related Compound A	阿普唑仑相关化合物A	1015019		
PHR1507-200MG	2-Amino-5-Chlorobenzophenone	阿普唑仑杂质 (2-氨基-5-氯二苯甲酮)	1022808		
PHR2343-1G	Altretamine	六甲蜜胺	1017105		
PHR1711-500MG	Amantadine Hydrochloride	盐酸金刚烷胺	1018505	A0363000	530

货号	英文描述	中文描述	可追溯至		
			USP No.	EP No.	BP No.
PHR2831-50MG	Amantadine Related Compound A	金刚烷胺相关化合物A	1018516		
PHR2832-50MG	Amantadine Related Compound B	金刚烷胺相关化合物B	1018527		
PHR2063-300MG	Ambroxol Hydrochloride	盐酸氨溴索		A0363700	
PHR2940-300MG	Amifostine	氨磷汀 三水合物	1019406		
PHR2789-200MG	Amifostine Disulfide	氨磷汀二硫化物	1019417		
PHR2992-100MG	Amifostine Thiol	氨磷汀硫醇	1019428		
PHR2061-50MG	Amiloride Related Compound A	阿米洛利相关化合物A	1019712	Y0000020	
PHR1839-1G	Amiloride Hydrochloride	盐酸阿米洛利	1019701	A0370000	8
PHR3170-1G	Amiloxate	对甲氧基肉桂酸异戊酯	1347755		
PHR3171-500MG	Aminobenzoate Potassium	对氨基苯甲酸钾	1019756		
PHR3172-500MG	Aminobenzoate Sodium	对氨基苯甲酸钠	1019767		
PHR1743-200MG	3-Aminobenzoic Acid	3-氨基苯甲酸			
PHR1840-500MG	Aminobenzoic Acid	对氨基苯甲酸	1019803	Y0000173	
PHR1224-1G	Aminocaproic Acid	氨基己酸	1021000	A0420000	
PHR3174-500MG	Aminohippuric Acid	对氨基马尿酸	1025351		
PHR2995-50MG	Aminolevulinic Acid Related Compound A	氨基酮戊酸相关化合物A	1025726		
PHR2994-50MG	Aminolevulinic Acid Related Compound B	氨基酮戊酸相关化合物B	1025737		
PHR2993-500MG	Aminolevulinic Acid Hydrochloride	盐酸氨基酮戊酸	1025715		
PHR1746-500MG	4-Aminosalicylic Acid	4-氨基水杨酸	1026401		
PHR1164-1G	Amiodarone Hydrochloride	盐酸胺碘酮	1027302	A0575000	532
PHR2415-100MG	Amiodarone Related Compound D	胺碘酮相关化合物D	1027346		541
PHR2416-100MG	Amiodarone Related Compound E	胺碘酮相关化合物E	1027357	Y0000130	
PHR3289-400MG	Amitraz	双甲脒	1028000		
PHR2996-100MG	Amitraz Related Compound A	双甲脒相关化合物A	1028019		
PHR2997-100MG	Amitraz Related Compound B	双甲脒相关化合物B	1028028		641
PHR2998-100MG	Amitraz Related Compound C	双甲脒相关化合物C	1028032		
PHR1384-1G	Amitriptyline Hydrochloride	盐酸阿米替林	1029002	Y0000563	16
PHR2836-50MG	Amitriptyline Related Compound A	阿米替林相关化合物A	1029013	D1000000	
PHR1185-1G	Amlodipine Besylate	苯磺酸氨氯地平	1029501	Y0000049	
PHR2050-50MG	Amlodipine Related Compound A	氨氯地平相关化合物A	1029512		
PHR2052-50MG	Amlodipine Related Compound C	氨氯地平相关化合物C	1029534	Y0001070	
PHR2053-50MG	Amlodipine Related Compound D	氨氯地平相关化合物D	1029545	Y0001068	
PHR9163-50MG	Amlodipine Related Compound E	氨氯地平相关化合物E			
PHR2056-50MG	Amlodipine Related Compound K	氨氯地平相关化合物K	1029614		
PHR2051-50MG	Amlodipine Impurity B	氨氯地平杂质B	1029523	Y0001069	
PHR9165-50MG	Amlodipine Impurity D	氨氯地平杂质D			
PHR9164-50MG	Amlodipine Besilate Impurity H	氨氯地平杂质H			
PHR9280-30MG	Levamlodipine	左旋氨氯地平			
PHR1327-1G	Ammonium Chloride	氯化铵	1029953		
PHR2344-1G	Amodiaquine Hydrochloride Hydrate	盐酸阿莫地喹	1031004		
PHR1841-500MG	Amoxapine	阿莫沙平	1031401		
PHR2837-100MG	Amoxapine Related Compound D	阿莫沙平相关化合物D	1031445		
PHR3597-100MG	Amoxapine Related Compound G	阿莫沙平相关化合物G	1031478		
PHR2188-50MG	Amoxicillin Related Compound A	阿莫西林相关化合物A	1031514	Y0000889	
PHR2189-50MG	Amoxicillin Related Compound B	阿莫西林相关化合物B	1031525		
PHR2190-50MG	Amoxicillin Related Compound C	阿莫西林相关化合物C	1031536		
PHR2192-50MG	Amoxicillin Related Compound E	阿莫西林相关化合物E	1031558		
PHR2193-100MG	Amoxicillin Related Compound F	阿莫西林相关化合物F	1031569		
PHR2196-50MG	Amoxicillin Related Compound I	阿莫西林相关化合物 I		H1430000	
PHR2191-50MG	Amoxicillin Impurity D	阿莫西林杂质D	1031547		
PHR2195-100MG	Amoxicillin Impurity H	阿莫西林杂质H	1031616		
PHR2197-100MG	(2R)-2-Amino-2-(4-Hydroxyphenyl)-Acetam	对羟基苯甘氨酸酰胺			
PHR9110-25MG	Ampicillin Impurity G	氨苄西林杂质G			
PHR9078-25MG	Ampicillin Impurity H	氨苄西林杂质H			
PHR9105-25MG	Ampicillin Impurity K	氨苄西林杂质K			
PHR2345-500MG	Amprolium	氨丙啉	1034002		
PHR3466-1G	Amrinone	氨利酮	1034308		
PHR3468-200MG	Amrinone Related Compound A	氨利酮相关化合物A	1034320		
PHR3469-200MG	Amrinone Related Compound B	氨利酮相关化合物B			
PHR3467-100MG	Amrinone Related Compound C / Inamrinone	氨利酮相关化合物C	1034363		
PHR1667-3X1.2ML	T-Amyl Alcohol	叔戊醇			
PHR3545-50MG	Anagrelide Related Compound A	阿那格雷相关化合物A	1034749		
PHR3547-50MG	Anagrelide Related Compound C	阿那格雷相关化合物C	1034771		
PHR1783-500MG	Anastrozole	阿那曲唑	1034807		
PHR3470-40MG	Anastrozole Related Compound A	阿那曲唑相关化合物A	1034818		
PHR1218-2.2ML	Anethole	反式茴香脑	1035005		
PHR2346-500MG	Aniline	苯胺	1036110		
PHR3455-500MG	Antazoline Phosphate	安他唑啉 磷酸盐	1038003		
PHR2999-40MG	Antazoline Related Compound A	安他唑啉相关化合物A	1038025		
PHR2695-50MG	Cyanidin Chloride	氯化氰定	1151924	Y0001061	

货号	英文描述	中文描述	可追溯至		
			USP No.	EP No.	BP No.
PHR1677-1G	Anthralin	地蒽酚	1039006	D2953000	
PHR2347-500MG	Antipyrine	安替比林	1040005	P0800000	
PHR2348-50MG	Antipyrine Related Compound A	安替比林相关化合物A (依达拉奉)	1040016		
PHR2198-75MG	Apigenin	芹菜素	1040683		
PHR2199-75MG	Apigenin-7-Glucoside	芹菜元-7-葡萄糖苷	1040708	Y0001777	
PHR2621-500MG	Apomorphine Hydrochloride	盐酸阿扑吗啡	1041008	Y0001465	
PHR3422-300MG	Aprepitant	阿瑞匹坦	1041904		1138
PHR1489-1G	L-Arabinitol	L-阿拉伯糖醇	1042102	A1269000	
PHR2100-500MG	Arabinose	D-(-)-阿拉伯糖	1042055		
PHR3402-500MG	Argatroban	阿加曲班 一水合物	1042408		
PHR1106-1G	L-Arginine	L-精氨酸	1042500	A1270000	
PHR2813-50MG	Arginine Aspartate	天冬氨酸精氨酸		Y0000304	
PHR1454-1G	Arginine Hydrochloride	盐酸精氨酸	1042601	A1271000	694
PHR1784-500MG	Aripiprazole	阿立哌唑	1042634	Y0001649	
PHR9301-30MG	Aripiprazole Butanoic Acid Impurity	阿立哌唑丁酸杂质			
PHR2320-100MG	Aripiprazole Related Compound B	阿立哌唑相关化合物B	1042645		
PHR2321-100MG	Aripiprazole Related Compound C	阿立哌唑相关化合物C	1042656	Y0001044	
PHR2322-100MG	Aripiprazole Related Compound F	阿立哌唑相关化合物F (杂质I)	1042689	Y0001650	
PHR2323-100MG	Aripiprazole Related Compound G	阿立哌唑相关化合物G (杂质II)	1042690		
PHR2324-50MG	Aripiprazole Related Compound H	阿立哌唑相关化合物H	1042714		
PHR9281-30MG	Aripiprazole Bromo Impurity	阿立哌唑溴化杂质			
PHR9279-30MG	Aripiprazole EP Impurity A	阿立哌唑杂质A			
PHR2321-100MG	Aripiprazole EP Impurity B	阿立哌唑杂质B	1486015	Y0001044	
PHR9277-30MG	Aripiprazole EP Impurity C	阿立哌唑杂质C			
PHR9127-100MG	2-Deschloro-Aripiprazole	去氯-阿立哌唑			
PHR3423-200MG	Artemether	蒿甲醚	1042780		
PHR3000-40MG	Artemether Related Compound B	蒿甲醚相关化合物B (α-蒿甲醚)	1042805		
PHR2573-300MG	Artesunate	青蒿琥酯	1042850		
PHR1881-500MG	Articaine Hydrochloride	盐酸阿替卡因	1042918	Y0000079	
PHR2114-100MG	Articaine Related Compound A	阿替卡因相关化合物A	1042929	Y0000080	
PHR2115-50MG	Articaine Related Compound B	阿替卡因相关化合物B	1042930		
PHR2116-100MG	Articaine Related Compound E	阿替卡因相关化合物E	1042962	Y0000081	
PHR9153-50MG	Articaine EP Impurity C	阿替卡因杂质C			
PHR9152-100MG	Articaine Impurity F	阿替卡因杂质F			
PHR9168-50MG	Articaine Hydrochloride Impurity G	阿替卡因杂质G (丁基阿替卡因盐酸盐)			
PHR9159-100MG	Articaine Impurity I	阿替卡因杂质I (3-氨基-4-甲基噻吩-2-甲酸甲酯)			
PHR1708-30MG	D-Sorbosonic Acid	抗坏血酸杂质C		Y0001024	
PHR2060-30MG	Ascorbic Acid Impurity G	抗坏血酸杂质G			
PHR2943-50MG	Ascorbic Acid Impurity H	抗坏血酸杂质H			
PHR1008-2G	Ascorbic Acid	维生素C	1043003	A1300000	461
PHR1709-30MG	Methyl D-Sorbosonate	维生素C杂质D		Y0001170	
PHR1455-2G	Ascorbyl Palmitate	维生素C棕榈酸酯	1043105	Y0000800	
PHR2418-100MG	Ascorbic Acid Impurity F, Erythorbic Aci	异抗坏血酸	1241823		
PHR2349-300MG	Asparagine Anhydrous	天冬酰胺	1043502		
PHR2350-300MG	Asparagine Monohydrate	天冬酰胺一水合物	1043513	Y0000305	
PHR1381-1G	Aspartame	阿司帕坦	1043706	A1320000	
PHR9041-50MG	Aspartame Acid	阿司帕坦酸(天冬氨酰-苯丙氨酸)			
PHR2420-50MG	Aspartame Related Compound A	阿司帕坦相关化合物A	1043728	A1321000	
PHR2419-300MG	Aspartame Acesulfame	乙酰舒芬-阿司帕坦盐	1043750		
PHR1104-1G	L-Aspartic Acid	β-天冬氨酸	1043819	A1330000	
PHR1003-1G	Aspirin	阿司匹林	1044006	A0200000	617
PHR1940-50MG	Aspirin Impurity D	阿司匹林杂质D			
PHR1941-200MG	Salsalate	阿司匹林杂质E	1609807		
PHR1942-50MG	Aspirin Impurity F	阿司匹林杂质F			
PHR3001-50MG	Atazanavir Related Compound A	阿扎那韦相关化合物A	1044356		
PHR3002-500MG	Atazanavir Sulfate	硫酸阿扎那韦	1044334	Y0002059	
PHR1679-500MG	Atomoxetine Hydrochloride	盐酸托莫西汀	1044469		
PHR3400-50MG	Atomoxetine S-Isomer	托莫西汀 S 异构体	1044913	Y0001588	
PHR2840-25MG	Atomoxetine Related Compound A	托莫西汀相关化合物A	1044470		
PHR3288-30MG	Atomoxetine Related Compound B	托莫西汀相关化合物B	1044488		
PHR3460-40MG	Atomoxetine Related Compound C	托莫西汀相关化合物C	1044491		
PHR1422-1G	Atorvastatin Calcium	阿托伐他汀钙	1044516	Y0001327	
PHR3858-30MG	Atorvastatin Related Compound A	阿托伐他汀相关化合物 A	1044527		
PHR1869-30MG	Atorvastatin Related Compound B	阿托伐他汀相关化合物 B	1044538		
PHR1870-30MG	Atorvastatin Related Compound C	阿托伐他汀相关化合物 C	1044549	Y0001330	
PHR1872-30MG	Atorvastatin Related Compound E	阿托伐他汀相关化合物 E	1044571	Y0001332	
PHR1873-30MG	Atorvastatin Related Compound H	阿托伐他汀相关化合物 H	1044582		
PHR1874-30MG	Atorvastatin Related Compound I	阿托伐他汀相关化合物 I	1044593		
PHR1871-30MG	Atorvastatin Related Compound D	阿托伐他汀相关化合物D	1044550	Y0001331	
PHR2421-100MG	1,1-Dimethylethyl (4R-Cis)-6-Aminoethyl-2,2-Dimethyl-1,3-Dioxane-4-Acetate	阿托伐他汀杂质(6-氨基-2,2-二甲基-1,3-二氧六环-4-乙酸叔丁酯)			

货号	英文描述	中文描述	可追溯至		
			USP No.	EP No.	BP No.
PHR9282-30MG	Atorvastatin Calcium EP Impurity N	阿托伐他汀杂质N (阿托伐他汀叔丁酯)			
PHR1591-500MG	Atovaquone	阿托伐醌	1044651	Y0001572	
PHR3792-50MG	Atovaquone Related Compound A	阿托伐醌相关化合物A	1044662		
PHR2482-200MG	Atracurium Besylate	苯磺酸阿曲库铵	1044800		
PHR1073-1G	Avobenzone	阿伏苯宗	1045337		
PHR1911-300MG	Azacitidine	阿扎胞苷	1045520		
PHR3473-50MG	Azacitidine Related Compound A	阿扎胞苷相关化合物A	1045539		
PHR1282-1G	Azathioprine	硫唑嘌呤	1046001	A1500000	26
PHR2841-30MG	Azathioprine Related Compound A	硫唑嘌呤相关化合物A	1045993	Y0001240	
PHR1636-1G	Azelastine Hydrochloride	氮卓斯汀	1046158	Y0000326	
PHR2842-50MG	Azelastine Related Compound D	氮卓斯汀相关化合物D	1046191	Y0000328	
PHR2843-50MG	Azelastine Related Compound E	氮卓斯汀相关化合物E	1046202	Y0000329	
PHR8516-50MG	N-Nitroso Azithromycin	N-亚硝基阿奇霉素			
PHR3403-30MG	Azithromycin Related Compound H	阿奇霉素相关化合物H	1046023		
PHR2625-30MG	Desosaminylazithromycin	阿奇霉素德糖胺	1046078		
PHR2484-100MG	Azure B	天青B	1046351		
PHR1682-1G	Baclofen	巴氯芬	1048200	B0200000	28
PHR8947-100MG	Baclofen Related Compound A	巴氯芬相关化合物A	1048222	B0200050	
PHR2929-100MG	Balsalazide Related Compound A	巴柳氮钠相关化合物A	1048266		
PHR3272-50MG	Balsalazide Related Compound B	巴柳氮钠相关化合物B	1048277		
PHR3531-5G	Behenic Acid	山萘酸	1499403		
PHR2793-400MG	Bemotrizinol	贝莫三嗪醇	1048572		
PHR1912-250MG	Benazepril Hydrochloride	盐酸贝那普利	1048619	Y0001025	
PHR8936-50MG	Benazepril Related Compound A	贝那普利相关化合物A	1048620		
PHR8937-30MG	Benazepril Related Compound B	贝那普利相关化合物B	1048630		
PHR3283-75MG	Benazepril Related Compound C	贝那普利相关化合物C	1048641		
PHR2922-50MG	Benazepril Related Compound D	贝那普利相关化合物D	1048652		
PHR2422-50MG	Benazepril Related Compound E	贝那普利相关化合物E	1048663		
PHR2423-100MG	Benazepril Related Compound F	贝那普利相关化合物F	1048674		
PHR2930-75MG	Benazepril Related Compound G	贝那普利相关化合物G	1048685		
PHR2333-500MG	Bendamustine Hydrochloride Monohydrate	盐酸苯达莫司汀一水合物	1065221		
PHR2944-50MG	Bendamustine Related Compound A	苯达莫司汀相关化合物A	1065232		
PHR2945-40MG	Bendamustine Related Compound B	苯达莫司汀相关化合物B	1065243		
PHR3292-40MG	Bendamustine Related Compound C	苯达莫司汀相关化合物C	1065254		
PHR2946-40MG	Bendamustine Related Compound D	苯达莫司汀相关化合物D	1065265		
PHR2948-40MG	Bendamustine Related Compound F	苯达莫司汀相关化合物F	1065287		
PHR2951-50MG	Bendamustine Related Compound I	苯达莫司汀相关化合物I	1065312		
PHR2352-300MG	Benoxinate Hydrochloride	盐酸奥布卡因	1050009		
PHR1203-3X1ML	Benzaldehyde	苯甲醛	1050905		
PHR2353-1ML	Benzaldehyde Propylene Glycol Acetal	苯甲醛丙二醇缩醛	1050949		
PHR2354-300MG	Benzalkonium Bromide	苯扎溴铵	1050982		
PHR3795-5.2ML	Benzalkonium Chloride (4% Aqueous Soluti	4%苯扎氯铵标准液	1050993	Y0001060	
PHR1371-5ML	Benzalkonium Chloride 10% Solution	10%苯扎氯铵标准液	1051001		
PHR1681-1ML	Benzalkonium Chloride 50% Solution	50%苯扎氯铵标准液	1050993	Y0001060	
PHR1019-1G	Benzyl Alcohol	苯甲醇	1061901	Y0000167	
PHR3867-100MG	Benzalkonium Chloride (C10)	苄基癸基二甲基氯化铵			
PHR3871-100MG	Benzalkonium Chloride (C18)	苄基十八烷基二甲基氯化铵			
PHR3868-100MG	Benzalkonium Chloride (C12)	苄基十二烷基二甲基氯化铵	1050982		
PHR3870-100MG	Benzalkonium Chloride (C16)	苄基十六烷基二甲基氯化铵			
PHR3869-100MG	Benzalkonium Chloride (C14)	苄基十四烷基二甲基氯化铵			
PHR1425-1G	Benzethonium Chloride	苄索氯铵	1051500	B0550000	
PHR9181-100MG	N-Acetylbenzocaine	N-乙酰苯佐卡因			
PHR1158-1G	Benzocaine	苯佐卡因	1054000		
PHR9160-100MG	Ethyl 4-Formamidobenzoate	苯佐卡因杂质 (4-甲酰氨基苯甲酸乙酯)			
PHR2225-100MG	Ethyl 4-Nitrobenzoate	苯佐卡因杂质 (对硝基苯甲酸乙酯)	1265300		
PHR2094-5G	Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoa	苯佐卡因杂质 (二乙氨基苯甲酰基苯甲酸己酯)			
PHR9172-100MG	Benzocaine Impurity B	苯佐卡因杂质B (2-氨基苯甲醇)			
PHR9173-100MG	Benzocaine Impurity C	苯佐卡因杂质C (3-氨基苯甲酸乙酯)			
PHR9174-100MG	Benzocaine Impurity D	苯佐卡因杂质D (邻氨基苯甲酸乙酯)			
PHR1204-1G	Benzophenone	二苯甲酮	1056130	Y0000647	
PHR2298-1.2ML	Benzoxonium Chloride	苯佐氯铵			
PHR3517-100MG	Benztropine Related Compound A	苯扎托品相关化合物A	1061027		
PHR2898-3X1.2ML	Cyclohexylmethanol	环己甲醇	1154605		
PHR1213-5G	Benzyl Benzoate	苯甲酸苄酯	1062008		
PHR1370-1ML	Benzyl Nicotinate	烟酸苄酯			
PHR2097-500MG	Betahistine Hydrochloride	盐酸倍他司汀	1065618	Y0000391	824
PHR2355-1G	Betaine	甜菜碱	1065695		
PHR2356-300MG	Betaine Hydrochloride	甜菜碱 盐酸盐	1065709		
PHR2424-1G	Betamethasone Sodium Phosphate	倍他米松磷酸钠	1068004	B1045000	41
PHR3386-50MG	Betaxolol Related Compound A	倍他洛尔相关化合物A	1069914	B1103100	

货号	英文描述	中文描述	可追溯至		
			USP No.	EP No.	BP No.
PHR2357-300MG	Bethanechol Chloride	氯贝胆碱	1071009		
PHR1306-500MG	3-Tert-Butyl-4-Hydroxyanisole	3-叔丁基-4-羟基苯甲醚	1083100		
PHR1678-1G	Bicalutamide	比卡鲁胺	1071202	Y0001444	1115
PHR3394-50MG	Bicalutamide Related Compound A	比卡鲁胺相关化合物A	1071213		
PHR3392-40MG	Bicalutamide Related Compound B	比卡鲁胺相关化合物B	1071224		
PHR1296-1G	Bifonazole	联苯苄唑		B1110000	
PHR1233-1G	Biotin	生物素	1071508	B1116000	
PHR1456-2X1G	Bis(2-Ethylhexyl)Maleate	马来酸二异辛酯	1075203		
PHR2794-250MG	Bisacodyl	比沙可啶	1074007	B1140000	47
PHR3388-50MG	Bisacodyl Related Compound A	比沙可啶相关化合物A	1074030		
PHR3548-50MG	Bisacodyl Related Compound B	比沙可啶相关化合物B	1074042		
PHR3385-50MG	Bisacodyl Related Compound C	比沙可啶相关化合物C	1074051		
PHR3390-40MG	Bisacodyl Related Compound E	比沙可啶相关化合物E	1074073		
PHR2844-50MG	Bisotrizole Related Compound A	2-(2'-羟基-5'-叔辛基苯基)苯并三唑	1075688		
PHR1913-500MG	Bisotrizole	亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚	1075677		
PHR9227-25MG	N-Nitroso-Bisoprolol	N-亚硝基比索洛尔			
PHR2664-1G	Boric Acid	硼酸	1076341		
PHR2708-500MG	Bosentan	波生坦	1076115		
PHR2795-500MG	Brimonidine Tartrate	酒石酸溴莫尼定	1076400	Y0001658	
PHR3480-100MG	Brimonidine Related Compound A	溴莫尼定相关化合物A	1076419		
PHR3481-100MG	Brimonidine Related Compound B	溴莫尼定相关化合物B	1076421		
PHR3479-30MG	Brimonidine Related Compound E	溴莫尼定相关化合物E	1076454		
PHR3424-400MG	Brinzolamide	布林佐胺	1076363		
PHR1831-200MG	Bromhexine Hydrochloride	盐酸溴己新		B1145000	
PHR1864-500MG	Brompheniramine Maleate	马来酸溴苯那敏	1078008	B1153000	
PHR1823-50MG	Budesonide Related Compound L	布地奈德相关化合物L	1078289		
PHR9228-100MG	Budesonide Impurity A	布地奈德杂质A			
PHR3393-40MG	Bumetanide Related Compound A	布美他尼相关化合物A	1078325	Y0000310	
PHR3391-50MG	Bumetanide Related Compound B	布美他尼相关化合物B	1078336		
PHR1128-1G	Bupivacaine Hydrochloride	盐酸布比卡因	1078507	B1160000	479
PHR1756-20MG	Bupivacaine Related Compound B	布比卡因相关化合物B	1078529	Y0000088	
PHR9155-100MG	Bupivacaine Impurity D	布比卡因杂质D			
PHR9147-50MG	N-(2,6-Dimethylphenyl)Pyridine-2-Carboxa	布比卡因杂质 (甲哌卡因杂质C)			
PHR9084-100MG	(S)-Bupivacaine(Ropivacaine Impurity A)	S-布比卡因 (罗哌卡因杂质B)			
PHR8955-50MG	Buprenorphine Related Compound A	丁丙诺啡杂质A	1078711		
PHR8514-30MG	Buprenorphine Impurity E	丁丙诺啡杂质E			
PHR1730-1G	Bupropion Hydrochloride	盐酸安非他酮	1078733		
PHR3178-500MG	Bupropion Hydrobromide	氢溴酸安非他酮	1078846		
PHR1752-30MG	Bupropion Hydrochloride Related Compound A	安非他酮相关化合物A	1078744		
PHR1753-30MG	Bupropion Hydrochloride Related Compound B	安非他酮相关化合物B	1078755		
PHR1754-30MG	Bupropion Related Compound C	安非他酮相关化合物C	1078766		
PHR1755-30MG	Bupropion Related Compound F	安非他酮相关化合物F	1078799		
PHR3482-100MG	Bupropion Related Compound G	安非他酮相关化合物G	1078857		
PHR1744-200MG	3-Chlorobenzoic Acid	安非他酮杂质 (3-氯苯甲酸)	1112299		
PHR1917-500MG	Buspirone Hydrochloride	盐酸丁螺环酮	1078802	Y0000131	
PHR2845-2X100MG	Buspirone Related Compound A	丁螺环酮相关化合物A	1078573		
PHR2846-100MG	Buspirone Related Compound G	丁螺环酮相关化合物G	1078813		
PHR2847-100MG	Buspirone Related Compound K	丁螺环酮相关化合物K	1078642		
PHR3483-150MG	Buspirone Related Compound L	丁螺环酮相关化合物L	1078824		
PHR2848-100MG	Buspirone Related Compound N	丁螺环酮相关化合物N	1078835		
PHR3542-1G	2-Phenylbutyric Acid	布他米酯杂质 (2-苯基丁酸)			
PHR1117-1G	Butylated Hydroxytoluene	2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚 (BHT)	1082708	B1215000	
PHR2336-500MG	2-Tert-Butyl-4-Hydroxyanisole	2-叔丁基-4-羟基茴香醚	1083008		
PHR1304-1G	Butylated Hydroxyanisole	丁基羟基茴香醚(抗氧化剂BHA)	1083008	B1212000	
PHR2730-1.2ML	Butyraldehyde	丁醛	1084259		
PHR3873-500MG	Butyric Acid	丁酸			
PHR3874-500MG	Isobutyric Acid	异丁酸			
PHR2038-50MG	Caffeine Impurity B	咖啡因杂质 B	1653037		
PHR1951-30MG	N,1-Dimethyl-4-(Methylamino)-1H-Imidazol	咖啡因杂质 E			
PHR2000-50MG	Caffeine Impurity F	咖啡因杂质 F	1086066		
PHR2359-100MG	Calcifediol	骨化二醇 (25-羟基维生素D3)	1086108	C0166000	
PHR3794-5.2ML	Calcitriol Solution	骨化三醇 1ug/mL甲醇溶液	1086312		
PHR1362-5G	Calcium Acetate	乙酸钙	1086334		
PHR1326-5G	Calcium Carbonate	碳酸钙	1086403		
PHR2669-500MG	Calcium Gluconate Anhydrous	葡萄糖酸钙	1086822		
PHR2670-500MG	Calcium Gluconate Monhydrate	葡萄糖酸钙 一水合物	1086833	C0300000	
PHR1232-500MG	Calcium-D-Pantothenate	D-泛酸半钙盐	1087009	C0400000	
PHR2425-100MG	D-Camphor Impurity D, Fenchone	(-)-葑酮			
PHR2430-100MG	D-Camphor Impurity F, Fenchol	(+)-葑基醇			
PHR2805-400MG	Methyl Benzylidene Camphor	3-(4-甲基苯亚甲基)樟脑	1424222		

货号	英文描述	中文描述	可追溯至		
			USP No.	EP No.	BP No.
PHR1119-1G	D-Camphor	D-樟脑	1087508	C0405000	
PHR2427-100MG	D-Camphor Impurity A, A-Pinene	α -蒎烯			
PHR2426-1G	Camphor Impurity B, Camphene	莰烯			
PHR2429-100MG	D-Camphor Impurity J, Endo-Borneol	龙脑			
PHR2431-100MG	D-Camphor Impurity I, Exo-Borneo L	异龙脑			
PHR3657-200MG	D-Camphor Sulfonic Acid	樟脑磺酸	1087520		
PHR1854-200MG	Candesartan Cilexetil	坎地沙坦酯	1087803	Y0001388	
PHR2019-20MG	Candesartan Cilexetil Related Compound D	坎地沙坦酯相关化合物 D	1087847		
PHR2020-20MG	Candesartan Cilexetil Related Compound F	坎地沙坦酯相关化合物 F	1087869		
PHR2017-20MG	Candesartan Cilexetil Related Compound A	坎地沙坦酯相关化合物A	1087814		
PHR2018-20MG	Candesartan Cilexetil Related Compound B	坎地沙坦酯相关化合物B	1087825		
PHR2021-20MG	Candesartan Cilexetil Related Compound G	坎地沙坦酯相关化合物G	1087870		
PHR2035-20MG	Candesartan Cilexetil Impurity C	坎地沙坦酯杂质 C			
PHR2036-20MG	Candesartan Cilexetil Impurity E	坎地沙坦酯杂质 E			
PHR2022-20MG	Candesartan Cilexetil Impurity I	坎地沙坦酯杂质I			
PHR1405-1G	Capecitabine	卡培他滨	1090706	Y0001642	
PHR2849-50MG	Capecitabine Related Compound A	卡培他滨相关化合物A	1090717	Y0001643	
PHR2850-50MG	Capecitabine Related Compound B	卡培他滨相关化合物B	1090728	Y0001644	
PHR1202-1G	Caprylic Acid	羊脂酸 (正辛酸)	1091040	C0426000	
PHR1307-1G	Captopril	卡托普利	1091200	C0430000	538
PHR1511-500MG	Carbachol	卡巴胆碱	1092009	Y0000113	
PHR1067-1G	Carbamazepine	卡马西平	1093001	C0450000	974
PHR1918-50MG	Carbamazepine Related Compound A	卡马西平相关化合物A	1093012	Y0000033	
PHR3279-50MG	10-Chloro-10,11-Dihydrocarbamazepine	卡马西平杂质 (10氯-二氢卡马西平)			
PHR2237-50MG	Carbamazepine Impurity B	卡马西平杂质B	1424084		
PHR2330-50MG	Carbamazepine Impurity C	卡马西平杂质C			
PHR2433-100MG	Carbamazepine Impurity F	卡马西平杂质F			
PHR9066-100MG	Carbamazepine Impurity G	卡马西平杂质G			
PHR1197-500MG	Iminostilbene	亚氨基芪	1093023		
PHR3293-50MG	10-Methoxycarbamazepine	10-甲氧基卡马西平			
PHR1655-1G	Carbidopa	卡比多巴	1095506	C0460000	60
PHR3401-50MG	Carbidopa Related Compound A	卡比多巴相关化合物A	1095517		
PHR1684-1G	Carbimazole	卡比马唑		C0465000	
PHR3593-50MG	Carbinoxamine Related Compound B	卡比沙明相关化合物B	1096021		
PHR2802-400MG	Carbinoxamine Maleate	马来酸卡比沙明	1096000		
PHR3387-50MG	Carbinoxamine Related Compound C	卡比沙明相关化合物C	1096032		
PHR3417-200MG	Carboplatin	卡铂	1096407		711
PHR2726-2G	Carboxymethylcellulose Sodium	羧甲基纤维素钠	1096553		
PHR3819-400MG	Carglumic Acid	卡谷氨酸	1096586		
PHR3793-60MG	Carglumic Acid Related Compound A	卡谷氨酸相关化合物A	1096510		
PHR2262-100MG	Carmoisine	偶氮玉红	1046125		
PHR3003-50MG	Carmustine Related Compound A	卡莫司汀相关化合物A	1096735		
PHR2208-20MG	Carnosic Acid	鼠尾草酸	1096746		
PHR1239-1G	Beta Carotene	β -胡萝卜素	1065480		
PHR1452-1G	Carprofen	卡洛芬	1096699	Y0000846	
PHR1564-200MG	Carprofen Related Compound A	卡洛芬相关化合物A	1096702		
PHR3762-50MG	Carvedilol Related Compound A	卡维地洛相关化合物A	1096633		
PHR2952-40MG	Carvedilol Related Compound B	卡维地洛相关化合物B	1096644		
PHR2953-40MG	Carvedilol Related Compound C	卡维地洛相关化合物C	1096655		
PHR2434-50MG	Carvedilol Related Compound D	卡维地洛相关化合物D	1096666		
PHR2435-50MG	Carvedilol Related Compound E	卡维地洛相关化合物E	1096677		
PHR1963-50MG	(+)-Catechin	(+)-儿茶素	1096790		
PHR1333-1G	Epigallocatechin Gallate	表没食子儿茶素没食子酸酯	1236700		
PHR9060-25MG	D-(-)-Alpha-Phenyglycine	D-(-)- α -苯甘氨酸			
PHR1291-500MG	Cefazolin	头孢唑啉	1097603	C0682800	
PHR2437-100MG	Cefazolin Impurity E	头孢唑啉杂质E			
PHR2436-100MG	Cefazolin Impurity H	头孢唑啉杂质H			
PHR2851-50MG	Cefepime Related Compound D	头孢吡肟相关化合物D	1097680		
PHR3572-50MG	Cefepime Related Compound E	头孢吡肟相关化合物E	1097691		
PHR3004-50MG	Cefadroxil Related Compound B	头孢羟氨苄相关化合物B (7-ADCA)	1097126		
PHR2683-300MG	Cefuroxime Sodium	头孢呋辛钠	1098209	C0695000	925
PHR1683-1G	Celecoxib	塞来昔布	1098504	Y0001445	
PHR3485-50MG	Celecoxib Related Compound C	塞来昔布相关化合物C	1098537		
PHR3484-50MG	Celecoxib Related Compound D	塞来昔布相关化合物D	1098570		
PHR1656-1G	Cetirizine Dihydrochloride	盐酸西替利嗪	1102929	C0980650	837
PHR1710-40MG	Cetirizine Hydrochloride Related Compound A	盐酸西替利嗪相关化合物A	1102930		
PHR2620-50MG	4-Chlorobenzophenone	对氯二苯甲酮	1112467		
PHR3280-40MG	Cetirizine Related Compound B	西替利嗪相关化合物B	1102941		
PHR3642-50MG	Cetirizine Related Compound C	西替利嗪相关化合物C	1102952		
PHR2852-100MG	Cetirizine Related Compound G	西替利嗪相关化合物G	1102963		

货号	英文描述	中文描述	USP No.	可追溯至	
				EP No.	BP No.
PHR2688-1G	Cetrimonium Bromide	西曲溴铵 (十六烷基三甲基溴化铵)	1102974		
PHR1133-1G	Cetyl Alcohol	1-十六烷醇	1103003	C0990000	
PHR1166-1G	Cetyl Palmitate	棕榈酸棕榈酯	1103105	Y0000074	
PHR1226-1G	Cetylpyridinium Chloride	西吡氯铵	1104006	C1000000	
PHR1421-1G	Chlorhexidine	氯己定	1111001	C1510000	
PHR1459-500MG	Chlorhexidine Hydrochloride	盐酸氯己定	1111103	C1540000	
PHR1222-500MG	Chlorhexidine Acetate	醋酸氯己定	1111103	C1520000	68
PHR1294-1G	Chlorhexidine Digluconate Solution	氯己定二葡萄糖酸盐	1111001/ 1111103	C1510000/1520000	
PHR1545-1G	Chlorobutanol	三氯叔丁醇	1112503		
PHR2202-100MG	Chlorogenic Acid	绿原酸	1115545	Y0000569	
PHR1258-1G	Chloroquine Phosphate	磷酸氯喹	1118000		
PHR2438-50MG	Chloroquine Related Compound A	氯喹相关化合物A	1118328		
PHR3277-40MG	Chloroquine Related Compound D	氯喹相关化合物D	1118350		
PHR3278-40MG	Chloroquine Related Compound E	氯喹相关化合物E	1118361		
PHR2933-40MG	Chloroquine Related Compound G	氯喹相关化合物G	1118394		
PHR1478-500MG	Chloroxylenol	氯二甲苯酚	1122700		80
PHR1016-500MG	Chlorpheniramine Maleate	马来酸氯苯那敏	1123000	C1800000	81
PHR1647-200MG	Chlorpheniramine Related Compound B	氯苯那敏相关化合物B	1123135		
PHR1688-50MG	Chlorpheniramine Related Compound C	氯苯那敏相关化合物C	1123146		
PHR2004-50MG	Chlorpheniramine Impurity A	氯苯那敏杂质A		Y0000436	
PHR2103-100MG	Chlorphenamine Impurity D	氯苯那敏杂质D			
PHR2104-100MG	2-(4-Chlorophenyl)-4-Dimethylaminobutyronitrile Hydrochloride	氯苯那敏杂质 (854863-55-1)			
PHR2105-100MG	Chlorphenamine N-Oxide Maleate	马来酸氯苯那敏N-氧化物			
PHR2803-500MG	Dexchlorpheniramine Maleate	马来酸右氯苯那敏	1179005		
PHR2915-50MG	Chlorthalidone Related Compound A	氯噻酮相关化合物A	1119309		
PHR1919-500MG	Chlorzoxazone	氯唑沙宗	1130505		
PHR2699-100MG	Chlorzoxazone Related Compound A	氯唑沙宗相关化合物A (2-氨基-4-氯苯酚)	1130527		
PHR1237-500MG	Cholecalciferol	胆钙化醇 (维生素D3)	1131009	C2100000	787
PHR2439-100MG	Cholecalciferol Impurity B	胆钙化醇杂质B (7-脱氢胆固醇)			
PHR8917-40MG	Trans-Cholecalciferol	反-胆钙化醇			
PHR2663-100MG	Vitamin D3 Isomer Mix	维生素D3异构体混标			
PHR1533-500MG	Cholesterol	胆固醇	1131960	C2155000	
PHR3659-200MG	Deoxycholic Acid	去氧胆酸	1171273		
PHR1579-500MG	Ursodiol	熊去氧胆酸	1707806	U0800000	
PHR2631-250MG	Lysophosphatidylcholine	L-α-溶血磷脂酰胆碱	1372050	Y0001904	
PHR1546-500MG	Acetylcholine Chloride	氯化乙酰胆碱	1008501	Y0000002	
PHR1943-1G	Methacholine Chloride	氯化乙醚甲胆碱	1396364		
PHR1460-500MG	Choline Bitartrate	重酒石酸胆碱	1133536		
PHR1251-500MG	Choline Chloride	氯化胆碱	1133547		
PHR1786-500MG	Chondroitin Sulfate Sodium	硫酸软骨素钠	1133570	Y0000280	28
PHR1920-500MG	Ciclopirox	环吡酮胺	1134018	Y0000040	
PHR2854-50MG	Ciclopirox Related Compound B	环吡酮胺相关化合物B	1134040	C2162702	
PHR3646-50MG	Ciclopirox Related Compound C	环吡酮胺相关化合物C	1134084		
PHR3616-50MG	Cidofovir Related Compound B	西多福韦相关化合物B	1133886		
PHR3583-50MG	Cidofovir Related Compound A Hydrochloride	盐酸西多福韦相关化合物A	1133875		
PHR1547-3X1.2ML	Mesityl Oxide	异亚丙基丙酮 (MO)		Y0001040	
PHR1503-1G	Cilostazol	西洛他唑	1134153		
PHR2855-100MG	Cilostazol Related Compound A	西洛他唑相关化合物A	1134164		
PHR1653-100MG	Cilostazol Related Compound B	西洛他唑相关化合物B	1134175		
PHR1676-100MG	Cilostazol Related Compound C	西洛他唑相关化合物C	1134186		
PHR1075-1G	Cimetidine	西咪替丁	1134062	C2175000	475
PHR2365-100MG	Cimetidine Guanidine Dihydrochloride	西咪替丁盐酸胍			
PHR2220-100MG	Cimetidine Impurity A	西咪替丁杂质A			
PHR2250-50MG	Cimetidine Impurity B	西咪替丁杂质B			
PHR2251-100MG	Cimetidine Impurity C	西咪替丁杂质C			
PHR2242-25MG	Cimetidine Impurity D	西咪替丁杂质D			
PHR2243-25MG	Cimetidine Impurity E	西咪替丁杂质E			
PHR2258-50MG	Cimetidine Impurity F	西咪替丁杂质F			
PHR2259-50MG	Cimetidine Impurity G	西咪替丁杂质G			
PHR2255-50MG	Cimetidine Impurity H	西咪替丁杂质H			
PHR2260-50MG	Cimetidine Impurity I	西咪替丁杂质I			
PHR2252-100MG	Cimetidine Impurity J	西咪替丁杂质J			
PHR3709-100MG	Cinacalcet Related Compound D	西那卡塞相关化合物D	1133966		
PHR1828-500MG	Eucalyptol	桉油精	1268900	Y0000176	
PHR3284-3X200MG	Cinnamaldehyde	肉桂醛	1133897		
PHR2140-50MG	4-Isopropylcinnamic Acid	4-异丙基肉桂酸			
PHR2694-200MG	Cinnamic Acid	肉桂酸	1133933		
PHR2811-200MG	Cinnarizine	桂利嗪		C2180000	1219
PHR1167-1G	Ciprofloxacin	环丙沙星	1134313	Y0000198	
PHR1044-1G	Ciprofloxacin Hydrochloride	盐酸环丙沙星	1134335	C2190000	929

货号	英文描述	中文描述	可追溯至		
			USP No.	EP No.	BP No.
PHR2440-200MG	Ciprofloxacin Formamide	环丙沙星甲酰胺	1134459		
PHR1910-50MG	Ciprofloxacin Related Compound A	环丙沙星相关化合物A	1134346		
PHR3731-50MG	Ciprofloxacin EP Impurity B	环丙沙星杂质B			
PHR9144-50MG	Ciprofloxacin Impurity C	环丙沙星杂质C			
PHR9004-100MG	Ciprofloxacin Impurity E	环丙沙星杂质E			
PHR3825-30MG	Desethylen Ciprofloxacin Hydrochloride	去乙烯基环丙沙星	1134324		
PHR3252-50MG	Transplatin	反铂	1672803		
PHR1624-200MG	Cisplatin	顺铂	1134357	C2210000	
PHR1640-1G	Citalopram Hydrobromide	氢溴酸西酞普兰	1134233	Y0001008	1153
PHR1901-50MG	Citalopram Related Compound A	西酞普兰相关化合物A	1134244		
PHR8899-50MG	Citalopram Related Compound B	西酞普兰相关化合物B	1134255		
PHR1902-50MG	Citalopram Related Compound C	西酞普兰相关化合物C	1134266		
PHR1903-30MG	Citalopram Related Compound D	西酞普兰相关化合物D	1134277		
PHR1904-50MG	Citalopram Related Compound E	西酞普兰相关化合物E	1134288		
PHR1905-25MG	Citalopram Related Compound G	西酞普兰相关化合物G	1134197		
PHR3654-500MG	Citicoline Sodium	胞磷胆碱钠	1134305		
PHR1071-1G	Citric Acid, Anhydrous	枸橼酸	1134368	A1202000	
PHR2903-200MG	Citric Acid Monohydrate	枸橼酸一水合物	1134368	C2219000	
PHR3875-100MG	Isocitric Acid Trisodium	异柠檬酸三钠			
PHR3191-500MG	L-Citrulline	L-瓜氨酸	1133842		
PHR9308-30MG	Cladribine EP Impurity G	克拉屈滨杂质G			
PHR3769-25MG	Clarithromycin Impurity H	克拉霉素杂质H	1134620		
PHR9321-30MG	Potassium Clavulanate EP Impurity D	克拉维酸钾杂质D			
PHR9320-30MG	tert-Octylamine Hydrochloride	克拉维酸钾杂质(叔辛胺盐酸盐)			
PHR9309-30MG	2,3-Dimethyl-2,3-Butanediamine Dihydroch	克拉维酸杂质(二甲基-2,3-丁二胺二盐酸盐)			
PHR3489-30MG	Clenbuterol Related Compound B	克伦特罗相关化合物B	1134696		
PHR3564-400MG	Clidinium Bromide Related Compound A	克利溴铵相关化合物A	1135021		
PHR8882-30MG	Clindamycin Impurity C	克林霉素杂质C			
PHR8883-50MG	Clindamycin Impurity D	克林霉素杂质D			
PHR8886-100MG	Triacetylclindamycin	三乙基克林霉素			
PHR3742-150MG	Clomiphene Related Compound A	氯米芬相关化合物A	1140101		
PHR1720-1G	Clomipramine Hydrochloride	盐酸氯米帕明	1140247	C2360000	
PHR3720-50MG	Clomipramine Related Compound A	氯米帕明相关化合物A	1140258		
PHR3721-50MG	Clomipramine Related Compound C	氯米帕明相关化合物C	1140269	Y0000132	
PHR3582-50MG	Clomipramine Related Compound D	氯米帕明相关化合物D	1140270		
PHR3652-50MG	Clonazepam Related Compound B	氯硝西洋相关化合物B	1140338		1059
PHR3626-50MG	Clonidine Related Compound A	可乐定相关化合物A	1140418		
PHR3177-200MG	Apraclonidine Hydrochloride	盐酸阿可可乐定(盐酸安普乐定)	1041609		
PHR1431-1G	Clopidogrel Bisulfate	硫酸氢氯吡格雷	1140430	Y0001333	
PHR9310-30MG	Clopidogrel Thieno Impurity (Tetrahydrothienopyridine Hydrochloride)	氯吡格雷噻吩并杂质			
PHR1990-40MG	Clopidogrel Related Compound A	氯吡格雷相关化合物A	1140586	Y0001335	
PHR1991-40MG	Clopidogrel Related Compound B	氯吡格雷相关化合物B	1140597		
PHR1992-40MG	Clopidogrel Related Compound C	氯吡格雷相关化合物C	1140600		
PHR9303-30MG	Clopidogrel EP Impurity F	氯吡格雷杂质F			
PHR1058-1G	Clotrimazole	克霉唑	1141002	C2430000	379
PHR2700-50MG	Clotrimazole Related Compound A	克霉唑相关化合物A	1141024	Y0000849	
PHR3612-50MG	Clotrimazole Impurity B	克霉唑杂质B			
PHR9191-50MG	Clotrimazole Impurity C	克霉唑杂质C(2-氯代三苯甲基氯)			
PHR3005-50MG	Clotrimazole Impurity F	克霉唑杂质F(1-三苯甲基咪唑)			
PHR3655-200MG	Clozapine	氯氮平	1142107	C2460000	905
PHR1597-1ML	CMIT/MIT	甲基氯异噻唑啉酮/甲基异噻唑啉酮(CMIT/MIT) 混标			
PHR1461-1G	Copper Chlorophyllin	叶绿素铜			
PHR1477-1G	Copper Sulfate	硫酸铜			
PHR1462-1G	Creatinine	肌酐	1150353		
PHR2727-1G	Cromolyn Sodium	色甘酸钠	1150502		
PHR3297-50MG	Cromolyn Related Compound A	色甘酸相关化合物A	1150513		
PHR3298-50MG	Cromolyn Related Compound B	色甘酸相关化合物B	1150524		
PHR1210-3X1.2ML	Cumene	枯烯	1151709		
PHR2209-50MG	Curcumin	姜黄素	1151855		
PHR3434-50MG	Bisdesmethoxycurcumin	双去甲氧基姜黄素	1075305		
PHR1234-1G	Cyanocobalamin	维生素B12	1152011	C3000000	466
PHR2797-400MG	Cyclobenzaprine Hydrochloride	盐酸环苯扎林	1154503	C3200000	886
PHR3299-30MG	Cyclobenzaprine Related Compound A	环苯扎林相关化合物A	1154514		
PHR2560-1G	Alpha Cyclodextrin	α-环糊精	1154558	A1225000	
PHR1439-1G	Beta-Cyclodextrin	β-环糊精	1154569		
PHR2923-1G	Betadex Sulfobutyl Ether Sodium	磺丁基倍他环糊精钠	1065550		
PHR1440-1G	Hydroxypropyl-Beta-Cyclodextrin	羟丙基倍他环糊精	1329709	Y0000186	
PHR1565-500MG	D4 Cyclomethicone	八甲基环四硅氧烷	1154707		
PHR1566-500MG	D5 Cyclomethicone	十甲基环五硅氧烷	1154809		
PHR1404-1G	Cyclophosphamide	环磷酰胺	1157002	C3250000	

货号	英文描述	中文描述	USP No.	可追溯至	
				EP No.	BP No.
PHR3619-50MG	Cyclophosphamide Related Compound B	环磷酰胺相关化合物B	1157024		
PHR2684-500MG	Cyproheptadine Hydrochloride	盐酸赛庚啶	1161000	C3280000	
PHR2685-50MG	Cyproheptadine Related Compound A	赛庚啶相关化合物A	1161010		
PHR2686-50MG	Cyproheptadine Related Compound C	赛庚啶相关化合物C	1161032		
PHR2899-500MG	Cyromazine	环丙氨嗪	1161203		
PHR9270-100MG	Cystamine Dihydrochloride	二盐酸胱胺			
PHR9273-100MG	Cysteamine Hydrochloride	盐酸胱胺			
PHR1102-1G	L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate	L-半胱氨酸 一水合物	1161509	C3290000	
PHR9276-100MG	L-Cysteine S-Sulfate Sodium Salt Sesquih	L-半胱氨酸 S-硫酸钠盐 倍半水合物			
PHR1098-1G	N-Acetyl-L-Cysteine	N-乙酰基-L-半胱氨酸	1009005	A0150000	907
PHR1323-500MG	L-Cystine	L-胱氨酸	1161586	C3300000	
PHR1787-500MG	Cytarabine	阿糖胞苷	1162002	C3350000	383
PHR3802-100MG	Cytidine	胞苷			
PHR3803-50MG	Deoxycytidine	脱氧胞苷			
PHR3804-100MG	2'-O-Methylcytidine	2'-甲氧基胞苷			
PHR3806-100MG	5-Methylcytidine	4-甲基胞苷			
PHR3650-1G	5'-Cytidylic Acid	5'-胞苷酸 (CMP)	1162126		
PHR1350-500MG	Cytosine	胞嘧啶	1162148		
PHR1924-250MG	Dacarbazine	达卡巴嗪	1162308	Y0000733	100
PHR2304-100MG	Dacarbazine Related Compound A/Ep Impuri	达卡巴嗪相关化合物A	1162320	Y0000735	
PHR1858-100MG	Daidzein	黄豆甙元	1162421		
PHR2623-50MG	Daidzin	豆苷	1162432		
PHR3573-50MG	Dalfampridine Related Compound C	达伐吡啶相关化合物C	1162567		
PHR2291-500MG	Dantrolene	丹曲林	1163140		
PHR2819-200MG	Dantrolene Sodium	丹曲洛林钠	1163140		
PHR2292-100MG	Dantrolene Related Compound A	丹曲林相关化合物A	1163162		
PHR2293-100MG	Dantrolene Related Compound B	丹曲林相关化合物B	1163173		
PHR2294-100MG	Dantrolene Related Compound C	丹曲林相关化合物C	1163184		
PHR1464-1G	Dapsone	氨苯砜	1164008	D0100000	102
PHR3411-500MG	Deferoxamine Mesylate	去铁胺 甲磺酸盐	1166003		
PHR1582-1G	Dehydroacetic Acid	脱氢乙酸	1166309		
PHR1609-1G	Sodium Dehydroacetic Acid	脱氢乙酸钠	1166309		
PHR1300-500MG	Dequalinium Chloride	地喹氯铵		D0430000	
PHR1680-1G	Desloratadine	地氯雷他定	1173042	Y0001584	
PHR2314-50MG	Desloratadine Related Compound A	地氯雷他定相关化合物A	1173053		
PHR2315-50MG	Desloratadine Related Compound B	地氯雷他定相关化合物B	1173086		
PHR2316-100MG	Desloratadine Related Compound F	地氯雷他定相关化合物F	1173064		
PHR3565-50MG	Desvenlafaxine Related Compound A	去甲文拉法辛相关化合物A	1175784		
PHR2701-500MG	Dexmedetomidine Hydrochloride	盐酸右美托咪定	1179333		
PHR1339-500MG	3-Amino-1-Propanol	3-氨基-1-丙醇	1570450		
PHR1228-500MG	Dexpanthenol	D-泛醇	1179504	D0730000	
PHR2206-100MG	Dextromethorphan N-Oxide Hydrochloride	右美沙芬N-氧化物盐酸盐			
PHR3300-50MG	Dextromethorphan Impurity A	右美沙芬杂质A	1180514		
PHR1975-30MG	Dextromethorphan Impurity C	右美沙芬杂质C	1181040		
PHR1000-1G	Dextrose	葡萄糖	1181302	Y0001745	
PHR1956-200MG	D-Glucuronic Acid	D-葡萄糖醛酸	1294319		
PHR3656-200MG	Gluconolactone	葡萄糖酸内酯	1294150		
PHR9231-100MG	2-Deoxy-D-Glucose	D-2-脱氧葡萄糖			
PHR2085-100MG	Dextrose Impurity B	葡萄糖杂质B (异麦芽糖)			
PHR2086-1G	Maltotriose (Dextrose Impurity C)	麦芽三糖	1375047		
PHR3303-200MG	Diatrizoic Acid	泛影酸 二水合物	1184005	A0365000	
PHR3302-100MG	Diatrizoic Acid Related Compound A	泛影酸相关化合物A	1184027		
PHR2900-5G	Dibasic Potassium Phosphate	磷酸氢二钾	1551128		
PHR3830-500MG	Dibucaine Hydrochloride	狄布卡因	1187003	C2177000	
PHR1366-1G	Dibutyl Phthalate	邻苯二甲酸二丁酯	1187080	D1010000	
PHR1216-3X1.2ML	Dibutyl Sebacate	癸二酸二丁酯	1187091		
PHR2441-500MG	Diclofenac Potassium	双氯芬酸钾	1188709	D1039990	
PHR1144-1G	Diclofenac Sodium	双氯芬酸钠	1188800	S0765000	619
PHR2442-100MG	Diclofenac Related Compound A	双氯芬酸相关化合物A	1188811	Y0001915	
PHR2444-100MG	Diclofenac Impurity B	双氯芬酸杂质B			
PHR2445-100MG	Diclofenac Impurity C	双氯芬酸杂质C			
PHR2447-100MG	Diclofenac Impurity D	双氯芬酸杂质D			
PHR2443-100MG	Diclofenac Impurity E	双氯芬酸杂质E			
PHR2446-100MG	Diclofenac Impurity F	双氯芬酸杂质F			
PHR3557-80MG	Dicyclomine Related Compound A	双环胺相关化合物A	1191011		
PHR1476-1G	Diethyl Phthalate	邻苯二甲酸二乙酯	1193505	D1410000	
PHR1045-1G	Diethylene Glycol	二甘醇	1193265	Y0000217	
PHR3304-3G	Diethyltoluamide	二乙甲苯酚胺(避蚊胺, DEET)	1197007		
PHR3305-50MG	Diethyltoluamide Related Compound A	二乙甲苯酚胺相关化合物A (p-DEET)	1197018		
PHR2733-200MG	Dyglycine	二甘氨酸 (甘氨酸甘氨酸)	1199308		

货号	英文描述	中文描述	可追溯至		
			USP No.	EP No.	BP No.
PHR1771-300MG	Digoxin	地高辛	1200000	D1900000	
PHR1430-1G	Dihydroxyacetone	二羟基丙酮	1204102		
PHR2856-500MG	Diltiazem Hydrochloride	盐酸地尔硫卓	1205003	D1980000	
PHR8702-50MG	Diltiazem Related Compound A	地尔硫卓相关化合物A	1205014		
PHR8701-100MG	Desacetyl Diltiazem Hydrochloride	去乙酰地尔硫卓盐酸盐	1171706		
PHR2117-200MG	4,4'-Difluorobenzophenone	4,4'-二氟二苯甲酮			
PHR2118-500MG	Dimethyl Fumarate	富马酸二甲酯	1210218		
PHR1015-1G	Diphenhydramine Hydrochloride	盐酸苯海拉明	1218005	D2000000	896
PHR2268-1G	Diphenhydramine Citrate	柠檬酸苯海拉明	1217909		
PHR1993-50MG	Diphenhydramine Related Compound A	苯海拉明相关化合物A	1218016		
PHR1899-50MG	Diphenhydramine Related Compound B	苯海拉明相关化合物B	1218027		
PHR1897-50MG	Diphenhydramine Impurity B	苯海拉明杂质B			
PHR2071-100MG	Benzhydrol(Diphenhydramine Impurity D)	苯海拉明杂质D	1051602	Y0000887	
PHR1898-50MG	Diphenhydramine N-Oxide Hydrochloride	盐酸苯海拉明N-氧化物	1218050		
PHR3772-400MG	Dipyridamole	双嘧达莫	1220506		
PHR8782-50MG	Dipyridamole Related Compound C	双嘧达莫相关化合物C	1220539		
PHR1690-1G	Disulfiram	双硫仑	1224008	D2950000	132
PHR1358-1ML	Dmdm Hydantoin	DMDM乙内酰脲混合物			
PHR3842-400MG	Dobutamine Hydrochloride	多巴酚丁胺	1224507	D2954000	
PHR9065-50MG	10-Acetyldocetaxel	10-乙基多西他赛			
PHR1788-1G	Docosahexaenoic Acid Ethyl Ester	二十二碳六烯酸乙酯	1224620	D2954600	
PHR2264-1G	Docosanol (N-Docosanol)	正二十二醇			
PHR2728-1G	Docosate Sodium	多库酯 钠盐	1224802	Y0001567	133
PHR3306-500MG	Dofetilide	多非利特	1224937		
PHR3307-50MG	Dofetilide Related Compound A	多非利特相关化合物A	1224948		
PHR1584-1G	Donepezil Hydrochloride	盐酸多奈哌齐	1224981		
PHR2023-50MG	Donepezil Related Compound A	多奈哌齐相关化合物A	1224992		
PHR2025-50MG	Desbenzyl Donepezil Hydrochloride	去苄基多奈哌齐盐酸盐 (盐酸多奈哌齐杂质B)	1171819		
PHR1090-1G	Dopamine Hydrochloride	盐酸多巴胺	1225204	D2690000	468
PHR1925-500MG	Dorzolamide Hydrochloride	盐酸多佐胺	1225281	Y0000726	1069
PHR8703-50MG	Dorzolamide Hydrochloride Related Compound A	盐酸多佐胺相关化合物A	1225292		
PHR8704-30MG	Dorzolamide Related Compound B	多佐胺相关化合物B	1225317		
PHR8705-50MG	Dorzolamide Related Compound D	多佐胺相关化合物D	1225306		
PHR3310-500MG	Doxazosin Mesylate	甲磺酸多沙唑嗪	1225419		
PHR3313-50MG	Doxazosin Related Compound A	多沙唑嗪相关化合物A	1225420		
PHR3311-50MG	Doxazosin Related Compound B	多沙唑嗪相关化合物B	1225441		
PHR3308-50MG	Doxazosin Related Compound C	多沙唑嗪相关化合物C	1225452		
PHR3312-50MG	Doxazosin Related Compound D	多沙唑嗪相关化合物D	1225463		
PHR3309-50MG	Doxazosin Related Compound E	多沙唑嗪相关化合物E	1225474		
PHR2954-40MG	Doxazosin Related Compound F	多沙唑嗪相关化合物F	1225485		
PHR8924-100MG	Doxepin Related Compound B	多塞平相关化合物B	1225522		
PHR8923-50MG	Doxepin Related Compound C	多塞平相关化合物B (去甲多塞平)	1225533		
PHR1420-1G	Doxylamine Succinate	琥珀酸多西拉敏	1227006	Y0001562	
PHR3615-50MG	Dronedarone Related Compound C	决奈达隆相关化合物C	1228563		
PHR2585-500MG	Properidol	氟哌利多	1229001	D3100000	675
PHR1865-500MG	Duloxetine Hydrochloride	盐酸度洛西汀	1229817	Y0001453	
PHR9306-30MG	N-Methyl Duloxetine Oxalate	N-甲基度洛西汀草酸盐			
PHR2226-25MG	Duloxetine Related Compound A	度洛西汀相关化合物A	1229828	Y0001455	
PHR2167-50MG	Duloxetine Related Compound H	度洛西汀相关化合物H	1229883		
PHR9157-100MG	Duloxetine Impurity B	度洛西汀杂质B			
PHR9194-50MG	Duloxetine Impurity C Hydrochloride	度洛西汀杂质C			
PHR9166-100MG	Duloxetine Impurity G	度洛西汀杂质G (1-氟萘)			
PHR2231-100MG	Econazole Related Compound A	益康唑相关化合物A	1231830		
PHR3637-50MG	Econazole Related Compound C	益康唑相关化合物C	1231852		
PHR2232-500MG	Econazole Impurity D	益康唑杂质D		I0380000	
PHR2586-1G	Edetic Acid	乙二胺四乙酸 (依地酸)	1233508		
PHR1645-1G	Sodium Iron Edta	EDTA钠铁盐	1614239		
PHR1068-1G	Edetate Disodium	依地酸盐二钠 二水合物	1233009	D2900000	
PHR1277-500MG	Nitrilotriacetic Acid	依地酸杂质A (氨基三乙酸)	1463950		
PHR1510-1G	Edetate Calcium Disodium	乙二胺四乙酸钙二钠	1232006	S0700000	
PHR2072-500MG	Efavirenz	依非韦伦	1234103		
PHR2068-50MG	Efavirenz Related Compound A	依非韦伦相关物质A	1234125		
PHR2069-50MG	Efavirenz Related Compound B	依非韦伦相关物质B	1234147		
PHR2070-50MG	Efavirenz Related Compound C	依非韦伦相关物质C	1234136		
PHR1790-1G	Eicosapentaenoic Acid Ethyl Ester	二十碳五烯酸乙酯	1234307	E0085000	
PHR2120-500MG	Emtricitabine	恩曲他滨	1235106		
PHR1289-1G	Enalapril Maleate	马来酸依那普利	1235300	E0109000	741
PHR3440-500MG	Enalaprilat	依那普利 二水合物	1235274	Y0000615	742
PHR1513-500MG	Enrofloxacin	恩诺沙星	1235900	Y0001259	
PHR9014-100MG	Enrofloxacin Impurity F	恩诺沙星杂质F			

货号	英文描述	中文描述	可追溯至		
			USP No.	EP No.	BP No.
PHR1174-500MG	Fluoroquinolonic Acid	环丙沙星杂质A	1278302		
PHR1301-1G	Ensulizole	2-苯基苯并咪唑-5-磺酸	1530809		
PHR3444-50MG	Entacapone Related Compound A	恩他卡朋相关化合物A	1235944	Y0001250	
PHR3445-500MG	Entecavir Monohydrate	恩替卡韦一水合物	1235966		
PHR1238-500MG	Ergocalciferol	麦角钙化甾醇(维生素D2)	1239005	E0900000	788
PHR1512-200MG	Ergosterol	麦角甾醇	1241007	E1100000	
PHR1479-1G	Erythritol	赤藓糖醇	1241903	Y0000477	
PHR3774-100MG	Erythromycin Related Compound N	红霉素相关化合物N	1242032		
PHR2901-500MG	Escin	β-七叶皂苷	1249202		
PHR1733-1G	Escitalopram Oxalate	草酸艾司西酞普兰	1249406	Y0001796	
PHR3580-50MG	Escitalopram Related Compound A	艾司西酞普兰相关化合物A	1249417		
PHR2227-50MG	Estradiol Impurity L	雌二醇杂质 L (α-雌二醇)			
PHR8414-1ML	Estriol Related Compound A	雌三醇相关化合物A	1254519		
PHR8708-100MG	Eszopiclone	右佐匹克隆	1255850		
PHR1930-500MG	Ethambutol Hydrochloride	盐酸乙胺丁醇	1257007	E1850000	
PHR3710-50MG	Ethambutol Related Compound B	乙胺丁醇相关化合物B	1257029		
PHR1490-1ML	Monoethanolamine	单乙醇胺	1445925	Y0001184	
PHR1413-1G	Ethosuximide	乙琥胺	1264002	E2150000	146
PHR2452-100MG	Ethosuximide Impurity A	乙琥胺杂质A	1264013	E2250000	
PHR3513-500MG	Ethoxyquin	乙氧基喹啉			
PHR1374-1G	Ethylcellulose	乙基纤维素	1265504	Y0001633	
PHR1268-1G	Ethyl Vanillin	乙基香兰素	1267500		
PHR1295-1.2ML	Ethylene Oxide Stock Solution	环氧乙烷标准储备液			
PHR2092-5ML	Ethylene Oxide And Dioxane Standard Solu	环氧乙烷和二恶烷标准液			
PHR2093-5ML	Ethylene Oxide And Acetaldehyde Standard	环氧乙烷和乙醛标准液			
PHR1914-3X1.2ML	2-Ethylhexanoic Acid	2-乙基己酸			
PHR2801-400MG	Ethylhexyl Triazone	乙基己基三嗪酮	1265537		
PHR3663-50MG	Etodolac Related Compound A	依托度酸相关化合物A	1268728		
PHR1269-1G	Eugenol	丁香酚	1268965	E5000000	
PHR1866-1G	Ezetimibe	依折麦布	1269028		
PHR1696-1G	Famciclovir	泛昔洛韦	1269152		
PHR3743-50MG	Famciclovir Related Compound A	泛昔洛韦相关化合物A	1269174		
PHR3744-50MG	Famciclovir Related Compound B	泛昔洛韦相关化合物B	1269185		
PHR2860-50MG	Famciclovir Related Compound E	泛昔洛韦相关化合物E (2-氨基嘌呤)	1269130		
PHR2861-50MG	Famciclovir Related Compound F	泛昔洛韦相关化合物F (2-氨基-6-氯嘌呤)	1269141		
PHR1055-1G	Famotidine	法莫替丁	1269200	F0050000	653
PHR2909-50MG	Famotidine Related Compound B	法莫替丁相关化合物B	1269221		
PHR2910-50MG	Famotidine Related Compound C	法莫替丁相关化合物C	1269232		
PHR2911-50MG	Famotidine Related Compound D	法莫替丁相关化合物D	1269243		
PHR2912-50MG	Famotidine Related Compound E	法莫替丁相关化合物E	1269254		
PHR2908-50MG	Famotidine Related Compound F	法莫替丁相关化合物F	1269265		
PHR9070-50MG	Favipiravir	法匹拉韦			
PHR2263-100MG	FD&C Yellow No. 6	日落黄 FCF			
PHR3639-50MG	Felbamate Related Compound B	非氨酯相关化合物B	1269334		
PHR8553-30MG	Felodipine Related Compound A	非洛地平相关化合物A	1269390		
PHR1832-200MG	Fenbendazole	芬苯达唑	1269403	F0040000	692
PHR2862-50MG	Fenbendazole Related Compound A	芬苯达唑相关化合物A (多菌灵)	1269414	F0040010	
PHR2863-50MG	Fenbendazole Related Compound B	芬苯达唑相关化合物B	1269425	F0040020	
PHR2358-1G	Biphenyl	联苯	1073423		
PHR1246-500MG	Fenofibrate	非诺贝特	1269447	F0048000	
PHR2864-50MG	Fenofibrate Related Compound A	非诺贝特相关化合物A	1269607		
PHR3315-50MG	Fenofibrate Related Compound B	非诺贝特相关化合物B	1269618		
PHR1482-1G	Ferrous Fumarate	富马酸亚铁			
PHR1483-1G	Ferrous Sulfate	硫酸亚铁	1270355		
PHR1791-100MG	Ferulic Acid	阿魏酸	1270311	Y0001013	
PHR2709-500MG	Fexofenadine	非索非那定	1270363		
PHR1685-1G	Fexofenadine Hydrochloride	盐酸非索非那定	1270377	Y0000789	1095
PHR2454-50MG	Fexofenadine Related Compound A	非索非那定相关化合物A	1270388	Y0000751	
PHR9103-50MG	Fexofenadine Impurity D	非索非那定杂质D (非索非那定甲酯)			
PHR9043-50MG	Fexofenadine Impurity E	非索非那定杂质E (特非那定杂质I, 二苯基哌啶甲醇)			
PHR9097-50MG	Fexofenadine Impurity G	非索非那定杂质G			
PHR2790-500MG	Fingolimod Hydrochloride	盐酸芬戈莫德	1270480	Y0002055	
PHR3317-50MG	Flavoxate Related Compound A	黄酮哌酯相关化合物A	1270719		
PHR3008-50MG	Flavoxate Related Compound B	黄酮哌酯相关化合物B	1270720		
PHR3592-40MG	Flavoxate Related Compound C	黄酮哌酯相关化合物C	1270731		
PHR3316-500MG	Flavoxate Hydrochloride	盐酸黄酮哌酯	1270708	Y0000736	
PHR2921-500MG	Flecainide Acetate	氟卡尼 乙酸盐	1270800		676
PHR2589-500MG	Floxuridine	氟脲苷	1271008		
PHR1160-1G	Fluconazole	氟康唑	1271700	Y0000557	1174
PHR1651-30MG	Fluconazole Related Compound A	氟康唑相关化合物A	1271711	Y0000573	

货号	英文描述	中文描述	可追溯至		
			USP No.	EP No.	BP No.
PHR1862-20MG	Fluconazole Related Compound B	氟康唑相关化合物B	1271722		
PHR1826-20MG	Fluconazole Related Compound C	氟康唑相关化合物C	1271733		
PHR9031-100MG	2-(2,4-Difluorophenyl)-1,2,3-Propanetrio	氟康唑杂质 (2-二氟苯基丙三醇)			
PHR1900-50MG	Fluconazole Impurity A	氟康唑杂质A			
PHR2046-30MG	Fluconazole Impurity E	氟康唑杂质E			
PHR2047-30MG	Fluconazole Impurity F	氟康唑杂质F			
PHR2048-30MG	Fluconazole Impurity G	氟康唑杂质G			
PHR2037-30MG	Fluconazole Impurity H	氟康唑杂质H			
PHR1659-1G	Flucytosine	氟胞嘧啶	1272000	F0175000	
PHR2702-500MG	Flumazenil	氟马西尼	1273808		
PHR3318-1G	Flumazenil Related Compound C	氟马西尼相关化合物C (二甲基甲酰胺二乙缩醛)	1273841		
PHR1442-1G	Flunixin Meglumine	氟尼辛葡甲胺	1274607	Y0000443	
PHR2305-50MG	Flunixin Related Compound A	氟尼辛相关化合物A	1274629	Y0000825	
PHR2823-50MG	Flunixin Related Compound B	氟尼辛相关化合物B	1274630	Y0000444	
PHR2413-50MG	Flunixin Related Compound C	氟尼辛相关化合物C	1274631	Y0000445	
PHR1227-500MG	Fluorouracil	氟尿嘧啶	1279000	F0250000	995
PHR2865-50MG	Fluorouracil Related Compound A	氟尿嘧啶相关化合物A	1279019		
PHR2866-50MG	Fluorouracil Related Compound B	氟尿嘧啶相关化合物B	1279021		
PHR2867-50MG	Fluorouracil Related Compound E	氟尿嘧啶相关化合物E (5-氯尿嘧啶)	1279054		
PHR2868-50MG	Fluorouracil Related Compound F	氟尿嘧啶相关化合物F (2-乙氧基-5-氟尿嘧啶)	1279065	Y0000765	
PHR1394-1G	Fluoxetine Hydrochloride	盐酸氟西汀	1279804	F0253000	797
PHR1952-30MG	Fluoxetine Related Compound A	氟西汀相关化合物A	1279815	F0253030	
PHR2041-5ML	Fluoxetine Related Compound B	氟西汀相关化合物B	1279826		
PHR1953-30MG	Fluoxetine Related Compound C	氟西汀相关化合物C	1279837		
PHR1792-1G	Fluphenazine Hydrochloride	盐酸氟奋乃静	1282004	F0280000	167
PHR3716-100MG	Flurazepam Related Compound F	咪达唑仑相关化合物F (N-脱烷基氟西洋)	1285603		730
PHR1499-500MG	Flurbiprofen	氟比洛芬	1285750	F0285200	
PHR2711-500MG	Flurbiprofen Sodium	氟比洛芬钠	1285807		
PHR2710-100MG	Flurbiprofen Related Compound A	氟比洛芬相关化合物A	1285760	F0285202	46
PHR3764-50MG	O-Flutamide	氟他胺	1285862		
PHR2367-50MG	11-Keto Fluticasone Propionate	11-酮 氟替卡松			
PHR2385-50MG	6-Keto Fluticasone Propionate	6-酮 氟替卡松			
PHR8878-100MG	Fluticasone Related Compound B	氟替卡松相关化合物B			
PHR8918-50MG	Fluticasone Impurity I	氟替卡松杂质I			
PHR1620-1G	Fluvastatin Sodium	氟伐他汀钠	1285931	Y0001082	
PHR1793-500MG	Fluvoxamine Maleate	马来酸氟伏沙明	1285909	Y0000854	600
PHR1035-1G	Folic Acid	叶酸	1286005	F0300000	
PHR2334-50MG	10-Formylfolic Acid	10-甲酰叶酸	1286300		
PHR1334-500MG	N-(4-Aminobenzoyl)-L-Glutamic Acid	叶酸杂质A	1019870	Y0001242	
PHR2002-100MG	Folic Acid Impurity D	叶酸杂质D		Y0001243	
PHR2003-20MG	Folic Acid Impurity F	叶酸杂质F			
PHR3559-5X1ML	Formic acid	甲酸	1283200	Y0001970	
PHR1436-1G	Foscarnet Sodium	膦甲酸钠	1283302	F0389000	623
PHR2869-50MG	Foscarnet Related Compound B	膦甲酸钠相关化合物B	1283313	F0389004	
PHR2870-0.5ML	Foscarnet Related Compound D	膦甲酸钠相关化合物D (膦酰甲酸三乙酯)	1283324		
PHR3356-500MG	Fosinopril Sodium	福辛普利钠	1283404		
PHR8709-50MG	Fosinopril Related Compound A	福辛普利相关化合物A	1283415		
PHR8711-50MG	Fosinopril Related Compound H	福辛普利相关化合物H	1283481		
PHR1002-1G	Fructose	果糖	1286504	F0550000	
PHR1270-1G	Fumaric Acid	富马酸	1286708	F0600000	
PHR3290-50MG	2-Furaldehyde	糠醛			
PHR2598-500MG	Furazolidone	呋喃唑酮	1286800		
PHR1816-100MG	Furosemide Related Compound B	呋塞米相关化合物B	1287030		
PHR9073-100MG	Furosemide Impurity B	呋塞米杂质B			
PHR2457-100MG	Furosemide Impurity E	呋塞米杂质E (2,4-二氯苯甲酸)			
PHR9079-100MG	Furosemide Impurity F	呋塞米杂质F			
PHR1049-1G	Gabapentin	加巴喷丁	1287303		
PHR2013-50MG	Carboxymethyl-Cyclohexanecarboxylic Acid	加巴喷丁相关化合物E	1287369		
PHR1322-100MG	Gabapentin Related Compound A	加巴喷丁相关物质A	1287325	Y0001281	
PHR2011-100MG	Gabapentin Related Compound B	加巴喷丁相关物质B	1287347	Y0001348	
PHR2012-20MG	Gabapentin Related Compound D	加巴喷丁相关物质D	1287358	Y0001349	
PHR1206-500MG	Galactose	半乳糖	1287700	G0050000	
PHR2042-200MG	Galactosamine Hydrochloride	盐酸半乳糖胺	1287722		
PHR1833-1G	Galactitol	甜醇	1287711	G0049000	
PHR1593-1G	Ganciclovir	更昔洛韦	1288306	Y0001129	
PHR1243-500MG	Guanine	鸟嘌呤	1302156		879
PHR3849-500MG	Gatifloxacin	加替沙星	1288408		
PHR3711-50MG	Gatifloxacin Related Compound A	加替沙星相关化合物A	1288419		
PHR3712-50MG	Gatifloxacin Related Compound D	加替沙星相关化合物D	1288441		
PHR2582-50MG	Gemcitabine Hydrochloride	吉西他滨	1288463	Y0000675	

货号	英文描述	中文描述	可追溯至		
			USP No.	EP No.	BP No.
PHR1286-1G	Gemfibrozil	吉非罗齐	1288500	Y0000513	363
PHR1859-100MG	Genistein	染料木素	1288816		
PHR1567-500MG	Gibberellic Acid	赤霉素	1291005		
PHR2200-50MG	Ginsenoside Rg1	人参皂苷Rg1	1291672		
PHR1748-3X1.5ML	Glacial Acetic Acid	乙酸	1005706		
PHR2414-50MG	Glyburide Related Compound A	格列本脲相关化合物A	1295516	G0325010	
PHR1288-1G	Gliclazide	格列齐特		G0326000	368
PHR9350-30MG	Gliclazide EP Impurity B	格列齐特杂质B			
PHR1617-1G	Glimepiride	格列美脲	1292303	Y0000515	1144
PHR1725-40MG	Glimepiride Related Compound A	格列美脲相关化合物A	1292314		
PHR1726-40MG	Glimepiride Related Compound B	格列美脲相关化合物B (格列美脲磺酰胺)	1292325		
PHR1727-40MG	Glimepiride Related Compound C	格列美脲相关化合物C	1292336		
PHR8713-30MG	Glimepiride Related Compound D	格列美脲相关化合物D	1292347		
PHR8532-30MG	Glimepiride Impurity E	格列美脲杂质E			
PHR8533-30MG	Glimepiride Impurity F	格列美脲杂质F			
PHR8534-30MG	Glimepiride Impurity G	格列美脲杂质G			
PHR8535-30MG	Glimepiride Impurity H	格列美脲杂质H			
PHR8536-30MG	Glimepiride Impurity I	格列美脲杂质I			
PHR1818-1G	Glipizide	格列吡嗪	1292507	G0340000	
PHR1813-50MG	N-{2-[(4-Aminosulfonyl)Phenyl]Ethyl}-5-M	格列吡嗪相关化合物A	1292609	G0342000	
PHR1223-500MG	2-Methylpyrazine	2-甲基吡嗪		Y0001376	
PHR1199-500MG	Glucosamine Hydrochloride	盐酸氨基葡萄糖	1294207	Y0001406	
PHR1432-1G	N-Acetyl Glucosamine	N-乙酰氨基葡萄糖	1010022		
PHR2290-50MG	Glucosamine Impurity B	氨基葡萄糖杂质B			
PHR2460-100MG	Glucosamine Impurity E	氨基葡萄糖杂质E (羟甲基-2-糠醛)	1327328		
PHR1107-1G	L-Glutamic Acid	L-谷氨酸	1294976	G0355000	
PHR2817-100MG	Pyroglutamic Acid	L-焦谷氨酸	1589029	Y0000123	
PHR2634-1G	Monosodium Glutamate	谷氨酸钠	1446600		
PHR1125-1G	L-Glutamine	L-谷氨酰胺	1294808		
PHR2485-300MG	L-Alanyl-L-Glutamine	丙氨酸-谷氨酰胺	1012517		
PHR1359-500MG	Glutathione	谷胱甘肽	1294820	Y0000517	
PHR2462-100MG	Glutathione Impurity A	谷胱甘肽杂质A (半胱氨酸-甘氨酸)			
PHR2461-100MG	Glutathione Impurity C	谷胱甘肽杂质C			
PHR2463-100MG	Glutathione Impurity D	谷胱甘肽杂质D (γ-谷氨酸-半胱氨酸)			
PHR1287-1G	Glyburide	格列本脲	1295505	G0325000	175
PHR3594-50MG	Glyburide Related Compound B	格列本脲相关化合物B	1295527		
PHR1020-5G	Glycerin	甘油	1295607	G0400000	
PHR3180-1G	Glyceryl Distearate	甘油二硬脂酸酯	1295724		
PHR1484-1G	Glyceryl Monooleate	甘油单油酸酯	1295753		
PHR1111-1G	Glycine	甘氨酸	1295800	G0450000	
PHR1427-1G	Glycolic Acid	乙醇酸			
PHR2712-50MG	Glycopyrrolate Erythro Isomer	格隆溴铵-赤式	1296010		
PHR2713-30MG	Glycopyrrolate Related Compound I	格隆溴铵相关化合物 I	1296086		
PHR2465-100MG	Glycopyrrolate Related Compound A	格隆溴铵相关化合物A	1296029		
PHR2466-100MG	Glycopyrrolate Related Compound B	格隆溴铵相关化合物B	1296031		
PHR2467-50MG	Glycopyrrolate Related Compound C	格隆溴铵相关化合物C	1296042		
PHR2468-100MG	Glycopyrrolate Related Compound L	格隆溴铵相关化合物L	1296100		
PHR9246-100MG	Glycopyrronium Bromide Impurity H	格隆溴铵杂质H			
PHR9247-100MG	Glycopyrronium Bromide Impurity K	格隆溴铵杂质K			
PHR9248-100MG	Glycopyrronium Bromide Impurity M	格隆溴铵杂质M			
PHR1516-200MG	Glycyrrhizic Acid	甘草酸	1295888		
PHR1689-200MG	Ammonium Glycyrrhizate	甘草酸铵	1029929	G0460000	
PHR1616-500MG	Granisetron Hydrochloride	盐酸格拉司琼	1298106	Y0000396	
PHR8792-50MG	Granisetron Related Compound A	格拉司琼相关化合物A	1298117	Y0000477	
PHR8793-50MG	Granisetron Related Compound B	格拉司琼相关化合物B	1298128		
PHR8794-50MG	Granisetron Related Compound C	格拉司琼相关化合物C	1298139		
PHR2871-50MG	Granisetron Related Compound D	格拉司琼相关化合物D (甲基咪唑-3-羧酸)	1298140		
PHR9076-100MG	2,5-Dimethoxyphenol	2,5-二甲氧基苯酚			
PHR1136-1.5G	Guaiacol	愈创木酚	1300004	Y0000619	
PHR2474-100MG	Guaiacol Impurity A	愈创木酚杂质A			
PHR2469-100MG	Guaiacol Impurity C	愈创木酚杂质C (1,2-二甲氧基苯)			
PHR2475-100MG	Guaiacol Impurity E	愈创木酚杂质E (苯甲酸甲酯)			
PHR2471-100MG	Guaiacol Impurity F	愈创木酚杂质F (2-甲氧基-6甲基苯酚)			
PHR2473-100MG	Guaiacol Impurity G	愈创木酚杂质G (4-甲氧基苯酚)			
PHR2472-100MG	Guaiacol Impurity H	愈创木酚杂质H (3-甲氧基苯酚)			
PHR1027-1G	Guaifenesin	愈创甘油醚	1301007	G0700000	
PHR2325-50MG	Guaifenesin Impurity C	愈创甘油醚相关化合物C			
PHR2326-50MG	Guaifenesin Impurity D	愈创甘油醚相关化合物D			
PHR1543-50MG	Guaifenesin Impurity B	愈创甘油醚杂质B	1349149		
PHR3438-400MG	Guanethidine Monosulfate	单硫酸胍乙啶	1301801		181

货号	英文描述	中文描述	可追溯至		
			USP No.	EP No.	BP No.
PHR1751-500MG	Guanfacine Hydrochloride	盐酸胍法辛	1302101		
PHR3799-50MG	Deoxyguanosine Monohydrate	脱氧鸟苷一水合物			
PHR1514-1G	Sodium Guanylate	鸟苷酸二钠	1221000		
PHR1724-400MG	Haloperidol	氟哌啶醇	1303002	H0100000	407
PHR8951-25MG	Haloperidol Related Compound A	氟哌啶醇相关化合物A	1303013		
PHR3456-500MG	Haloperidol Decanoate	癸酸氟哌啶醇	1303057	H0100100	
PHR8927-10MG	Heparin Sodium For Assays	肝素钠	1304016		
PHR8926-50MG	Heparin Sodium (ID)	肝素钠(ID)	1304038		
PHR1428-1G	HEPES	HEPES			
PHR1794-500MG	Hesperidin	橙皮苷	1304377	Y0001203	
PHR1047-1G	Phenol	苯酚	1524806		
PHR1357-500MG	Histamine Dihydrochloride	组胺二盐酸盐	1309009	H0600000	
PHR1108-1G	L-Histidine	L-组氨酸	1308505	H0750000	
PHR1085-1G	Homosalate	胡莫柳酯	1311408		
PHR3184-500MG	Hydralazine Hydrochloride	盐酸肼屈嗪	1313006		
PHR9223-100MG	4-Nitroso-Hydrochlorothiazide	4-亚硝基氢氯噻嗪			
PHR1192-500MG	4-Amino-6-Chloro-1,3-Benzendisulfonamide	苯并噻二嗪相关化合物A (氢氯噻嗪中间体, 4-氨基-6-氯-1,3-苯二磺酰胺)	1057507		
PHR1469-1G	Hydroquinone	对苯二酚	1324002		
PHR3512-500MG	Tert-Butylhydroquinone	叔丁基对苯二酚			
PHR3186-250MG	Hydroxocobalamin Acetate	醋酸羟钴胺	1324308		
PHR3420-3X200MG	Hydroxocobalamin Chloride	羟钴胺氯化物	1324319	H1428000	
PHR1048-1G	4-Hydroxybenzoic Acid	对羟基苯甲酸	1609013		
PHR1782-1G	Hydroxychloroquine Sulfate	硫酸羟氯喹	1327000		1100
PHR1485-1G	Hydroxypropyl Cellulose	羟丙基纤维素	1329800		
PHR2629-300MG	Hydroxyurea	羟基脲	1332000	Y0000119	197
PHR2714-500MG	Hydroxyzine Pamoate	羟嗪 双羟萘酸盐	1334006		
PHR1607-1G	Hydroxyzine Dihydrochloride	盐酸羟嗪	1333003	H1435000	841
PHR2872-50MG	Hydroxyzine Related Compound A	羟嗪相关化合物A (1-(4-氯二苯基)哌嗪)	1333058		
PHR9044-50MG	Hydroxyzine Hydrochloride EP Impurity B	盐酸羟嗪杂质A			
PHR2691-100MG	Hyperoside	金丝桃苷	1335202		
PHR1829-500MG	Hypromellose	羟丙甲纤维素	1330005		
PHR2715-500MG	Ibandronate Sodium	伊班膦酸钠	1335417		
PHR2477-50MG	Ibandronate Related Compound A	伊班膦酸相关化合物A	1335428		
PHR1004-1G	Ibuprofen	布洛芬	1335508	I0020000	539
PHR1146-500MG	Ibuprofen Related Compound C	布洛芬相关化合物C (布洛芬杂质E)	1335541		557
PHR1978-50MG	Ibuprofen Related Compound J	布洛芬相关化合物J	1335596		
PHR1933-20MG	Ibuprofen Impurity A	布洛芬杂质A			
PHR1934-20MG	Ibuprofen Impurity B	布洛芬杂质B		B1220000	
PHR3326-50MG	Ibuprofen Impurity C	布洛芬杂质C			
PHR3321-50MG	Ibuprofen Impurity D	布洛芬杂质D (二甲苯基乙酸)			
PHR1964-30MG	Ibuprofen Impurity F	布洛芬杂质F		Y0000140	
PHR1965-50MG	Ibuprofen Impurity G	布洛芬杂质G			
PHR1984-50MG	Ibuprofen Impurity I	布洛芬杂质I			
PHR3324-50MG	Ibuprofen Impurity K	布洛芬杂质K			
PHR3325-50MG	Ibuprofen Impurity L	布洛芬杂质L			
PHR3625-50MG	Ibuprofen EP Impurity M	布洛芬杂质M			
PHR1935-20MG	Ibuprofen Impurity N	布洛芬杂质N			
PHR1983-30MG	Ibuprofen Impurity O	布洛芬杂质O			
PHR3323-50MG	Ibuprofen Impurity P	布洛芬杂质P			
PHR3322-50MG	Ibuprofen EP Impurity Q	布洛芬杂质Q			
PHR1982-50MG	Ibuprofen Impurity R	布洛芬杂质R			
PHR2122-50MG	2-(4-Isobutylphenyl)Propanamide	布洛芬杂质 (2-(4-异丁基苯基)丙酰胺)			
PHR2124-100MG	4-Isobutylacetophenone	异丁酰苯乙酮			
PHR2125-50MG	2-(4-Isobutylphenyl)Propane	布洛芬杂质 (4-异丁酰苯基丙烷)			
PHR2126-50MG	2-Hydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)-Pro	布洛芬杂质 (2-(4-异丁基苯基)丙酸2-羟丙酯)			
PHR2127-50MG	2-(4-N-Propylphenyl)Propanoic Acid	布洛芬杂质 (正丙基苯基丙酸)			
PHR2129-50MG	Isopropyl 2-(4-Isobutylphenyl)Propanoate	布洛芬杂质 (布洛芬异丙酯)			
PHR2130-50MG	1-Ethyl-4-Isobutylbenzene	布洛芬杂质 (乙基-4-异丁基苯)			
PHR2132-50MG	2-Hydroxyibuprofen	2-羟基布洛芬			
PHR2133-50MG	Ibuprofen Intermediate	布洛芬中间化合物((2SR)-2-(4-异丁基苯基-N-((SR)-1-苯乙基)丙酰胺)			
PHR2134-50MG	4-Isobutylstyrene	布洛芬杂质 (对异丁基苯乙烯)			
PHR2135-50MG	1-(4-Isobutylphenyl)Ethanol	布洛芬杂质 (1-(4-异丁基苯基)乙醇)			
PHR2136-100MG	4-(1-Hydroxy-2-Methylpropyl)-Acetophenon	布洛芬杂质 (羟基甲基丙基苯乙酮)			
PHR2137-1ML	Ibuprofen Methyl Ester	布洛芬甲酯			
PHR2138-50MG	Ibuprofen Ethyl Ester	布洛芬乙酯			
PHR2142-100MG	Ibuprofen 1,3-Butylene Glycol Esters	布洛芬 1,3-丁二醇酯			
PHR2143-50MG	Ibuprofen 2,3-Butylene Glycol Ester	布洛芬 2,3-丁二醇酯			
PHR2144-50MG	Ibuprofen 1,2-Propylene Glycol Esters	布洛芬 1,2-丙二醇酯			

货号	英文描述	中文描述	可追溯至		
			USP No.	EP No.	BP No.
PHR2145-50MG	Ibuprofen 1,2,3-Propanetriol Esters	布洛芬1,2-丙三醇酯			
PHR2146-100MG	2-(4-Isobutylphenyl)-N-(1-Phenylethyl)Pr	布洛芬杂质 (105959-56-6)			
PHR2147-50MG	2-(4-Sec-Butylphenyl)Prop-2-Enoic Acid	布洛芬杂质 (仲丁基苯基异丙酸)			
PHR2269-100MG	4-Isobutylbenzoic Acid	4-异丁基苯甲酸			
PHR2483-100MG	4-Acetylbenzoic Acid	4-乙酰苯甲酸			
PHR3715-50MG	2-(4-Isobutylphenyl)Propanamide	布洛芬杂质 (4-异丁酰苯基丙酰胺)			
PHR9284-30MG	Ibuprofen Tetraethylene Glycol Diester	布洛芬四乙二醇酯			
PHR2884-500MG	Idoxuridine	碘苷	1336001		202
PHR3187-1G	Ifosfamide	异环磷酰胺	1336205		759
PHR1180-500MG	Imidazole	咪唑	1336500	I0086000	
PHR1500-1G	Imidurea	咪唑烷基脒	1336806		
PHR1795-100MG	Iminodibenzyl	亚氨基联苄	1337004		
PHR1797-1G	Imipramine Hydrochloride	盐酸丙米嗪	1338007	I0100000	932
PHR2716-500MG	Imiquimod	咪喹莫特	1338313		
PHR2489-50MG	Imiquimod Related Compound A	咪喹莫特相关化合物A	1338324		
PHR3014-50MG	Imiquimod Related Compound B	咪喹莫特相关化合物B	1338335		
PHR2490-50MG	Imiquimod Related Compound C	咪喹莫特相关化合物C	1338346		
PHR3013-50MG	Imiquimod Related Compound D	咪喹莫特相关化合物D	1338357		
PHR3665-100MG	Indapamide Related Compound A	吲达帕胺相关化合物A	1338812		
PHR3524-1G	Indole	吲哚	1340086		
PHR1247-500MG	Indomethacin	吲哚美辛	1341001	I0200000	
PHR2770-50MG	Indomethacin Related Compound A	吲哚美辛相关化合物A	1417113		
PHR2581-50MG	Indomethacin Related Compound B	吲哚美辛相关化合物B (4-氯苯甲酸)	1112423	Y0000811	
PHR1475-1G	Disodium Inosinate	肌苷酸二钠	1222002		
PHR1351-1G	Inositol	肌醇	1340960	Y0000485	
PHR8925-100MG	Human Insulin	胰岛素	1342106		
PHR3188-500MG	Iodipamide	胆影酸	1343007		
PHR3015-500MG	Iodixanol	碘克沙醇	1343517		
PHR1354-500MG	Iodopropynyl Butylcarbamate	碘丙炔正丁胺甲酸酯 (IPBC)			
PHR1931-1G	Iohexol	碘海醇	1344600	I0320800	
PHR1985-500MG	Iopamidol	碘帕醇	1344702	I0329000	
PHR3753-100MG	Iopamidol Related Compound A	碘帕醇相关化合物A	1344724	I0329010	
PHR3016-500MG	Ioversol	碘佛醇	1345104		
PHR3327-100MG	Ioversol Related Compound A	碘佛醇相关化合物A	1344644	I0320820	
PHR2266-20MG	2-Hydroxy-Ipratropium	2-羟基异丙托溴铵			
PHR3666-30MG	Ipratropium Bromide Related Compound B	异丙托溴铵相关化合物B	1347529		
PHR2873-100MG	Ipratropium Bromide Related Compound C	异丙托溴铵相关化合物C	1347530		
PHR1443-1G	Irbesartan	厄贝沙坦	1347700	Y0001166	1093
PHR1958-50MG	Irbesartan Related Compound A	厄贝沙坦相关化合物A	1347711	Y0001156	1122
PHR2718-20MG	Irinotecan Related Compound B	伊立替康相关化合物B	1347631		
PHR2337-1.2ML	3-Methyl-1-Butanol	异戊醇	1424153		
PHR2874-1.2ML	Isoflurane	异氟醚	1349003	Y0000858	
PHR2875-0.5ML	Isoflurane Related Compound A	异氟醚相关化合物A	1349014		
PHR2876-0.5ML	Isoflurane Related Compound B	异氟醚相关化合物B	1349025		
PHR1769-1G	Isomalt	异麦芽糖醇	1349626	I0465000	
PHR3508-100MG	Isomaltotriose	异麦芽三糖			
PHR1932-500MG	Isoniazid	异烟肼	1349706	I0500000	1083
PHR1123-1G	Isopropyl Myristate	肉豆蔻酸异丙酯	1350400	I0750000	
PHR1137-1G	Isopropyl Palmitate	棕榈酸异丙酯	1350603	I0725000	
PHR2722-250MG	Isoproterenol Hydrochloride	盐酸异丙肾上腺素	1351005	I0599990	
PHR1486-1G	Isosorbide Solution	异山梨醇	1352008		
PHR1188-3X100MG	Isotretinoin	异维甲酸	1353500	I0800000	
PHR3190-500MG	Isoxsuprine Hydrochloride	异舒普林	1354003		
PHR1834-200MG	Itraconazole	伊曲康唑	1354251	I7000000	
PHR1380-1G	Ivermectin	伊维菌素	1354309	I8000010	864
PHR2705-30MG	Kaempferol	山柰酚	1354900		
PHR1385-1G	Ketoconazole	酮康唑	1356508	K0600000	
PHR9298-100MG	Ketisoleucine Sodium Salt	酮异亮氨酸钠			
PHR1375-500MG	Ketoprofen	酮洛芬	1356632	K2000000	668
PHR3018-50MG	Ketoprofen Related Compound C	酮洛芬相关化合物C	1356552		
PHR2955-40MG	Ketoprofen Related Compound D	酮洛芬相关化合物D	1356563	K2000010	
PHR2877-50MG	Ketoprofen Related Compound F	酮洛芬相关化合物F	1356585		
PHR2626-500MG	Dexketoprofen Tromethamine	右旋酮洛芬氨丁三醇	1179118		
PHR1140-500MG	Ketorolac Tromethamine	酮咯酸氨丁三醇	1356665	Y0000486	
PHR8719-100MG	Ketorolac Tromethamine Impurity G	酮咯酸氨丁三醇杂质G			
PHR8720-100MG	Ketorolac Tromethamine Impurity H	酮咯酸氨丁三醇杂质H			
PHR2493-50MG	Ketorolac Related Compound A	酮咯酸相关化合物A	1356315		
PHR2494-50MG	Ketorolac Related Compound C	酮咯酸相关化合物C	1356337		
PHR3605-50MG	Ketorolac Related Compound D	酮咯酸相关化合物D	1356348		
PHR8723-100MG	Ketorolac Isopropyl Ester	酮咯酸异丙酯			

货号	英文描述	中文描述	可追溯至		
			USP No.	EP No.	BP No.
PHR8721-100MG	Ketorolac Impurity J	酮咯酸杂质J			
PHR9051-100MG	DL-Kynurenine	DL -犬尿氨酸			
PHR8797-50MG	Lacosamide Related Compound D	拉考沙胺相关化合物D	1357147		
PHR8798-50MG	Lacosamide Related Compound F	拉考沙胺相关化合物F	1357170		
PHR8551-30MG	Lacosamide Impurity I	拉考沙胺杂质 I			
PHR1215-3X1.5ML	Lactic Acid	乳酸	1356734		
PHR3879-100MG	L-(+)-Lactic Acid	L-(+)-乳酸	1356734		
PHR3192-1G	Lactitol	☒-乳糖醇 一水合物	1356687		
PHR1025-1G	Lactose Anhydrous	乳糖(无水)	1356676	A1206000	
PHR1024-1G	Lactose Monohydrate	乳糖—水合物	1356701	Y0001750	
PHR1608-1G	Lactulose	乳果糖	1356803	L0130000	210
PHR1365-1G	Lamivudine	拉米夫定	1356836	Y0000425	802
PHR8938-50MG	Lamivudine (R)-Sulfoxide	拉米夫定 (R)-亚砷			
PHR8600-50MG	Lamivudine Impurity A	拉米夫定杂质A		ICRS1553	
PHR8731-50MG	Lamivudine Impurity D	拉米夫定杂质D			
PHR8944-50MG	Lamivudine Impurity G	拉米夫定杂质G (拉米夫定 (S)-亚砷)			
PHR3357-50MG	Lamivudine Impurity J	拉米夫定杂质J			
PHR1392-1G	Lamotrigine	拉莫三嗪	1356756	Y0001030	
PHR8729-20MG	Lamotrigine Related Compound C	拉莫三嗪相关化合物C	1356789		
PHR8730-20MG	Lamotrigine Related Compound D	拉莫三嗪相关化合物D	1356790		
PHR1390-1G	Lansoprazole	兰索拉唑	1356916	Y0000773	872
PHR3019-50MG	Lansoprazole Related Compound A	兰索拉唑相关化合物A	1356927		
PHR2956-100MG	Lansoprazole Related Compound B	兰索拉唑相关化合物B	1356931		
PHR1884-50MG	Latanoprost	拉坦前列素	1357475		
PHR3022-50MG	Latanoprost Related Compound B	拉坦前列素相关化合物B	1357497		
PHR3021-50MG	Latanoprost Related Compound E	拉坦前列素相关化合物E	1357533		
PHR1580-1G	Lauric Acid	十二烷酸	1356949	Y0001474	
PHR2599-1G	Lauryl Alcohol	月桂醇	1356891		
PHR3510-500MG	Lauryl Gallate	没食子酸月桂酯		Y0000365	
PHR1378-1G	Leflunomide	来氟米特	1356960	Y0000654	
PHR1568-200MG	Leflunomide Related Compound A	来氟米特相关化合物A	1357045	Y0000487	
PHR2878-50MG	Leflunomide Related Compound B	来氟米特相关化合物B	1357056		
PHR8546-30MG	N-Formyl Lenalidomide	N-甲酰基来那度胺			
PHR8545-30MG	N-Acetyl Lenalidomide	N-乙基来那度胺			
PHR8540-30MG	Lenalidomide Open Ring	来那度胺杂质 (氨基-1-氧代-1,3-二氢异吲唑-2-基-戊二酰胺)			
PHR1540-1G	Letrozole	来曲唑	1356971	Y0000685	
PHR1099-1G	L-Isoleucine	L -异亮氨酸	1349502	I0460000	
PHR1105-1G	L-Leucine	L-亮氨酸	1357001	L0375000	
PHR1541-1G	Leucovorin Calcium	亚叶酸钙盐	1358004	C0250000	923
PHR3622-50MG	Levalbuterol Related Compound C Hydrochl	盐酸左旋沙丁胺醇相关化合物C	1358810		
PHR3623-50MG	Levalbuterol Related Compound E	左旋沙丁胺醇相关化合物C	1358831		
PHR3624-50MG	Levalbuterol Related Compound F	左旋沙丁胺醇相关化合物C	1358842		
PHR9193-50MG	Levalbuterol Related Compound H	左旋沙丁胺醇相关化合物H			
PHR1798-250MG	Levamisole Hydrochloride	左旋咪唑	1359302	L0380000	212
PHR1447-1G	Levetiracetam	左乙拉西坦	1359404	Y0001253	
PHR2428-50MG	Levetiracetam Related Compound A	左乙拉西坦相关化合物A	1359426		
PHR2432-50MG	Levetiracetam Related Compound B	左乙拉西坦相关化合物B	1359437	Y0001948	
PHR2417-30MG	Levetiracetam Racemic Mixture	左乙拉西坦消旋混合物	1359415		
PHR3458-100MG	Levocabastine Hydrochloride	左卡巴斯汀	1359856	L0390000	
PHR1569-1G	Levocarnitine	左卡尼汀(左旋肉碱)	1359903	L0399900	
PHR2879-100MG	Levocarnitine Related Compound A	左卡尼汀相关化合物A	1359925		
PHR3195-500MG	Levocetirizine Dihydrochloride	左西替利嗪 二盐酸盐	1359969		
PHR3754-150MG	Levocetirizine Amide	左西替利嗪酰胺	1359958		
PHR1271-500MG	Levodopa	左旋多巴	1361009	L0400000	213
PHR2095-100MG	Levodopa Related Compound A	左旋多巴相关化合物A	1361010		
PHR2096-100MG	Levodopa Related Compound B	左旋多巴相关化合物B	1420006		
PHR1697-1G	Levofloxacin Hemihydrate	左氧氟沙星半水合物	1362103		
PHR8571-30MG	N-Nitroso N-Desmethyl Levofloxacin	N-亚硝基去甲基左氧氟沙星			
PHR2229-100MG	Levofloxacin Related Compound B	左氧氟沙星相关化合物B	1362125	Y0002084	
PHR2230-50MG	Levofloxacin Related Compound C	左氧氟沙星相关化合物C	1362136		
PHR3023-50MG	Levofloxacin Related Compound E	左氧氟沙星相关化合物E	1362158		
PHR3196-200MG	Levoménol	甜没药醇	1362307		
PHR1034-1G	Lidocaine	利多卡因	1366002	L0595000	727
PHR1257-500MG	Lidocaine Hydrochloride	盐酸利多卡因	1366013	L0600000	214
PHR1669-100MG	Lidocaine Related Compound A	利多卡因相关化合物A		Y0001575	
PHR1670-100MG	Lidocaine Related Compound B	利多卡因相关化合物B			
PHR1672-100MG	Lidocaine Related Compound E	利多卡因相关化合物E			
PHR1673-100MG	N-(2,6-Dimethylphenyl)Chloroacetamide	利多卡因相关化合物H	1366080		
PHR1674-100MG	Lidocaine Related Compound I	利多卡因相关化合物I			
PHR1977-50MG	N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(Ethylamino)Ac&	利多卡因杂质D			

货号	英文描述	中文描述	可追溯至		
			USP No.	EP No.	BP No.
PHR1994-50MG	Lidocaine Impurity F	利多卡因杂质F			
PHR1995-50MG	Lidocaine Impurity G	利多卡因杂质G			
PHR3532-1G	Lignoceric Acid	木蜡酸			
PHR1885-500MG	Linezolid	利奈唑胺	1367561		
PHR3026-50MG	Linezolid R-Isomer	利奈唑胺R-异构体	1367639		
PHR3027-50MG	Linezolid Related Compound A	利奈唑胺相关化合物A	1367570		
PHR3028-50MG	Linezolid Related Compound B	利奈唑胺相关化合物B	1367581		
PHR3024-50MG	Linezolid Related Compound C	利奈唑胺相关化合物C	1367592		
PHR3025-50MG	Linezolid Related Compound D	利奈唑胺相关化合物D	1367606		
PHR2723-5X200MG	Linoleyl Alcohol	亚油醇	1367647		
PHR3723-5X50MG	Linolenyl Alcohol	亚麻醇	1367699		
PHR2561-1G	Alpha Lipoic Acid	α -硫辛酸	1368201	Y0000546	
PHR1143-1G	Lisinopril	赖诺普利	1368609	L0702000	695
PHR2239-50MG	Lisinopril Impurity A	赖诺普利杂质A			
PHR2495-100MG	Lisinopril Impurity B	赖诺普利杂质B			
PHR8894-50MG	Lisinopril R,S,S-Diketopiperazine	赖诺普利杂质C			
PHR8931-50MG	Lisinopril S,S,S-Diketopiperazine	赖诺普利杂质C	1368610		
PHR3029-500MG	Lomustine	洛莫司汀	1369419		
PHR3030-50MG	Lomustine Related Compound B	洛莫司汀相关化合物B	1369431		
PHR2924-500MG	Lomustine Related Compound C	洛莫司汀相关化合物C	1369442		
PHR1162-1G	Loperamide Hydrochloride	盐酸洛哌丁胺	1370000	L0750000	635
PHR2916-50MG	Loperamide Related Compound F	洛哌丁胺相关化合物F	1370065		
PHR9209-50MG	Loperamide Hydrochloride Impurity	洛哌丁胺杂质 (α,α -二苯基- γ -丁内酯)			
PHR9195-100MG	Loperamide Hydrochloride Impurity C	洛哌丁胺杂质C (呱哌啶醇代谢物 I)			
PHR9251-100MG	Loperamide Hydrochloride Impurity D	盐酸洛哌丁胺杂质D			
PHR9208-100MG	Loperamide Hydrochloride Impurity H	盐酸洛哌丁胺杂质H			
PHR1927-1G	Lopinavir	洛匹那韦	1370101	Y0001498	
PHR1376-1G	Loratadine	氯雷他定	1370270	Y0000688	874
PHR2308-50MG	Loratadine Related Compound B	氯雷他定相关化合物B	1370291		
PHR2309-50MG	Loratadine Related Compound C	氯雷他定相关化合物C	1370269		
PHR2310-50MG	Loratadine Impurity A	氯雷他定杂质A			
PHR9212-100MG	Loratadine Impurity C	氯雷他定杂质C (4-氯-氯雷他定)			
PHR2311-50MG	Loratadine Impurity E	氯雷他定杂质E			
PHR2312-50MG	Loratadine Impurity F	氯雷他定杂质F		Y0000604	
PHR2313-100MG	Loratadine Impurity H	氯雷他定杂质H		Y0000605	
PHR8601-50MG	Lorazepam Related Compound C	劳拉西泮相关化合物C	1370349		
PHR8602-50MG	Lorazepam Related Compound D	劳拉西泮相关化合物D	1370350		
PHR8603-50MG	Lorazepam Related Compound E	劳拉西泮相关化合物E	1370360		
PHR1602-1G	Losartan Potassium	氯沙坦钾	1370462	Y0001062	867
PHR8604-50MG	Losartan Related Compound B	氯沙坦相关化合物B	1370484		
PHR8605-50MG	Losartan Related Compound C	氯沙坦相关化合物C	1370495		
PHR9250-100MG	Losartan Potassium Impurity E	氯沙坦钾杂质E			
PHR3668-30MG	Losartan Impurity G	氯沙坦杂质G (三苯甲醇)	1695343		
PHR1285-1G	Lovastatin	洛伐他汀	1370600	L0790000	
PHR2277-100MG	Lovastatin Related Compound A	洛伐他汀相关化合物A	1370611		
PHR2240-50MG	Lovastatin Impurity A	洛伐他汀杂质A	1443216		
PHR3741-50MG	Lovastatin Impurity B Sodium Salt	洛伐他汀杂质B			
PHR2278-50MG	Lovastatin Impurity C	洛伐他汀杂质C			
PHR2279-20MG	Lovastatin Impurity D	洛伐他汀杂质D			
PHR3760-50MG	Lovastatin Impurity F	洛伐他汀杂质F			
PHR8608-50MG	Loxapine Related Compound A	洛沙平相关化合物A	1370713		
PHR1242-500MG	L-Threonine	L-苏氨酸	1667202	T1340000	
PHR3031-500MG	Lufenuron	虱螨脲/氯芬奴隆	1370779		
PHR3746-50MG	Lufenuron Related Compound B	虱螨脲相关化合物B	1370724		
PHR3747-50MG	Lufenuron Related Compound C	虱螨脲相关化合物C	1370735		
PHR3748-50MG	Lufenuron Related Compound G	虱螨脲相关化合物G	1370780		
PHR2186-500MG	Lumefantrine	本芴醇	1370746		
PHR1699-3X100MG	Lutein	叶黄素	1370804		
PHR1770-500MG	Lycopene	番茄红素	1370860		
PHR1101-1G	L-Lysine Monohydrochloride	L-赖氨酸 单盐酸盐	1372005	L0900000	
PHR1096-1G	L-Lysine Acetate	L-赖氨酸乙酸盐	1371501	Y0000397	
PHR3032-100MG	Mafenide Related Compound A	磺胺米隆相关化合物A	1286209		
PHR1328-5G	Magnesium Carbonate	碳酸镁	1374226		
PHR2486-1G	Magnesium Chloride	氯化镁	1374248		
PHR1363-2.5G	Magnesium Stearate	硬脂酸镁			
PHR2604-2G	Magnesium Sulfate	硫酸镁 七水合物	1374361		
PHR3197-1G	Malathion	马拉硫磷	1374408		
PHR1272-500MG	Maleic Acid	马来酸	1374500	M01000000	
PHR1273-1G	Malic Acid	苹果酸	1374601	Y0000143	
PHR3880-100MG	D-(+)-Malic Acid	D-苹果酸	1374601		

货号	英文描述	中文描述	可追溯至		
			USP No.	EP No.	BP No.
PHR3876-500MG	Malonic Acid	丙二酸			
PHR1248-500MG	Maltitol	麦芽糖醇	1374907	M0160000	
PHR3198-1G	Maltol	麦芽酚	1375003		
PHR1497-1G	Maltose Monohydrate	麦芽糖	1375025		
PHR3199-1G	Mandelic Acid	扁桃酸	1375058		
PHR1007-1G	Mannitol	甘露醇	1375105	M0200000	
PHR2044-1G	Mannose	甘露糖	1375182		
PHR3033-500MG	Maprotiline Hydrochloride	马普替林	1375207		
PHR2448-300MG	Mebendazole	甲苯咪唑	1375502	M0215000	1008
PHR3571-1G	Mecizine Hydrochloride	盐酸美克洛嗪	1377009		
PHR3034-30MG	Mecizine Related Compound A	美克洛嗪相关化合物A	1377010		
PHR3728-50MG	Mecizine Related Compound B	美克洛嗪相关化合物B	1377029		
PHR3201-1G	Meclofenamate Sodium	甲氯芬酸钠	1377803		
PHR2630-50MG	Levomemetomidine	左旋美托咪定	1179344		
PHR3717-50MG	Medroxyprogesterone Acetate Related Compound A	醋酸甲羟孕酮相关化合物A	1378012		
PHR1705-1G	Mefloquine Hydrochloride	盐酸甲氟喹	1379059	M0253000	
PHR1324-1G	Meglumine	胆影葡胺	1379140	Y0001209	
PHR1274-1G	Melamine	三聚氰胺	1379183		
PHR1767-500MG	Melatonin	褪黑素	1380105		1077
PHR8934-50MG	Melatonin-Formaldehyde Condensation Pro&	褪黑素甲醛缩聚物			
PHR2241-50MG	Melatonin Related Compound A	褪黑素相关化合物A (5-甲氧基色胺)	1380116		
PHR1799-500MG	Meloxicam	美洛昔康	1379401	Y0001080	629
PHR2500-50MG	Meloxicam Related Compound A	美洛昔康相关化合物A	1379412		
PHR2501-50MG	Meloxicam Related Compound B	美洛昔康相关化合物B	1379423	Y0001036	
PHR2502-50MG	Meloxicam Related Compound C	美洛昔康相关化合物C	1379434		
PHR3395-50MG	Meloxicam Related Compound D	美洛昔康相关化合物D	1379445		
PHR2327-50MG	Meloxicam Impurity C	美洛昔康杂质C	1379456		
PHR2131-50MG	Meloxicam Impurity D	美洛昔康杂质D		Y0001039	
PHR2503-50MG	Meloxicam Impurity E	美洛昔康杂质E	1544600		
PHR2761-50MG	Memantine Related Compound G	美金刚相关化合物G	1380579		
PHR2764-50MG	Memantine Related Compound H	美金刚相关化合物H	1380580		
PHR2765-50MG	Memantine Related Compound I	美金刚相关化合物I	1380591		
PHR1886-1G	Memantine Hydrochloride	盐酸美金刚	1380502		
PHR2449-100MG	Memantine Related Compound A	美金刚相关化合物A (二甲基金刚烷)	1380513		
PHR2450-50MG	Memantine Related Compound B	美金刚相关化合物B	1380524		
PHR2451-100MG	Memantine Related Compound C	美金刚相关化合物C	1380535		
PHR2583-100MG	Memantine Related Compound D	美金刚相关化合物D	1380546		
PHR2931-30MG	Memantine Related Compound E	美金刚相关化合物E	1380557		
PHR2759-100MG	Memantine Related Compound F	美金刚相关化合物F	1380568		
PHR1411-500MG	Menadione	甲萘醌	1381006	M0300000	
PHR2271-100MG	Menaquinone-4	甲萘醌-4	1381083		
PHR2363-3X75MG	Menaquinone 7	维生素K2 (MK-7)	1381119		
PHR1116-1G	L-Menthol	L-薄荷醇	1381709	M0350000	772
PHR1955-500MG	Mepivacaine Hydrochloride	盐酸甲哌卡因	1387002	M0370000	699
PHR1340-500MG	Pyrimilamine Maleate	马来酸吡拉明	1588004	M0500000	
PHR1611-1G	Mercaptopurine	巯嘌呤	1392002		
PHR9294-100MG	Mes Monohydrate	吗啉乙磺酸(MES)一水合物			
PHR1060-1G	Mesalamine	美沙拉嗪	1392705	Y0000297	1075
PHR9052-100MG	3-Nitrosalicylic Acid	美沙拉嗪杂质 (3-硝基水杨酸)			
PHR9053-100MG	2-Chloro-3-Nitrobenzoic Acid	美沙拉嗪杂质 (2-氯-3-硝基苯甲酸)			
PHR1741-200MG	2-Chloro-5-Nitrobenzoic Acid	美沙拉嗪杂质 (2-氯-5-硝基苯甲酸)			
PHR9138-100MG	3-Aminosalicylic Acid	美沙拉嗪杂质 (3-氨基水杨酸)	1026412		
PHR9056-100MG	2-Hydroxy-5-Nitrobenzoic Acid	美沙拉嗪杂质 (5-硝基水杨酸)			
PHR1739-200MG	Mesalazine Impurity C	美沙拉嗪杂质C (邻氨基苯酚)		Y0001569	
PHR1148-1G	Acetanilide (Acetaminophen Related Compound D)	对氨基酚 (对乙酰氨基酚相关化合物K)	1021204	Y0001955	
PHR1745-500MG	4-Aminophenol Hydrochloride	4-氨基苯酚	1021204		
PHR1570-500MG	Mesna	美司钠	1392807	Y0000337	
PHR2818-100MG	Mesna Related Compound A	美司钠相关化合物A	1392818	Y0000316	
PHR2121-100MG	Mesna Related Compound B	美司钠相关化合物B	1392829	Y0000317	
PHR2783-100MG	Metamizole Impurity A	安乃近杂质A (4-甲酰氨基安替吡啉)		M0600905	
PHR2784-100MG	Metamizole Impurity B	安乃近杂质B (4-氨基安替吡啉)			
PHR2785-100MG	Metamizole Impurity C	安乃近杂质C (4-甲氨基安替吡啉)			
PHR3426-500MG	Metaraminol Bitartrate	重酒石酸间羟胺	1396003		
PHR3036-500MG	Metaxalone	美他沙酮	1396149		
PHR8611-50MG	Metaxalone Related Compound B	美他沙酮相关化合物B	1396168		
PHR1084-500MG	Metformin Hydrochloride	盐酸二甲双胍	1396309	M0605000	
PHR1331-500MG	Cyanoguanidine	二甲双胍相关物质A (双胍胺)	1396310		
PHR1505-50MG	Metformin Related Compound B	二甲双胍相关物质B	1396331		
PHR1506-50MG	Metformin Related Compound C	二甲双胍相关物质C	1396342		
PHR3735-1G	Methapyrilene Hydrochloride	盐酸美沙吡林			

货号	英文描述	中文描述	可追溯至		
			USP No.	EP No.	BP No.
PHR3202-1G	Methazolamide	醋甲唑胺	1406005		
PHR3037-500MG	Methimazole	甲硫咪唑	1411005		
PHR3038-100MG	Methimazole Related Compound A	甲硫咪唑相关化合物A	1411016		
PHR3039-100MG	Methimazole Related Compound C	甲硫咪唑相关化合物C	1411038		
PHR3398-200MG	S-Selenomethionine	硒-L-蛋氨酸	1611955		
PHR2653-500MG	Racemethionine	DL-甲硫氨酸	1643292	M0950000	
PHR1241-1G	L-Methionine	L-甲硫氨酸	1411504	M0960000	
PHR2636-200MG	N-Acetyl-D,L-Methionine	N-乙酰-DL-甲硫氨酸	1009978		
PHR2613-200MG	Selenomethionine	硒-DL-蛋氨酸	1611955		
PHR1395-1G	Methocarbamol	美索巴莫	1412008		
PHR8735-50MG	R-Methotrexate	R-甲氨蝶呤	1413988		
PHR1396-1G	Methotrexate	甲氨蝶呤	1414003	M1000000	
PHR8734-50MG	Methotrexate Related Compound E	甲氨蝶呤相关化合物E	1414058		
PHR3040-500MG	Methoxsalen	甲氧沙林	1417001		
PHR3041-50MG	Methoxsalen Related Compound A	甲氧沙林相关化合物A	1065345		
PHR3539-1G	Methyl Arachidate	花生酸甲酯			
PHR3540-1G	Methyl Behenate	山嵛酸甲酯			
PHR3535-1G	Methyl Caprate	癸酸甲酯	1424233		
PHR3534-1G	Methyl Octanoate	辛酸甲酯	1424255		
PHR3533-1G	Methyl Hexanoate	己酸甲酯	1424244		
PHR2605-200MG	Methyl Laurate	月桂酸甲酯	1430305		
PHR2606-5X100MG	Methyl Linoleate	亚油酸甲酯	1430327		
PHR3734-5X100MG	Methyl Linolenate	亚麻酸甲酯	1430349		
PHR3537-1G	Methyl Myristate	十四烷酸甲酯	1431501		
PHR1835-500MG	Methyl Nicotinate	烟酸甲酯		Y0000398	
PHR1571-1G	Methyl Oleate	油酸甲酯	1431556		
PHR3538-1G	Methyl Palmitate	棕榈酸甲酯	1431603		
PHR3733-5X100MG	Methyl Palmitoleate	棕榈油酸甲酯	1431625		
PHR3837-200MG	Methyl Ricinoleate	蓖麻油酸甲酯	1437392		
PHR3042-100MG	Methyl Salicylate Related Compound A	4-羟基间苯二甲酸二甲酯	1437461		
PHR1214-3.2ML	Methyl Salicylate	水杨酸甲酯	1437450		
PHR1414-1G	Methyl Stearate	硬脂酸甲酯	1437508	M1770200	
PHR3541-100MG	Methyl Tetracosanoate	二十四烷酸甲酯 (木蜡酸甲酯)			
PHR3835-250MG	Methyl Tricosanoate	二十三酸甲酯	1438205		
PHR3410-2X200MG	Methylcobalamin	甲钴胺	1424550		
PHR2672-1G	Methyldopa	甲基多巴	1426002	M1500000	
PHR2673-30MG	Methyldopa Related Compound B	甲基多巴相关化合物B	1427027		
PHR2674-30MG	Methyldopa Related Compound C	甲基多巴相关化合物C	1427038		
PHR3576-100MG	Methylphenidate Related Compound A	哌甲酯相关化合物A	1434022		
PHR8987-1ML	Methylphenidate Hydrochloride Erythro Isomer	盐酸哌甲酯-赤型异构体	1434011		
PHR9259-100MG	Methylphenidate Hydrochloride Impurity F	盐酸哌甲酯杂质F			
PHR3045-100MG	Methylprednisolone Hemisuccinate Related	半琥珀酸甲泼尼龙相关化合物D	1437042		
PHR3043-50MG	Methylprednisolone Related Compound C	甲泼尼龙相关化合物C	1435036		
PHR1346-1G	Methylsulfonylmethane	二甲基砜	1437600		
PHR9057-100MG	2-Methylvaleric Acid	2-甲基戊酸			
PHR1132-1G	Metoclopramide Hydrochloride	盐酸甲氧氯普胺	1440808	M1825000	357
PHR2283-100MG	Metoclopramide Related Compound A	甲氧氯普胺相关化合物A	1440819	M1824995	
PHR2284-100MG	Metoclopramide Related Compound B	甲氧氯普胺相关化合物B	1440820		
PHR2285-100MG	Metoclopramide Related Compound D	甲氧氯普胺相关化合物D	1440841		
PHR2287-100MG	Methyl 4-(Acetylamino)-2-Hydroxybenzoate	甲氧氯普胺杂质 (对乙酰氨基水杨酸甲酯)	1262823		
PHR2508-100MG	Methyl 4-Amino-2-Hydroxybenzoate	甲氧氯普胺杂质 (邻羟基对氨基苯甲酸甲酯)			
PHR2507-100MG	Metoclopramide Impurity C	甲氧氯普胺杂质C			
PHR2286-100MG	Metoclopramide Impurity E	甲氧氯普胺杂质E		M1825010	
PHR2506-100MG	Metoclopramide Impurity H	甲氧氯普胺杂质H (对乙酰氨基水杨酸)			
PHR2509-50MG	Metoprolol Related Compound A	美托洛尔相关化合物A	1441232	Y0000145	
PHR2510-30MG	Metoprolol Related Compound C	美托洛尔相关化合物C	1441254		
PHR3641-50MG	Metoprolol Related Compound D	美托洛尔相关化合物D	1441265		
PHR9187-50MG	Metoprolol EP Impurity B	美托洛尔杂质B	1441288		
PHR9102-100MG	Metoprolol EP Impurity D	美托洛尔杂质D	1441276		
PHR9101-100MG	Metoprolol EP Impurity E	美托洛尔杂质E			
PHR9063-100MG	Metoprolol EP Impurity F	美托洛尔杂质F			
PHR9188-50MG	Metoprolol EP Impurity G	美托洛尔杂质G			
PHR9068-100MG	Metoprolol EP Impurity H	美托洛尔杂质H			
PHR9088-100MG	Metoprolol EP Impurity J	美托洛尔杂质J			
PHR9244-100MG	Metoprolol Impurity M	美托洛尔杂质M			
PHR9192-50MG	Metoprolol EP Impurity N	美托洛尔杂质N			
PHR2514-100MG	Metronidazole Impurity B	4-硝基咪唑			
PHR1052-1G	Metronidazole	甲硝唑	1442009	M1850000	603
PHR9072-100MG	Metronidazole Impurity D	甲硝唑杂质D			
PHR2512-100MG	Metronidazole Impurity E	甲硝唑杂质E			

货号	英文描述	中文描述	可追溯至		
			USP No.	EP No.	BP No.
PHR2165-100MG	Metronidazole Impurity F	甲硝唑杂质F			
PHR3331-50MG	Metronidazole Impurity G	甲硝唑杂质G			
PHR1050-1G	Benzoic Acid	苯甲酸	1055002		
PHR3206-500MG	Mexiletine Hydrochloride	盐酸美西律	1443250		
PHR1618-1G	Miconazole	咪康唑	1443409	M1880000	
PHR1163-1G	Miconazole Nitrate	硝酸咪康唑	1443500	M1900000	253
PHR9000-100MG	Miconazole Nitrate Impurity E	硝酸咪康唑杂质E			
PHR3561-100MG	Miconazole EP Impurity F	咪康唑杂质F	1463869		
PHR9001-100MG	Miconazole Nitrate Impurity G	硝酸咪康唑杂质G			
PHR9002-100MG	Miconazole Nitrate Impurity H	硝酸咪康唑杂质H			
PHR2791-100MG	Econazole	益康唑 (咪康唑杂质B)		Y0000116	
PHR3562-100MG	Miconazole Related Compound I	咪康唑相关化合物 I	1443497		
PHR3048-100MG	Midodrine Related Compound A	米多君相关化合物A	1443715		
PHR2633-500MG	Milbemycin Oxime	米尔贝霉素肟	1443806	Y0001893	
PHR2515-1G	Milrinone	米力农	1443908		
PHR3049-100MG	Milrinone Related Compound A	米力农相关化合物A	1443919		
PHR2123-200MG	Minoxidil	米诺地尔	1444208	M2300000	
PHR3050-50MG	Minoxidil Related Compound E	米诺地尔相关化合物E	1444220		
PHR3051-500MG	Mitoxantrone Hydrochloride	盐酸米托蒽醌	1445200		
PHR8952-500MG	Mirtazapine	米氮平	1444279	Y0000705	
PHR8736-50MG	Mirtazapine Related Compound B	米氮平相关化合物B	1444235		
PHR8737-100MG	Mirtazapine Related Compound D	米氮平相关化合物D	1444252		
PHR8751-50MG	Mirtazapine Related Compound A	去甲基米氮平	1444285		
PHR3207-1G	Mitotane	米托坦	1445007		
PHR8739-50MG	Modafinil Related Compound A	莫达非尼相关化合物A (莫达非尼酸)	1445346		
PHR8740-50MG	Modafinil Related Compound B	莫达非尼相关化合物B	1445392		
PHR3567-200MG	Moexipril Hydrochloride	莫昔普利	1445426		
PHR3606-50MG	Moexipril Related Compound A	莫昔普利相关化合物A	1445608		
PHR3719-50MG	Moexipril Related Compound B	莫昔普利相关化合物B	1445619		
PHR3052-50MG	Moexipril Related Compound E	莫昔普利相关化合物E	1445642		
PHR3053-50MG	Moexipril Related Compound F	莫昔普利相关化合物F	1445653		
PHR2696-200MG	Mogroside V	罗汉果皂苷V	1445448		
PHR3432-1G	Molindone Hydrochloride	盐酸吗茚酮	1445459		
PHR3893-30MG	Mometasone Furoate Impurity F	莫米松相关化合物F			
PHR3894-30MG	Mometasone Furoate Impurity K	莫米松相关化合物K			
PHR3895-30MG	Mometasone Furoate Impurity Q	莫米松相关化合物Q			
PHR1330-5G	Monobasic Potassium Phosphate	磷酸二氢钾	1551139		
PHR3208-500MG	Monobenzene	4-苄氧基苯酚	1445506		
PHR2635-200MG	Monostearyl Maleate	马来酸单十八酯	1446804		
PHR3777-300MG	Montelukast Dicyclohexylamine	孟鲁司特二环己胺	1446815	Y0001436	1147
PHR1603-1G	Montelukast Sodium	孟鲁司特钠	1446859	Y0001434	
PHR3209-200MG	Morantel Tartrate	酒石酸甲噻噻啉	1446906		
PHR1542-1G	Moxifloxacin Hydrochloride	莫西沙星	1448606	Y0000703	
PHR3758-50MG	Mycophenolate Mofetil Related Compound A	吗替麦考酚酯相关化合物A	1448967		
PHR2776-100MG	Mycophenolate Mofetil Related Compound B	吗替麦考酚酯相关化合物B	1448978		
PHR3211-400MG	Mycophenolate Sodium	麦考酚钠	1448989		
PHR1124-1G	Myristic Acid	肉豆蔻酸	1448990		
PHR1135-1G	Myristyl Alcohol	肉豆蔻醇	1449008		
PHR8950-50MG	3-O-Allylnaloxone	3-O-烯丙基纳洛酮			
PHR1836-500MG	Naphazoline Hydrochloride	盐酸萘甲唑啉	1457006	N0080000	
PHR2455-50MG	Naphazoline Related Compound A	萘甲唑啉相关化合物A	1457017	N0200000	
PHR1040-500MG	Naproxen	萘普生	1457301	N0250000	435
PHR1165-1G	Naproxen Sodium	萘普生钠	1457403		
PHR2530-100MG	Rac-Naproxen	消旋-萘普生	1457436	Y0000399	
PHR2254-50MG	Naproxen 1,2,3 Propanetriol Esters	萘普生 1,2,3-丙三醇酯			
PHR2219-100MG	Naproxen 1,2 Propylene Glycol Esters	萘普生 1,3-丙二醇酯			
PHR2256-50MG	Naproxen 1,3-Butylene Glycol Esters	萘普生 1,3-丁二醇酯			
PHR2527-100MG	Naproxen Related Compound A	萘普生相关化合物A	1457312		
PHR2518-100MG	Naproxen Related Compound G	萘普生相关化合物G	1457436		
PHR2517-100MG	Naproxen Related Compound K	萘普生相关化合物K	1457414		
PHR2523-100MG	Naproxen Related Compound L	萘普生相关化合物L	1457425	Y0000631	
PHR2257-50MG	Naproxen Isopropyl Ester	萘普生异丙酯			
PHR2521-100MG	Naproxen Impurity A	萘普生杂质A			
PHR2520-100MG	Naproxen Impurity B	萘普生杂质B			
PHR2519-100MG	Naproxen Impurity C	萘普生杂质C			
PHR3332-50MG	Naproxen Impurity D	萘普生杂质D			
PHR2529-100MG	Naproxen Impurity E	萘普生杂质E	1457356		
PHR2528-100MG	Naproxen Impurity F	萘普生杂质F			
PHR2526-100MG	Naproxen Impurity H	萘普生杂质H (6-甲氧基-2-萘酚)			
PHR2522-100MG	Naproxen Impurity I	萘普生杂质I			

货号	英文描述	中文描述	可追溯至		
			USP No.	EP No.	BP No.
PHR3333-50MG	Naproxen Impurity J	萘普生杂质J			
PHR2525-100MG	Naproxen Impurity M	萘普生杂质M			
PHR2524-100MG	Naproxen Impurity N	萘普生杂质N			
PHR3751-150MG	Nebivolol Related Compound C	奈必洛尔相关化合物C	1457877		
PHR3730-100MG	Nebivolol Related Compound D	奈必洛尔相关化合物D	1457888		
PHR3213-50MG	Neohesperidin	新橙皮苷	1458042		
PHR1698-1G	Neotame	纽甜			
PHR1757-1G	Nevirapine	奈韦拉平	1460703	Y0000520	
PHR2531-500MG	Nicardipine Hydrochloride	尼卡地平	1463224	Y0001924	
PHR1033-1G	Niacinamide	烟酰胺	1462006	N0600000	460
PHR2087-100MG	Nicotinamide Impurity B	烟酰胺杂质B (氰基吡啶)			
PHR2088-100MG	Nicotinamide Impurity C	烟酰胺杂质C			
PHR2089-100MG	Nicotinamide Impurity D	烟酰胺杂质D (异烟酰胺)			
PHR2090-100MG	Nicotinamide Impurity E	烟酰胺杂质E			
PHR2091-100MG	Nicotinamide Impurity F	烟酰胺杂质F			
PHR2533-50MG	Nicotine Related Compound C	烟碱相关化合物C (可替宁)	1463348		
PHR2470-100MG	6-Hydroxynicotinic Acid	6-羟基吡啶-3-羧酸	1327408		
PHR1276-1G	Niacin	烟酸(维生素PP)	1461003	N0700000	
PHR1290-1G	Nifedipine	硝苯地平	1463508	N0750000	462
PHR3778-50MG	Nifedipine Nitrophenylpyridine Analog	硝苯地平硝基吡啶同系物	1463600	N0750010	
PHR2833-500MG	Nilotinib	尼洛替尼	1463428	Y0002097	
PHR2834-50MG	Nilotinib Related Compound A	尼洛替尼相关化合物A	1463439	Y0002103	
PHR2835-50MG	Nilotinib Related Compound C	尼洛替尼相关化合物C	1463457	Y0002108	
PHR3214-500MG	Nilutamide	尼鲁米特	1463472		
PHR1336-1G	Nimesulide	尼美舒利		N0845000	
PHR1293-1G	Nimodipine	尼莫地平	1463858	N0850000	651
PHR3065-100MG	Nimodipine Related Compound A	尼莫地平相关化合物A	1463870		
PHR3560-100MG	Nimodipine Related Compound B / Nimodipi	尼莫地平相关化合物B	1463869		
PHR2888-400MG	Nitazoxanide	硝唑尼特	1463960		
PHR2889-50MG	Nitazoxanide Related Compound A	硝唑尼特相关化合物A (2-氨基-5-硝基噻唑)	1463971		
PHR1731-1G	Nitisinone	尼替西农			
PHR2456-200MG	Nitrofurfural Diacetate	5-硝基糠醛二乙酸酯 (5-硝基呋喃醛缩二乙酯)	1465503	Y0001570	263
PHR1191-1G	Nitrofurantoin	呋喃妥因	1464001		
PHR1196-1G	Nitrofurazone	呋喃西林	1465004	N0950000	
PHR3067-1G	Nitrofurazone Related Compound A	呋喃西林相关化合物A	1466007		
PHR3215-500MG	Nizatidine	尼扎替丁	1467804		
PHR3509-500MG	Nordihydroguaiaretic Acid	去甲二氢愈创木酸 (NDGA)			
PHR1614-1G	Norfloxacin	诺氟沙星	1471506	N1230000	670
PHR9352-30MG	N-Nitroso Norfloxacin	N-亚硝基诺氟沙星			
PHR2233-100MG	Norfloxacin Related Compound A	诺氟沙星相关化合物A	1471517	N1230010	
PHR9008-100MG	Norfloxacin Impurity D	诺氟沙星杂质D			
PHR9010-100MG	Norfloxacin Impurity G	诺氟沙星杂质G			
PHR3216-500MG	Nortriptyline Hydrochloride	盐酸去甲替林	1474005		
PHR2210-50MG	Norvaline	缬氨酸			
PHR1080-1G	Octinoxate	对甲氧基肉桂酸乙基酯	1477900		
PHR1081-1G	Octisalate	水杨酸乙基酯	1477943		
PHR1083-1G	Octocrylene	奥克利林	1477411		
PHR3511-500MG	Octyl Gallate	没食子酸辛酯		Y0000368	
PHR1155-1G	Octyldodecanol	2-辛基-1-十二烷醇	1477808	O0101000	
PHR1168-1G	Ofloxacin	氧氟沙星	1478108		
PHR3667-50MG	R-Ofloxacin	R-氧氟沙星	1478083		
PHR2235-50MG	Ofloxacin Related Compound A	氧氟沙星相关化合物A	1478119		
PHR2234-100MG	Ofloxacin Impurity A	氧氟沙星杂质A (氧氟酸)		O0120010	
PHR9015-100MG	Ofloxacin Impurity B	氧氟沙星杂质B			
PHR9016-50MG	Ofloxacin Impurity C	氧氟沙星杂质C			
PHR9018-100MG	Ofloxacin Impurity F	氧氟沙星杂质F			
PHR2977-1G	Eucalyptus Oil	桉树油	1268919		
PHR2988-1G	Star Anise Oil	八角茴香油	1036960		
PHR2881-1.5ML	Mineral Oil	矿物油	1443952		
PHR2970-1G	Borage Seed Oil	琉璃苣油	1076057		
PHR2981-500MG	Hydrogenated Castor Oil	氢化蓖麻油	1096837		
PHR2969-1G	Almond Oil	杏仁油	1013206		
PHR2978-1G	Evening Primrose Oil	月见草油	1269017		
PHR2968-50MG	Sesame Oil Related Compound B	芝麻油相关化合物B	1612426		
PHR1825-1G	Olanzapine	奥氮平	1478301	Y0001370	1060
PHR2536-30MG	Olanzapine Related Compound A	奥氮平相关化合物A	1478312	Y0001392	
PHR2537-30MG	Olanzapine Related Compound B	奥氮平相关化合物B	1478323		
PHR2538-30MG	Olanzapine Related Compound C	奥氮平相关化合物C	1478334		
PHR9085-50MG	Olanzapine Impurity C	奥氮平杂质C			
PHR1586-1G	Oleic Acid	油酸	1478130	Y0001479	

货号	英文描述	中文描述	可追溯至		
			USP No.	EP No.	BP No.
PHR2637-5X100MG	Oleyl Alcohol	油醇	1478185		
PHR1851-200MG	Olmesartan Medoxomil	奥美沙坦酯	1478367	Y0001405	1173
PHR2016-40MG	Olmesartan Medoxomil Related Compound A	奥美沙坦酯相关化合物A	1478378		
PHR3069-300MG	Olopatadine Hydrochloride	盐酸奥洛他定	1478403		
PHR2539-50MG	Olopatadine Related Compound C	奥洛他定相关化合物C	1478436		
PHR1954-30MG	N- Methyl Omeprazole	N'-甲基奥美拉唑			
PHR8615-50MG	R-Omeprazole	R-奥美拉唑	1478479		
PHR1585-1G	Esomeprazole Magnesium	埃索美拉唑镁	1249789	Y0001028	
PHR1059-1G	Omeprazole	奥美拉唑	1478505	O0150000	765
PHR1648-30MG	Omeprazole Related Compound A	奥美拉唑砒	1478516	O0151000	
PHR1986-30MG	Omeprazole Related Compound B	奥美拉唑相关化合物B	1478480		
PHR1649-30MG	Omeprazole Related Compound E	奥美拉唑相关化合物E	1478527		
PHR2329-50MG	Omeprazole Related Compound F And G	奥美拉唑相关化合物F和G	1478491		
PHR1650-30MG	Omeprazole Related Compound I	奥美拉唑相关化合物I	1478561		
PHR9096-100MG	2-[[[(4-Chloro-3,5-Dimethyl-2-Pyridinyl)Methyl] Thio]-6-Methoxy-1H-Benzimidazole	奥美拉唑杂质 (220757-74-4)			
PHR9054-100MG	2-Chloromethyl-4-Methoxy-3,5-Dimethylpyr	奥美拉唑杂质 (2-氯甲基-4-甲氧基-3,5-二甲基吡啶)			
PHR9080-100MG	5-Methoxy-1,4-Benzo[D]Imidazol-2(3H)-One	奥美拉唑杂质 (5-甲氧基-苯并[d]咪唑-2(3h)-酮)			
PHR1987-30MG	Omeprazole Impurity B	奥美拉唑杂质B			
PHR1988-30MG	Omeprazole Impurity C	奥美拉唑杂质C	1478468		
PHR1989-30MG	Omeprazole Impurity H	奥美拉唑杂质H			
PHR2223-100MG	Ondansetron Related Compound A	昂丹司琼相关化合物A	1478593		
PHR2224-100MG	Ondansetron Related Compound C	昂丹司琼相关化合物C	1478618		
PHR2221-100MG	Ondansetron Related Compound D	昂丹司琼相关化合物D	1478629	Y0000195	
PHR1141-1G	Ondansetron Hydrochloride	盐酸昂丹司琼	1478582	Y0000218	
PHR1445-1G	Orlistat	奥利司他	1478800		
PHR8749-50MG	Orlistat Related Compound A	奥利司他相关化合物A	1478811		
PHR2543-50MG	Orlistat Related Compound B	奥利司他相关化合物B	1478822		
PHR2544-50MG	Orlistat Related Compound C	奥利司他相关化合物C (三苯基氧磷)	1478833		
PHR8748-25MG	Orlistat Related Compound D	奥利司他相关化合物D	1478877		
PHR1777-1G	Orphenadrine Citrate	奥芬那君	1479009	Y0000101	
PHR2957-40MG	Orphenadrine Related Compound B	奥芬那君相关化合物B	1479020		
PHR2958-40MG	Orphenadrine Related Compound C	奥芬那君相关化合物C	1479031		
PHR2959-100MG	Orphenadrine Related Compound E	奥芬那君相关化合物E	1479053		
PHR1781-500MG	Oseltamivir Phosphate	磷酸奥司他韦	1479304	Y0001337	
PHR1945-300MG	Ouabain	乌本苷		O0200000	
PHR2496-50MG	Oxacillin Related Compound C	苯唑西林相关化合物C	1481044		
PHR3291-500MG	Oxalic acid	草酸			
PHR1528-200MG	Oxaliplatin	奥沙利铂	1481204	Y0000271	
PHR2545-200MG	Oxaliplatin Related Compound A	奥沙利铂相关化合物A (草酸二水合物)	1481215		
PHR2546-50mg	Oxaliplatin Related Compound F	奥沙利铂相关化合物F	1481260		
PHR3217-500MG	Oxaprozin	奥沙普秦	1482207		
PHR8617-50MG	Oxazepam Related Compound B	奥沙西洋相关化合物B	1483028		
PHR1635-1G	Oxcarbazepine	奥卡西平	1483152	Y0001576	
PHR3628-50MG	Oxcarbazepine Related Compound A	奥卡西平相关化合物A	1483163		
PHR3629-50MG	Oxcarbazepine Related Compound B	奥卡西平相关化合物B	1483174		
PHR3071-25MG	Oxcarbazepine Related Compound C	奥卡西平相关化合物C (吡啶酮)	1483185		
PHR2238-50MG	Oxcarbazepine Related Compound E	奥卡西平相关化合物E	1483200		
PHR3294-50MG	Licarbazepine	利卡西平	1614512		
PHR3632-50MG	Oxiconazole Related Compound A	奥昔康唑相关化合物A	1483436		
PHR3736-40MG	Oxiconazole Related Compound C	奥昔康唑相关化合物C	1483458		
PHR9003-100MG	1-(2,4-Dichlorobenzoylmethyl)Imidazole	奥昔康唑相关化合物			
PHR1074-1G	Oxybenzone	二苯酮	1485001		
PHR2547-500MG	Oxybutynin Chloride	奥昔布宁	1485103	O0288000	
PHR2548-200MG	Oxybutynin Related Compound A	奥昔布宁相关化合物A	1485114		703
PHR2549-50MG	Oxybutynin Related Compound B	奥昔布宁相关化合物B	1485125		
PHR9095-100MG	Oxybutynin Impurity B	奥昔布宁杂质B			
PHR2215-100MG	Oxymetazoline Related Substance Iv	羟甲唑啉相关化合物A	1486015		
PHR9162-50MG	Oxymetazoline Impurity C	羟甲唑啉杂质C			
PHR9134-100MG	Oxymetazoline Impurity D	羟甲唑啉杂质D			
PHR9161-50MG	Oxymetazoline Impurity E	羟甲唑啉杂质E			
PHR8803-50MG	Oxymorphone Related Compound A	羟吗啡酮相关化合物A	1488019		
PHR9158-50MG	10-O-Deacetylpaclitaxel	10-O-去乙酰 紫杉醇			
PHR3261-200MG	Xanthanoic Acid	咕吨-9-羧酸	1720000		
PHR1355-10G	Padimate O	对二甲氨基苯甲酸异辛酯 (二甲基PABA乙基己酯)	1491503		
PHR3072-50MG	Paliperidone Related Compound B	帕利哌酮相关化合物B	1491820		
PHR1120-1G	Palmitic Acid	棕榈酸	1492007	P0090000	
PHR2552-200MG	Palonosetron Hydrochloride	盐酸帕洛诺司琼	1492200		
PHR8621-50MG	Palonosetron Enantiomer	帕洛诺司琼异构体	1492211		
PHR8619-50MG	Palonosetron Related Compound B	帕洛诺司琼相关化合物B	1492233		

货号	英文描述	中文描述	可追溯至		
			USP No.	EP No.	BP No.
PHR8622-50MG	Palonosetron Related Compound C	帕洛诺司琼相关化合物C	1492244		
PHR8620-50MG	Palonosetron Related Compound E	帕洛诺司琼相关化合物E	1492266		
PHR1465-500MG	Pantolactone	泛酸内酯	1494807		
PHR1604-1G	Pantoprazole Sodium	泮托拉唑钠	1494895	Y0000835	
PHR2458-50MG	Pantoprazole Related Compound A	泮托拉唑相关化合物A	1494909		
PHR3074-50MG	Pantoprazole Related Compound B	泮托拉唑相关化合物B	1494910		
PHR3075-50MG	Pantoprazole Related Compound C	泮托拉唑相关化合物C	1494920		
PHR1012-1G	Methylparaben	对羟基苯甲酸甲酯	1432005	M1650000	
PHR1011-1G	Ethylparaben	对羟基苯甲酸乙酯 (羟苯乙酯)	1267000	E2425000	
PHR2668-20MG	Ethylparaben Sodium	羟苯乙酯钠	1267000		
PHR1010-1G	Propylparaben	羟苯丙酯	1577008	P3650000	
PHR1022-1G	Butylparaben	对羟基苯甲酸丁酯 (羟苯丁酯)	1084000	B1217000	
PHR1612-50MG	Acetaminophen Related Compound A	对乙酰氨基酚相关化合物A	1003010		
PHR1642-50MG	Acetaminophen Related Compound B	对乙酰氨基酚相关化合物B	1003027		
PHR1531-200MG	Acetaminophen Related Compound C	对乙酰氨基酚相关化合物C	1003031		
PHR1149-1G	Acetaminophen Related Compound J	对乙酰氨基酚相关化合物J	1003100	Y0001945	
PHR2596-1G	Parachlorophenol	4-氯苯酚	1496802		
PHR1804-500MG	Paroxetine Hydrochloride	盐酸帕罗西汀	1500218	Y0000281	1024
PHR3076-50MG	Paroxetine Related Compound C	帕罗西汀相关化合物C	1500240		
PHR3077-50MG	Paroxetine Related Compound F	帕罗西汀相关化合物F	1500273		
PHR1596-500MG	Pemetrexed	培美曲塞	1500659	Y0001539	
PHR3675-50MG	Pemetrexed EP Impurity E	培美曲塞杂质E			
PHR2272-100MG	4-Dehydroxy-4-Chloro Penciclovir	4-去羟基-4氯-喷昔洛韦			
PHR2638-500MG	Penicillamine	D-青霉胺	1501006		
PHR2639-500MG	Penicillamine Disulfide	D-青霉胺二硫化物	1501108	P0320000	
PHR2645-200MG	Pentetic Acid	喷替酸	1505506		
PHR3219-1ML	Perflubron	1-溴七氟辛烷	1510801		
PHR1887-500MG	Perindopril Erbumine	培哚普利叔丁胺盐	1510889	Y0000238	1073
PHR3078-50MG	Perindopril Related Compound A	培哚普利相关化合物A	1510890		
PHR3859-40MG	Perindopril Related Compound B	培哚普利相关化合物B	1510903		
PHR3079-500MG	Perphenazine	奋乃静	1511000		
PHR3718-50MG	Perphenazine Related Compound B	奋乃静相关化合物B	1511021		
PHR3729-50MG	Perphenazine Sulfoxide	奋乃静亚砷	1511203		
PHR3220-500MG	Phenazopyridine Hydrochloride	非那吡啶	1515000		
PHR1573-500MG	Phenformin Hydrochloride	苯乙双胍			
PHR2646-300MG	Pheniramine Maleate	马来酸非尼拉敏	1522301	P0850000	
PHR2719-50MG	Pheniramine Impurity A	非尼拉敏杂质A (2-苄基吡啶)		Y0001428	
PHR1402-1G	Phenoxybenzamine Hydrochloride	盐酸酚苄明	1526007		
PHR1121-1.5G	Phenoxyethanol	2-苯氧基乙醇	1526200	P0950000	
PHR1403-1G	Phentolamine Mesylate	酚妥拉明	1530004	Y0001127	
PHR1152-1G	Phenyl Salicylate Melting Point Standard	水杨酸苯酯熔点标准品	1534209		
PHR1100-1G	L-Phenylalanine	L-苯基丙氨酸	1530503	P1150000	
PHR2607-500MG	Phenylbutazone	保泰松	1531007	P1200000	
PHR1017-500MG	Phenylephrine Hydrochloride	盐酸去氧肾上腺素	1533002	P1250000	284
PHR3221-50MG	Phenylephrine Bitartrate	重酒石酸去氧肾上腺素	1532950		
PHR1695-50MG	Phenylephrine Hydrochloride	去氧肾上腺素相关化合物C	1533024		
PHR2148-100MG	Phenylephrine Related Compound D	去氧肾上腺素相关化合物D	1533035		
PHR1712-50MG	Benzylphenylephrine	去氧肾上腺素相关化合物E	1533046		
PHR2149-100MG	Phenylephrine Related Compound F	去氧肾上腺素相关化合物F	1533261		
PHR8627-50MG	Phenylephrine Related Compound F	去氧肾上腺素相关化合物F 盐酸盐	1533261		
PHR2150-100MG	Phenylephrine Related Compound G	去氧肾上腺素相关化合物G	1533272		
PHR2151-100MG	Phenylephrine Impurity 01	2-甲基-四氢-异喹啉二醇盐酸盐			
PHR2152-50MG	N-(2-Succinyl) Phenylephrine (Mixture Of Diastereomers)	N-(2-琥珀酰基)去氧肾上腺素(非对映异构体混合物)			
PHR2153-100MG	Phenylephrine Impurity 03	2-羟基-N-((2R)-2-羟基-2-(3-羟基苯基)乙基)-N-甲基乙酰胺			
PHR2154-100MG	Phenylephrine Impurity 04	N-甲基基去氧肾上腺素			
PHR1122-1.5G	Phenylethyl Alcohol	2-苯乙醇	1533250		
PHR3083-200MG	Phenyltoloxamine Citrate	柠檬酸苯托沙敏	1534402		
PHR1139-1G	Phenytoin	苯妥英	1535008	P1290000	
PHR1492-1G	Phenytoin Sodium	苯妥英钠	1535507	P1300000	
PHR1692-100MG	Phenytoin Related Compound B	苯妥英相关化合物B	1535020		
PHR2247-50MG	5-(4-Methylphenyl)Hydantoin	5-(4-甲基苯基)乙内酰脲			
PHR9055-100MG	Benzil	苯偶酰			
PHR2554-100MG	Phenytoin Impurity D	苯妥英杂质D			
PHR2553-100MG	Phenytoin Impurity F	苯妥英杂质F			
PHR2246-100MG	Phenytoin Intermediate Compound M01	苯妥英中间化合物M01			
PHR2648-500MG	Phosphatidylcholine	磷脂酰胆碱	1535733		
PHR2649-250MG	Phosphatidylcholine (Soy)	磷脂酰胆碱 (大豆)	1535755	Y0001950	
PHR3877-500MG	Phytic Acid Sodium Salt Hydrate	植酸钠水合物			
PHR1078-1G	Phytonadione	维生素K1	1538006	P1609000	423

货号	英文描述	中文描述	可追溯至		
			USP No.	EP No.	BP No.
PHR3084-200MG	Pimobendan	匹莫苯丹	1569315		
PHR3223-500MG	Pimozide	匹莫齐特	1539508		
PHR9058-100MG	(+)-Beta-Pinene	(+)-β-蒎烯			
PHR1632-500MG	Pioglitazone Hydrochloride	吡格列酮	1539905	Y0001520	
PHR3085-50MG	Piperacillin Related Compound E	哌拉西林相关化合物E	1541529		
PHR3690-400MG	Piperazine	哌嗪	1541601		
PHR3676-400MG	Piperazine Dihydrochloride	哌嗪二盐酸盐	1541907		
PHR2675-500MG	Piracetam	吡拉西坦		Y0000288	
PHR3086-50MG	Piroctone Related Compound B	吡罗克酮相关化合物B	1544428		
PHR2187-500MG	Piroctone Olamine	吡罗克酮乙醇胺	1544406		
PHR1588-200MG	Piroxicam	吡罗昔康	1544508	P2130000	
PHR2173-1G	Plastic Additive 2	塑料添加剂2 (四[3-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯)	1544938	P2155009	
PHR3090-400MG	Plastic Additive 3	塑料添加剂3 (1,3,5-三甲基-2,4,6-三(3,5-二叔丁基-4-羟基)苯)	1544949		
PHR2174-1G	Plastic Additive 4	塑料添加剂4 (3-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸正十八烷醇酯)	1544950	P2155011	
PHR3091-400MG	Plastic Additive 5	塑料添加剂5 (三(2,4-二叔丁基苯基)亚磷酸酯)	1544964		
PHR3092-400MG	Plastic Additive 6	塑料添加剂6 (三(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)异氰尿酸酯)	1544971		
PHR3093-200MG	Plastic Additive 8	塑料添加剂8 (二(十八烷基)二硫醚)	1544993		
PHR3094-200MG	Plastic Additive 9	塑料添加剂9 (3,3'-硫代二丙酸双月桂酯)	1545001		
PHR3095-200MG	Plastic Additive 10	塑料添加剂10 (硫代二丙酸双十八醇酯)	1545012		
PHR3096-200MG	Plastic Additive 11	塑料添加剂11 (聚丁二酸(4-羟基-2,2,6,6-四甲基-1-哌啶乙醇)酯)	1545023		
PHR3088-200MG	Plastic Additive 13	塑料添加剂13 (芥酸酰胺)	1545045		
PHR3089-200MG	Plastic Additive 14	塑料添加剂14 (邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯)	1545056		
PHR1518-1G	Polydimethylsiloxane	聚二甲基硅氧烷	1546300	S0600000	
PHR3335-1G	Polyethylene Glycol 200	聚乙二醇 200	1546401		
PHR3336-1G	Polyethylene Glycol 300	聚乙二醇 300	1546423		
PHR2891-1G	Polyethylene Glycol 400	聚乙二醇 400	1546445		
PHR3338-1G	Polyethylene Glycol 600	聚乙二醇 600	1546467		
PHR2890-1G	Polyethylene Glycol 1000	聚乙二醇 1000	1546489		
PHR3334-1G	Polyethylene Glycol 1500	聚乙二醇 1500	1546503		
PHR3337-1G	Polyethylene Glycol 3000	聚乙二醇 3000	1546525		
PHR2362-1G	Polyethylene Glycol 3350	聚乙二醇 3350	1546547		
PHR2892-1G	Polyethylene Glycol 4000	聚乙二醇 4000	1546569		
PHR2893-1G	Polyethylene Glycol 6000	聚乙二醇 6000	1546580		
PHR2894-1G	Polyethylene Glycol 8000	聚乙二醇 8000	1546605		
PHR3789-5X1G	Polysorbate 20	聚山梨酯 20	1547925		
PHR3797-5X1G	Polysorbate 60	聚山梨酯 60	1547947		
PHR3790-5X1G	Polysorbate 80	聚山梨酯 80 (吐温80)	1547969		
PHR1329-5G	Potassium Chloride	氯化钾	1548190		
PHR1130-1G	Potassium Gluconate	葡萄糖酸钾	1550001		
PHR1360-5G	Potassium Iodide	碘化钾	1548280		
PHR2203-1G	Potassium Nitrate	硝酸钾	1548349		
PHR1278-1G	Potassium Sorbate	山梨酸钾	1548407	P2650000	
PHR1740-200MG	1-Vinyl-2-Pyrrolidinone	N-乙烯-2-吡咯烷酮			
PHR1250-500MG	Povidone	聚维酮	1551503	P2660000	
PHR3225-500MG	Pralidoxime Chloride	氯解磷定	1553000		
PHR1598-500MG	Pramipexole Dihydrochloride	盐酸普拉克索	1553859	Y0001266	
PHR2010-50MG	Pramipexole Related Compound A	普拉克索相关化合物A	1553768		
PHR1302-1G	Pramoxine Hydrochloride	盐酸普莫卡因	1554002		
PHR3226-300MG	Prasugrel Hydrochloride	盐酸普拉格雷	1554104	Y0002122	
PHR3407-100MG	Pravastatin Sodium	普伐他汀	1554192		
PHR3406-400MG	Pravastatin 1,1,3,3-Tetramethylbutylamin	普伐他汀四甲基丁胺	1554192		
PHR3098-30MG	Pravastatin Related Compound A	普伐他汀相关化合物A	1554217		
PHR8836-500MG	Prazepam	普拉西洋	1554501		
PHR1391-1G	Praziquantel	吡喹酮	1554603	P2670000	
PHR2961-40MG	Praziquantel Related Compound A	吡喹酮相关化合物A	1554658		
PHR2962-100MG	Praziquantel Related Compound B	吡喹酮相关化合物B	1554669		
PHR2963-100MG	Praziquantel Related Compound C	吡喹酮相关化合物C	1554670		
PHR9229-100MG	Praziquantel Nitroso	亚硝基吡喹酮			
PHR3099-500MG	Prazosin Hydrochloride	盐酸哌唑嗪	1554705		
PHR3100-50MG	Prazosin Related Compound D	哌唑嗪相关化合物D (1-(2-糠酰)哌嗪)	1554749	Y0000623	
PHR8506-30MG	16A-Hydroxy Prednisolone-9(11)-Ene Acetate	16α-羟基泼尼松龙醋酸酯			
PHR9124-50MG	17A-Hydroxy-3,11-Dioxo-Androsta-1,4-Diene-17-Beta-Carboxylic Acid	泼尼松杂质 (17α-羟基-二氧雄烯二酮-17β-羧酸)			
PHR2288-20MG	Prednisone Impurity C	泼尼松杂质C			
PHR2289-50MG	Prednisone Impurity J	泼尼松杂质J			
PHR8805-500MG	Pregabalin	普瑞巴林	1559618		
PHR8629-50MG	Pregabalin Related Compound A	普瑞巴林相关化合物A	1559629		
PHR3104-50MG	Pregabalin Related Compound C	普瑞巴林相关化合物C	1559647		
PHR3105-500MG	Prilocaine	丙胺卡因	1560990		
PHR3106-500MG	Prilocaine Hydrochloride	盐酸丙胺卡因	1561008		

货号	英文描述	中文描述	可追溯至		
			USP No.	EP No.	BP No.
PHR3107-200MG	Prilocaine Related Compound A	丙胺卡因相关化合物A (邻甲苯胺)	1561019		
PHR3108-500MG	Primaquine Phosphate	磷酸伯安喹	1561507		
PHR3109-500MG	Primidone	扑米酮	1562000		
PHR3110-50MG	Primidone Related Compound A	扑米酮相关化合物A	1562011		
PHR3111-50MG	Primidone Related Compound C	扑米酮相关化合物C	1562033		
PHR3112-500MG	Probuco	普罗布考	1563309		
PHR3113-50MG	Probuco Related Compound A	普罗布考相关化合物A	1563309		
PHR1252-500MG	Procainamide Hydrochloride	普鲁卡因胺	1563502	P3050000	
PHR1161-1G	Procaine Hydrochloride	普鲁卡因	1564006		
PHR2253-100MG	Procaine N-Oxide	普鲁卡因N-氧化物			
PHR3114-500MG	Prochlorperazine Maleate	马来酸丙氯拉嗪	1566001		
PHR3786-50MG	Prochlorperazine Related Compound A	丙氯拉嗪相关化合物A	1566045		
PHR8893-10MG	Progesterone EP Impurity I	黄体酮杂质 I			
PHR1713-1G	Proguanil Hydrochloride	盐酸氯胍	1568040		297
PHR3115-50MG	Proguanil Related Compound A	氯胍相关化合物A	1568028		
PHR3116-50MG	Proguanil Related Compound C	氯胍相关化合物C	1568051		
PHR3117-50MG	Proguanil Related Compound E	氯胍相关化合物E	1568073		
PHR1200-1G	P-Chloroaniline	氯己定杂质P (对氯苯胺)	1111908		
PHR1332-500MG	L-Proline	L-脯氨酸	1568506	P3350000	
PHR1939-500MG	Hydroxyproline	羟脯氨酸			
PHR3228-500MG	Promazine Hydrochloride	盐酸普马嗪	1569000		
PHR1467-1G	Promethazine Hydrochloride	盐酸异丙嗪	1570009	P3400000	421
PHR2777-50MG	Promethazine Related Compound B	异丙嗪相关化合物A	1570029		
PHR3566-50MG	Propafenone Related Compound A	普罗帕酮相关化合物A	1570315		
PHR3167-1ML	1,3-Propanediol	1,3-丙二醇	1570483		
PHR3262-200MG	Xanthone	咕吨酮	1720203		
PHR1575-500MG	Propantheline Bromide	溴丙胺太林	1570508		
PHR3229-500MG	Proparacaine Hydrochloride	盐酸丙美卡因	1571001		
PHR3738-500MG	Propionic Acid	丙酸	1572208		
PHR1663-1ML	Propofol	丙泊酚	1572503	Y0000016	1031
PHR2565-50MG	Propofol Related Compound A	丙泊酚相关化合物A	1572536		
PHR2566-50MG	Propofol Related Compound B	丙泊酚相关化合物B	1572547	Y0000018	1032
PHR3118-50MG	Propofol Related Compound C	丙泊酚相关化合物C	1572558		
PHR9182-50MG	Propofol Impurity A	丙泊酚杂质A (2,4-二异丙基苯酚)			
PHR9183-50MG	Propofol EP Impurity C	丙泊酚杂质C (2-异丙基苯酚)			
PHR9045-50MG	Propofol Impurity F	丙泊酚杂质F (3-异丙基苯酚)			
PHR9185-50MG	4-Isopropylphenol (Propofol Impurity H)	丙泊酚杂质H (4-异丙基苯酚)			
PHR9062-25MG	Propofol Impurity K	丙泊酚杂质K			
PHR9074-25MG	Propofol Impurity L	丙泊酚杂质L			
PHR9049-25MG	Propofol Impurity N	丙泊酚杂质N			
PHR9089-25MG	Propofol Impurity P	丙泊酚杂质P			
PHR8563-30MG	N-Nitroso Propranolol	N-亚硝基普萘洛尔			
PHR3119-50MG	Propranolol Related Compound A	普萘洛尔相关化合物A	1576016		
PHR1118-1G	Propyl Gallate	没食子酸丙酯	1576800	P3640000	
PHR2318-100MG	Propyl Gallate Impurity A	没食子酸丙酯杂质A (没食子酸)			
PHR1051-1.5G	Propylene Glycol	丙二醇	1576708		
PHR2609-500MG	Propylthiouracil	丙硫氧嘧啶	1578000	P3700000	
PHR1758-200MG	Thiourea	硫脲			
PHR1389-1G	Propyphenazone	异丙安替比林		P3750000	
PHR2558-500MG	1,4-Sorbitan	1,4-去水山梨醇	1616008	Y0000385	
PHR2610-25MG	Protamine Sulfate	硫酸鱼精蛋白	1578612		
PHR2080-1G	Pyrantel Pamoate	双羟萘酸噻嘧啶	1584003	Y0000402	
PHR2081-50MG	Pyrantel Related Compound A	双羟萘酸噻嘧啶相关化合物A	1584014	Y0000403	
PHR2082-50MG	Pyrantel Impurity B	双羟萘酸噻嘧啶杂质B			
PHR2083-50MG	Pyrantel Impurity C	双羟萘酸噻嘧啶杂质C			
PHR2084-50MG	Pyrantel Impurity D	双羟萘酸噻嘧啶杂质D		Y0000403	
PHR1576-500MG	Pyrazinamide	吡嗪酰胺	1585006	P4050000	906
PHR3120-500MG	Pyridostigmine Bromide	溴吡斯的明	1586009		
PHR9291-100MG	Pyridoxine	吡哆醇			
PHR1036-500MG	Pyridoxine Hydrochloride	盐酸吡哆醇 (维生素B6)	1587001	P4100000	458
PHR1693-50MG	Pyridoxine Impurity A	吡哆素杂质A		Y0001226	
PHR1694-50MG	Pyridoxine Impurity B	吡哆素杂质B			
PHR2213-100MG	Bis-Pyridoxine	双吡哆醇			
PHR3231-500MG	Pyrimethamine	乙胺嘧啶	1589007		
PHR1488-1G	Quercetin	槲皮素	1592409	Y0001009	
PHR1856-1G	Quetiapine Fumarate	喹硫平	1592704	Y0006157	
PHR3121-40MG	Quetiapine Related Compound B	喹硫平相关化合物B	1592737		
PHR3122-40MG	Quetiapine Related Compound G	喹硫平相关化合物G	1592781		
PHR8631-50MG	Quetiapine Related Compound H	喹硫平相关化合物H	1597292		
PHR1944-1G	Quinapril Hydrochloride	盐酸喹那普利	1593401	Y0001491	1193

货号	英文描述	中文描述	可追溯至		
			USP No.	EP No.	BP No.
PHR8632-100MG	Quinapril Related Compound A	喹那普利相关化合物A	1593412		
PHR3232-500MG	Quinidine Gluconate	葡萄糖酸奎尼丁	1595000		
PHR1468-1G	Quinic Acid	奎尼酸	1594506		
PHR1525-1G	Rabeprazole Sodium	雷贝拉唑钠	1598019		
PHR3752-50MG	Rabeprazole Related Compound B	雷贝拉唑相关化合物B	1598031		
PHR3123-50MG	Rabeprazole Related Compound C	雷贝拉唑相关化合物C	1598042		
PHR3677-50MG	Rabeprazole Related Compound D	雷贝拉唑相关化合物D	1598053		
PHR3124-50MG	Rabeprazole Related Compound E	雷贝拉唑相关化合物E	1598064		
PHR3125-30MG	Rabeprazole Related Compound F	雷贝拉唑相关化合物F (兰索拉唑杂质VI)	1598075		
PHR3788-100MG	Rabeprazole Impurity I	雷贝拉唑杂质 I			
PHR2015-40MG	Raloxifene Related Compound C	雷洛昔芬相关化合物C	1598234		
PHR3126-500MG	Raltegravir Potassium	拉替拉韦钾盐	1598278	Y0001943	
PHR3127-50MG	Raltegravir Related Compound E	拉替拉韦相关化合物E	1598267		
PHR1446-1G	Ramipril	雷米普利	1598303	R0145000	751
PHR3128-50MG	Ramipril Related Compound A	雷米普利相关化合物A	1598314		
PHR3339-50MG	Ramipril Related Compound B	雷米普利相关化合物B	1598323	R0145010	
PHR8633-500MG	Ramipril Related Compound D	雷米普利相关化合物D (雷米普利二酮哌	1598347		
PHR1026-500MG	Ranitidine Hydrochloride	盐酸雷尼替丁	1598405	R0150000	471
PHR1773-100MG	Ranitidine Related Compound A	雷尼替丁相关化合物A	1598507		
PHR1774-100MG	Ranitidine Related Compound B	雷尼替丁相关化合物B	1598609		
PHR1775-100MG	Ranitidine Related Compound C	雷尼替丁相关化合物C	1598700		
PHR2179-100MG	Ranitidine Related Compound H	雷尼替丁相关物质H			
PHR2175-100MG	Ranitidine Impurity D	雷尼替丁杂质 D			
PHR2177-100MG	Ranitidine Impurity F	雷尼替丁杂质F			
PHR2178-100MG	Ranitidine Impurity G	雷尼替丁杂质G			
PHR2180-100MG	Ranitidine Impurity I	雷尼替丁杂质 I			
PHR2181-100MG	Ranitidine Impurity J	雷尼替丁杂质 J			
PHR2182-100MG	Ranitidine Impurity K	雷尼替丁杂质K			
PHR2676-500MG	Ranolazine	雷诺嗪	1598744		
PHR2677-100MG	Ranolazine Related Compound A	雷诺嗪相关化合物A	1598755		
PHR2678-100MG	Ranolazine Related Compound B	雷诺嗪相关化合物B	1598766		
PHR2679-100MG	Ranolazine Related Compound C	雷诺嗪相关化合物C	1598777		
PHR2680-100MG	Ranolazine Related Compound D	雷诺嗪相关化合物D	1598788		
PHR2697-1G	Rebaudioside A	瑞鲍迪苷 A	1600121		
PHR3408-400MG	Repaglinide	瑞格列奈	1600813	Y0000457	
PHR3340-100MG	Repaglinide Related Compound B	瑞格列奈相关化合物B	1600835		
PHR3130-50MG	Repaglinide Related Compound C	瑞格列奈相关化合物C	1600846		
PHR3131-50MG	Repaglinide Related Compound E	瑞格列奈相关化合物E	1600868		
PHR3129-25MG	Repaglinide Related Compound A	瑞格列奈有关物质III	1600824		
PHR1201-500MG	Resorcinol	间苯二酚	1602003	Y0000767	
PHR2201-200MG	Trans-Resveratrol	反-白藜芦醇	1602105	Y0001194	
PHR1236-1G	Retinyl Acetate	视黄醇(维生素A)醋酸酯	1716002	R0300000	
PHR1235-1G	Retinyl Palmitate	视黄醇(维生素A)棕榈酸酯	1602502		
PHR1668-1G	Retinyl Propionate	视黄醇丙酸酯			
PHR1700-1G	Ribavirin	利巴韦林	1602706	traceable to Ph. Eur. 593	
PHR2779-30MG	Ribavirin Related Compound D	利巴韦林相关化合物D	1602740		
PHR1054-1G	(-)-Riboflavin	核黄素 (维生素B2)	1603006	R060000	
PHR1297-1G	Phosphated Riboflavin	磷酸化核黄素 (核黄素磷酸钠)	1535700	R0630000	459
PHR1936-10MG	Lumiflavine	核黄素杂质A			
PHR2570-50MG	Riboflavin Impurity B	核黄素杂质B			
PHR2101-500MG	Ribose	D-(-)-核糖	1603108		
PHR2499-300MG	Riluzole	利鲁唑	1604337		
PHR3132-50MG	Riluzole Related Compound A	利鲁唑相关化合物A	1604348		
PHR3267-500MG	Rimantadine Hydrochloride	盐酸金刚乙胺	1604508		
PHR1888-1G	Risedronate Sodium	利塞膦酸钠	1604610	Y0001541	
PHR2075-50MG	Risedronate Related Compound A	利塞膦酸盐相关化合物A	1604621		
PHR2077-50MG	Risedronate Related Compound C	利塞膦酸盐相关化合物C	1604643	Y0001540	
PHR2078-50MG	Risedronate Impurity C	利塞膦酸钠杂质C			
PHR2079-50MG	Risedronate Impurity D	利塞膦酸钠杂质D			
PHR1631-500MG	Risperidone	利培酮	1604654	R1000600	1137
PHR1615-1G	Ritodrine Hydrochloride	盐酸利托君	1604701		586
PHR1734-1G	Ritonavir	利托那韦	1604803	Y0000714	
PHR3343-0.2ML	Rivastigmine	卡巴拉汀	1604836		
PHR1867-1G	Rivastigmine Tartrate	重酒石酸卡巴拉汀	1604858	Y0001516	
PHR3344-50MG	Rivastigmine Tartrate R-Isomer	R-卡巴拉汀酒石酸盐	1604847		
PHR2029-30MG	Rivastigmine Related Compound A	卡巴拉汀相关化合物A	1604869		
PHR2030-30MG	Rivastigmine Related Compound B	卡巴拉汀相关化合物B	1604870		
PHR2031-30MG	Rivastigmine Related Compound C	卡巴拉汀相关化合物C	1604811		
PHR2032-100MG	Rivastigmine Related Compound D	卡巴拉汀相关化合物D	1604825		
PHR2033-30MG	Rivastigmine Related Compound E	卡巴拉汀相关化合物E	1604950		

货号	英文描述	中文描述	可追溯至		
			USP No.	EP No.	BP No.
PHR1889-500MG	Rizatriptan Benzoate	苯甲酸利扎曲普坦	1604880	Y0001302	1123
PHR9154-100MG	Rizatriptan Benzoate Impurity A	苯甲酸利扎曲普坦杂质A			
PHR9202-75MG	Rizatriptan Benzoate Impurity E	苯甲酸利扎曲普坦杂质E			
PHR9148-50MG	Rizatriptan Benzoate Impurity F	苯甲酸利扎曲普坦杂质F			
PHR9151-50MG	Rizatriptan Benzoate Impurity H	苯甲酸利扎曲普坦杂质H			
PHR2397-500MG	Rocuronium Bromide	罗库溴铵 溴化物	1604905	Y0001580	
PHR1633-200MG	Ropinirole Hydrochloride	盐酸罗匹尼罗	1605205	Y0001773	
PHR3345-100MG	Ropinirole Related Compound A	罗匹尼罗相关化合物A	1605216		
PHR3133-100MG	Ropinirole Related Compound B	罗匹尼罗相关化合物B	1605227		
PHR2571-500MG	Ropivacaine	罗哌卡因	1605497		
PHR2303-500MG	Ropivacaine Hydrochloride	盐酸罗哌卡因	1605500	Y0000742	
PHR2572-50MG	Ropivacaine Related Compound A (Lidocaine Impurity A)	罗哌卡因相关化合物A (利多卡因杂质A)	1605512		
PHR2306-100MG	Ropivacaine Related Compound B/Ropivacai	罗哌卡因相关化合物B	1605523	Y0000743	
PHR9059-100MG	Ropivacaine Impurity B	罗哌卡因杂质B			
PHR2932-300MG	Rosiglitazone	罗格列酮	1605817		
PHR2513-300MG	Rosiglitazone Maleate	马来酸罗格列酮	1605817		
PHR3235-50MG	Rosmarinic Acid	迷迭香酸	1605952		
PHR1928-1G	Rosuvastatin Calcium	瑞舒伐他汀钙	1606015	Y0001719	
PHR3346-50MG	Rosuvastatin Related Compound C	瑞舒伐他汀相关化合物C	1606048		
PHR3678-50MG	Rosuvastatin Impurity D	瑞舒伐他汀杂质D			
PHR3725-20MG	Rotigotine Related Compound H	罗替高汀相关化合物H	1606156		
PHR3745-50MG	Rotigotine Related Compound K	罗替高汀相关化合物K	1202253		
PHR3724-30MG	Rotigotine Racemate	消旋罗替高汀	1606081	Y0002018	
PHR3236-500MG	Roxarsone	洛克沙砷	1606208		
PHR1474-500MG	P-Toluenesulfonamide	对甲苯磺酰胺	1672020		
PHR1473-500MG	O-Toluenesulfonamide	邻甲苯磺酰胺	1672010		
PHR1341-1G	Saccharin	糖精	1607007	S0040000	
PHR1348-500MG	Saccharin Sodium	糖精钠	1607040	S0050000	
PHR2379-50MG	Safinamide Mesylate	甲磺酸沙非胺			
PHR2383-20MG	Safinamide Dialanine Amide Adduct	沙芬酰胺丙氨酸酰胺			
PHR2382-20MG	Safinamide Imidazolidinone	沙芬酰胺咪唑烷酮			
PHR2381-20MG	Safinamide Defluor-Derivative	沙芬酰胺去氟衍生物			
PHR2380-20MG	Safinamide Free Acid	沙芬酰胺游离酸			
PHR1959-50MG	Salbutamol Impurity B	沙丁胺醇杂质B	1012564	Y0000030	852
PHR1960-50MG	Salbutamol Impurity D	沙丁胺醇杂质D	1358820	Y0000071	712
PHR9071-50MG	Salbutamol Impurity E	沙丁胺醇杂质E			
PHR1962-20MG	Salbutamol Impurity I	沙丁胺醇杂质I		Y0000032	
PHR2939-50MG	Salbutamol Impurity K	沙丁胺醇杂质K			
PHR2936-50MG	Salbutamol Impurity L	沙丁胺醇杂质L			
PHR3640-50MG	4-[(1R)-2-(Tert-Butylamino)-1-Hydroxyet	叔丁基氨基-1-羟乙基)-2-乙基苯酚			
PHR2332-40MG	Methyl-5-[2-[Benzyl(Tert-Butyl)Amino]Ace&	沙丁胺醇杂质 (苯基叔丁基氨基乙基羟基苯甲酸甲酯)			
PHR1449-1G	Salicylamide	水杨酰胺	1608000		
PHR1013-1G	Salicylic Acid	水杨酸	1609002	S020000	775
PHR1643-200MG	Salicylic Acid Related Compound B	水杨酸相关化合物B	1609024	Y0000405	
PHR3782-50MG	Salidroside	红景天苷	1609534		
PHR1103-1G	L-Serine	L-丝氨酸	1612506	S0450000	
PHR2535-200MG	Sertraline Hydrochloride	盐酸舍曲林	1612539	Y0000828	833
PHR3852-50MG	Sertraline Hydrochloride (Racemic Mixture)	盐酸舍曲林 (外消旋混合物)	1612517		
PHR3397-50MG	Sertraline Hydrochloride Related Compoun	盐酸舍曲林相关化合物A	1612528		
PHR3348-1ML	Sevoflurane	七氟烷	1612540	Y0001046	
PHR3347-0.5ML	Sevoflurane Related Compound B	七氟烷相关化合物B	1612572		
PHR3349-0.5ML	Sevoflurane Related Compound C	七氟烷相关化合物C	1612594		
PHR3878-100MG	Shikimic Acid	莽草酸			
PHR1807-500MG	Sildenafil Citrate	西地那非	1612561	Y0001578	
PHR9213-100MG	Sildenafil-N-Oxide	西地那非氮氧化物			
PHR3682-50MG	Sildenafil Related Compound A	西地那非相关化合物A	1612685		
PHR2655-100MG	Silybin	水飞蓟宾	1612630		
PHR3350-50MG	Silydianin	水飞蓟宁	1612641		
PHR1438-1G	Simvastatin	辛伐他汀	1612700	S0650000	739
PHR3614-50MG	Acetyl Simvastatin	辛伐他汀杂质B (乙酰基辛伐他汀)	1010208		
PHR3575-50MG	Methylene Simvastatin	亚甲基辛伐他汀	1428229		
PHR1857-1G	Sitagliptin Phosphate	磷酸西格列汀	1612903	Y0001812	
PHR3271-40MG	Sitagliptin Impurity A	西格列汀杂质A			
PHR3270-40MG	Sitagliptin Impurity B	西格列汀杂质B			
PHR3269-40MG	Sitagliptin Impurity C	西格列汀杂质C			
PHR2693-200MG	Beta-Sitosterol	β-谷甾醇	1612947	Y0001615	
PHR2615-2G	Sodium Acetate	醋酸钠	1613407		
PHR2618-2G	Sodium Acetate Trihydrate	乙酸钠 三水合物	1613429		
PHR1471-1G	Sodium Alginate	海藻酸钠	1613462		
PHR1279-1G	Sodium Ascorbate	抗坏血酸钠	1613509	Y0000039	

货号	英文描述	中文描述	USP No.	可追溯至 EP No.	BP No.
PHR1231-1G	Sodium Benzoate	苯甲酸钠	1613564/ 1055002		
PHR3591-3G	Sodium Bicarbonate	碳酸氢钠	1613655		
PHR9296-100MG	Sodium Caprylate	辛酸钠			
PHR1948-2G	Sodium Carbonate Anhydrous	碳酸钠(无水)	1613757		
PHR1321-5G	Sodium Chloride	氯化钠	1613804		
PHR1416-1G	Sodium Citrate	柠檬酸钠	1613859		
PHR3740-500MG	Sodium Cyclamate	环拉酸钠	1613860	traceable to BP S0760000	
PHR1305-1G	Sodium Dodecylbenzenesulfonate	十二烷基苯磺酸钠	1623637		
PHR1408-1G	Sodium Fluoride	氟化钠	1614002		
PHR1113-1G	Sodium Lactate	L-乳酸钠	1614308		
PHR1949-2G	Sodium Lauryl Sulfate	十二烷基硫酸钠	1614363	Y0000620	
PHR1434-1G	Sodium Metabisulfite	焦亚硫酸钠	1614396		
PHR2787-1G	Sodium Monofluorophosphate	单氟磷酸钠	1614419		
PHR1423-1G	Sodium Nitroprusside	硝普钠	1614501		
PHR3080-50MG	Phenylbutyrate Related Compound A	苯丁酸相关化合物A	1614523		
PHR3081-200MG	Phenylbutyrate Related Compound B	苯丁酸相关化合物B	1614556		
PHR3082-50MG	Phenylbutyrate Related Compound C	苯丁酸相关化合物C	1614534		
PHR3237-500MG	Sodium Phenylbutyrate	苯基丁酸钠	1614512		
PHR2540-100MG	Sodium Picosulfate	匹可硫酸钠	1614578	S0785000	490
PHR9297-100MG	Sodium Pyruvate	丙酮酸钠 (钆贝葡铵杂质)			
PHR3238-1G	Sodium Salicylate	水杨酸钠	1614636		
PHR1444-1G	Sodium Stearyl Fumarate	硬脂富马酸钠	1614705	S0808000	
PHR3176-500MG	Anhydrous Sodium Succinate	丁二酸二钠	1614716		
PHR2658-1G	Sodium Sulfate Anhydrous	无水硫酸钠	1614807		
PHR1409-4X1G	Sodium Tartrate Dihydrate	二水合酒石酸钠	1614909		
PHR2690-2G	Sodium Thiosulfate	硫代硫酸钠	1615107		
PHR2204-1G	Sodium Trimetaphosphate	三偏磷酸钠			
PHR2245-1G	Sodium Tripolyphosphate Hexahydrate	三聚磷酸钠六水合物			
PHR3687-50MG	Sorafenib Related Compound H	索拉非尼相关化合物H	1615887		
PHR1367-1G	Sorbic Acid	山梨酸	1615956		
PHR1006-1G	Sorbitol	山梨醇	1617000	S100000	
PHR2798-500MG	Sotalol Hydrochloride	盐酸索他洛尔	1617408		498
PHR3351-100MG	Sotalol Related Compound A	索他洛尔相关化合物A	1617419		
PHR3353-100MG	Sotalol Related Compound B	索他洛尔相关化合物B	1617420		
PHR3352-100MG	Sotalol Related Compound C	索他洛尔相关化合物C	1617430		
PHR9287-100MG	Spermidine Trihydrochloride	亚精胺			
PHR3135-50MG	Spironolactone Related Compound C	螺内酯相关化合物C	1619039		
PHR1417-1G	Squalane	角鲨烷	1619505	Y0000185	
PHR3519-1G	Squalene	角鲨烯	1619550	Y0002131	
PHR3447-500MG	Stavudine	司他夫定	1620209	Y0000408	
PHR2559-300MG	12-Hydroxystearic Acid	11-羟基硬脂酸	1331008		
PHR1114-1G	Stearic Acid	硬脂酸	1621008	S1340000	
PHR1115-1G	Steary Alcohol	1-十八醇	1622000	S1350000	
PHR3500-1ML	Styrene	苯乙烯			
PHR1418-1G	Succinic Acid	琥珀酸	1623411		
PHR2659-1G	Succinylcholine Chloride	氯化琥珀胆碱	1623502	S2200000	
PHR2660-250MG	Succinylmonocholine Chloride	氯化琥珀酰单胆碱	1623604		
PHR1342-500MG	Sucralose	三氯蔗糖	1623626	Y0001344	
PHR1001-1G	Sucrose	蔗糖	1623637	S1600000	818
PHR2792-500MG	Potassium Sucrose Octasulfate	蔗糖八硫酸酯钾	1551150	Y0001275	
PHR3684-40MG	Sulbactam Related Compound E / Ep Impuri	舒巴坦相关化合物E (杂质E)	1623783		
PHR3685-40MG	Sulbactam Related Compound F / Ep Impuri	舒巴坦相关化合物F (杂质F)	1623794		
PHR3750-50MG	Sulconazole Related Compound A	硫康唑相关化合物A	1623692		
PHR3239-500MG	Sulfabenzamide	苯酰磺胺	1623706		
PHR1519-1G	Sulfacetamide Sodium	磺胺醋酸钠	1624006	S1700000	
PHR3240-500MG	Sulfachlorpyridazine	磺胺氯吡嗪	1624505		
PHR1343-500MG	Sulfadiazine	磺胺嘧啶	1625009	S1800000	
PHR2654-500MG	Silver Sulfadiazine	磺胺嘧啶银(I)	1612608		
PHR1448-500MG	Sulfadimethoxine	磺胺地索辛	1626001		
PHR1419-500MG	Sulfanilic Acid	对氨基苯磺酸	1633506		
PHR3241-500MG	Sulfadoxine	磺胺多辛	1626500		
PHR1577-1G	Sulfamerazine	磺胺甲噻唑	1628007	S2000000	
PHR3136-1G	Sulfamethazine	磺胺二甲基嘧啶	1629000		
PHR3242-500MG	Sulfamethizole	磺胺甲二唑	1630009		
PHR1126-1G	Sulfamethoxazole	磺胺甲噁唑	1631001	S2100000	314
PHR3686-40MG	Sulfamethoxazole Related Compound B	磺胺甲噁唑相关化合物B	1631522		
PHR2577-100MG	Sulfamethoxazole Related Compound C	磺胺甲噁唑相关化合物C (3-氨基-5-甲基异噁唑)	1631533		
PHR2578-30MG	Sulfamethoxazole Impurity A	磺胺甲噁唑杂质A	1631511	Y0000412	
PHR1184-5G	Sulfanilamide	磺胺	1632004	S2151000	
PHR1093-1G	Sulfanilamide	磺胺熔点标准品	1633007		

货号	英文描述	中文描述	可追溯至		
			USP No.	EP No.	BP No.
PHR1087-1G	Sulfapyridine	磺胺吡啶熔点标准品	1635002		
PHR3243-250MG	Sulfasalazine	柳氮磺胺吡啶	1636005		
PHR3244-500MG	Sulfapyrazone	磺吡酮	1637008		
PHR3365-50MG	5-(2-Hydroxyethyl)-4-Methylthiazole	硫噻唑			
PHR3359-500MG	Sulindac	舒林酸	1642008	S2180000	
PHR2580-500MG	Sumatriptan Succinate	琥珀酸舒马普坦	1642201	Y0000022	950
PHR2913-40MG	Sumatriptan Succinate Related Compound A	琥珀酸舒马普坦相关化合物A	1642212		
PHR2914-75MG	Sumatriptan Succinate Related Compound C	琥珀酸舒马普坦相关化合物C	1642223		
PHR2579-100MG	Sumatriptan	舒马普坦	1642201	Y0000022	950
PHR8761-50MG	Tacrolimus 8-Epimer	他克莫司8-差向异构体	1642824		
PHR1810-500MG	Tadalafil	他达拉非	1642879	Y0001417	
PHR3245-500MG	Tagatose	塔格糖	1642904		
PHR1524-200MG	Tamsulosin Hydrochloride	盐酸坦索罗辛	1643260	Y0000650	876
PHR9256-100MG	Tamsulosin Hydrochloride Impurity B	盐酸坦索罗辛杂质B			
PHR9257-50MG	Tamsulosin Hydrochloride Impurity E	盐酸坦索罗辛杂质E			
PHR3781-2G	Tannic Acid	单宁酸	1643328		
PHR1472-1G	Tartaric Acid	酒石酸	1643340		
PHR3881-500MG	D-(-)-Tartaric Acid	D-酒石酸			
PHR1109-1G	Taurine	牛磺酸	1643361		
PHR1855-500MG	Telmisartan	替米沙坦	1643419	Y0000648	
PHR3689-40MG	Telmisartan Related Compound B	替米沙坦相关化合物B	1643437		
PHR1437-1G	Temozolomide	替莫唑胺	1643543		
PHR3362-20MG	Teniposide Related Compound A	替尼泊苷相关化合物A	1643747		
PHR1957-500MG	Tenofovir Disoproxil Fumarate	富马酸替诺福韦二吡呋酯	1643656		
PHR1592-1G	Tenofovir	替诺福韦	1643601		
PHR3693-50MG	Tenofovir Disoproxil Related Compound A	替诺福韦二吡呋酯相关化合物A	1643612		
PHR3816-50MG	Tenofovir Disoproxil Related Compound B	替诺福韦二吡呋酯相关化合物B	1643623		
PHR1721-1G	Terazosin Hydrochloride	特拉唑嗪	1643452		
PHR3137-100MG	Terazosin Related Compound A	特拉唑嗪相关化合物A	1643463		
PHR3138-100MG	Terazosin Related Compound B	特拉唑嗪相关化合物B	1643474		
PHR3139-50MG	Terazosin Related Compound C	特拉唑嗪相关化合物C	1643485		
PHR1298-1G	Terbinafine Hydrochloride	盐酸特比萘芬	1643496	Y0000535	
PHR2885-50MG	Terbinafine Related Compound A	特比萘芬相关化合物A	1424608		
PHR2927-50MG	Terbinafine Related Compound B	特比萘芬相关化合物B	1643532		
PHR3363-50MG	Terbinafine Related Compound C	特比萘芬相关化合物C	1353215		
PHR3364-50MG	Terbinafine Related Compound D	特比萘芬相关化合物D	1437701		
PHR3784-50MG	Terbutaline Related Compound D	特布他林相关化合物D	1643521		
PHR3247-500MG	Terconazole	特康唑	1643703		
PHR8659-1MG	Teriparatide	特立帕肽	1643962	Y0001916	
PHR3248-1G	Terpin Hydrate	桔品	1644003		
PHR8811-50MG	Testosterone Related Compound A	睾酮相关化合物A	1646010		
PHR8807-100MG	Testosterone Enanthate Related Compound	睾酮相关化合物B	1648026		
PHR9216-50MG	Testosterone Impurity J	睾酮杂质J			
PHR3140-100MG	Tetracaine	丁卡因	1649991		
PHR1129-1G	Tetracaine Hydrochloride	盐酸丁卡因	1650006	T0500000	
PHR2236-50MG	Tetracaine Related Compound B	丁卡因相关化合物B	1650017		
PHR2261-100MG	Tetracaine Related Compound C	丁卡因相关化合物C	1650028		
PHR2339-100MG	4-Nitrobenzoic Acid	4-硝基苯甲酸 (苯佐卡因杂质E)	1466572		
PHR9169-100MG	Tetracaine N-Oxide Hydrochloride	盐酸丁卡因 N-氧化物			
PHR1853-500MG	Tetrahydrozoline Hydrochloride	盐酸四氢唑啉	1652001	Y0000460	
PHR2205-1G	Tetrasodium Pyrophosphate Decahydrate	十水焦磷酸钠			
PHR3249-500MG	Thalidomide	沙利度胺	1652500		
PHR3142-50MG	7-Methylxanthine	7-甲基黄嘌呤			
PHR2542-100MG	Theophylline Related Compound B	茶碱相关化合物B	1653026		
PHR9100-100MG	Theophylline Impurity D	茶碱杂质D			
PHR9064-100MG	Theophylline Impurity E (1,3-Dimethyluric Acid)	茶碱杂质E			
PHR2584-100MG	5,6-Diamino-1,3-Dimethyluracil	5,6-二氨基-1,3-二甲基尿苷			
PHR1259-500MG	Thiabendazole	噻菌灵	1655000	T1410000	
PHR1337-1G	Thiamine Nitrate	硝酸硫胺		Y0000060	414
PHR1037-1G	Thiamine Hydrochloride	盐酸硫胺 (维生素B1)	1656002	Y0000467	
PHR2212-100MG	4-Amino-5-Aminomethyl-2-Methylpyrimidine Dihydrochloride	4-氨基-5-氨基甲基-2-甲嘧啶盐酸盐			
PHR2217-100MG	Toxopyrimidine	毒嘧啶			
PHR1369-500MG	Thiamine Pyrophosphate	焦磷酸硫胺素	1656002		
PHR2216-1G	Thiamine Disulfide	硫胺素二硫化物			
PHR1996-20MG	Thiamine Impurity A	硫胺素杂质A			
PHR1997-20MG	Thiamine Impurity B	硫胺素杂质B			
PHR1998-20MG	Thiamine Impurity C	硫胺素杂质C			
PHR2168-100MG	Thiamine Impurity D	硫胺素杂质D			
PHR1759-20MG	Thioxothiamine	硫胺素杂质E			
PHR2169-100MG	Thiamine Impurity F	硫胺素杂质F (乙基硫胺素盐酸盐)			

货号	英文描述	中文描述	可追溯至		
			USP No.	EP No.	BP No.
PHR2170-100MG	Thiamine Impurity G	硫胺素杂质G			
PHR2207-100MG	Thiamine Impurity H	硫胺素杂质H			
PHR2172-50MG	Thiamine Impurity I	硫胺素杂质I			
PHR1587-1G	Thimerosal	硫柳汞钠	1659000	Y0000109	
PHR2590-100MG	Thimerosal Related Compound A	硫柳汞钠相关化合物A (二硫代二苯甲酸)	1659001		
PHR3143-500MG	Thioridazine Hydrochloride	盐酸硫利达嗪	1663008		
PHR1134-1G	Thymol	麝香草酚	1667213		
PHR3577-100MG	Tiamulin Related Compound A	泰妙菌素相关化合物A	1667337		
PHR2788-400MG	Ticagrelor	替格瑞洛	1667177		
PHR3367-300MG	Ticlopidine Hydrochloride	盐酸噻氯匹定	1667144	T1423000	
PHR2592-50MG	Tigecycline Related Compound B	替加环素相关化合物B	1667665		
PHR2725-500MG	Tilmicosin	替米考星	1667370		
PHR3617-50MG	Timolol Related Compound B	噻吗洛尔相关化合物B	1667315		
PHR3695-40MG	Timolol Related Compound D	噻吗洛尔相关化合物D	1667369		
PHR2594-50MG	Timolol Related Compound F	噻吗洛尔相关化合物F	1667348	Y0001690	
PHR2807-400MG	Tinidazole	替硝唑	1667520	T1470000	
PHR1195-500MG	Tinidazole Related Compound A	替硝唑相关化合物A	1667530	Y0000087	
PHR3696-40MG	Tinidazole Related Compound B	替硝唑相关化合物B	1667541		
PHR2808-400MG	Tioconazole	噻康唑	1667439		645
PHR3756-50MG	Tioconazole Related Compound B	噻康唑相关化合物B	1667461		
PHR3250-500MG	Thioguanine	6-硫代鸟嘌呤	1660000		
PHR9219-100MG	Tiotropium Impurity A	噻托溴铵杂质A			
PHR9201-100MG	Tiotropium Impurity E	噻托溴铵杂质E			
PHR9198-100MG	Tiotropium Impurity F	噻托溴铵杂质F			
PHR3814-100MG	Tizanidine Related Compound B	噻托溴铵相关化合物B	1667924		
PHR3694-100MG	Tizanidine Related Compound C	噻托溴铵相关化合物C	1667938		
PHR1031-500MG	A-Tocopherol	α-生育酚	1667600	T1550000	882
PHR1030-500MG	A-Tocopheryl Acetate	α-生育酚醋酸酯	1667701	T1600000	
PHR1029-500MG	A-Tocopheryl Acid Succinate	α-生育酚琥珀酸酯	1667803	T1610000	
PHR3525-1ML	Racemic-B-Tocopherol Solution	消旋-B-生育酚溶液			
PHR3251-500MG	Tolbutamide	甲苯磺丁脲	1670003		
PHR1778-1G	Tolnaftate	托萘酯	1671006	T1707000	
PHR1891-500MG	Tolterodine Tartrate	酒石酸托特罗定	1671480	Y0001696	
PHR1600-1G	Topiramate	托吡酯	1672206		
PHR3145-150MG	Torsemide Related Compound A	托拉塞米相关化合物A	1672315		
PHR3550-100MG	Torsemide Related Compound B	托拉塞米相关化合物B	1672326		
PHR3600-50MG	Torsemide Related Compound C	托拉塞米相关化合物C	1672337		
PHR3544-50MG	Torsemide Related Compound E	托拉塞米相关化合物E	1672359		
PHR3146-250MG	Trandolapril	群多普利	1672687	Y0000501	1089
PHR3601-50MG	Trandolapril Related Compound D	群多普利相关化合物D	1672712		
PHR1812-500MG	Tranexamic Acid	氨甲环酸	1672745	T1810000	
PHR2920-30MG	Tranexamic Acid Related Compound C	氨甲环酸相关化合物C	1672756		
PHR3427-250MG	Tranlycypromine Sulfate	反苯环丙胺硫酸盐	1672905		
PHR3147-100MG	Tranlycypromine Related Compound A	反苯环丙胺相关化合物A	1672916		
PHR1622-3ML	Travoprost	曲伏前列素	1673001		
PHR3428-1.2ML	Travoprost Related Compound A	曲伏前列素相关化合物A	1673012		
PHR3372-500MG	Trazodone Hydrochloride	曲唑酮	1673500		
PHR3574-50MG	Trazodone Related Compound C	曲唑酮相关化合物C	1673533		
PHR3148-50MG	Trazodone Related Compound D	曲唑酮相关化合物D	1673544		
PHR3373-50MG	Trazodone Related Compound F	曲唑酮相关化合物F	1673566		
PHR1344-500MG	Trehalose	海藻糖	1673715	Y0001172	
PHR1187-3X100MG	Tretinoin	维A酸	1674004	T1850000	
PHR1410-1G	Triacetin	三醋酸甘油酯	1675007	G0400010	
PHR2014-100MG	Triamterene Related Compound A	氨苯蝶啶相关化合物A	1680018	N1000000	
PHR1820-100MG	Triamterene Related Compound C	氨苯蝶啶相关化合物C	1680030		
PHR9178-100MG	1,2,4-Triazole	1,2,4-三氮唑			
PHR1205-0.5ML	Tributyl Phosphate	磷酸三丁酯		Y0000279	
PHR3375-30MG	Triclocarban Related Compound A	三氯卡班相关化合物A	1681815		
PHR3149-40MG	Triclocarban Related Compound C	三氯卡班相关化合物C	1681845		
PHR2595-200MG	2,4-Dichlorophenol	2,4-二氯苯酚	1187954		
PHR1338-1G	Triclosan	三氯生	1682206		
PHR1157-1G	Acetyltriethyl Citrate	乙酰柠檬酸三乙酯	1009923		
PHR1153-1G	Triethyl Citrate	柠檬酸三乙酯	1683606		
PHR3150-200MG	Trifluridine	三氟胸苷	1686309		
PHR2661-100MG	Triglycine	三甘氨酸	1686386		
PHR3256-50MG	Trihexyphenidyl Related Compound A	苯海索相关化合物A	1687017		
PHR3255-500MG	Trihexyphenidyl Hydrochloride	盐酸苯海索	1687006		
PHR2804-50MG	Trimebutine Maleate	马来酸曲美布汀		Y0001319	
PHR1749-1G	Trimeprazine Tartrate	异丁嗪	1689001	Y0001583	415
PHR1056-1G	Trimethoprim	甲氧苄啶	1692505	T220000	344

货号	英文描述	中文描述	可追溯至		
			USP No.	EP No.	BP No.
PHR3603-50MG	Trimethoprim Related Compound A	甲氧苄啶相关化合物A	1692516		
PHR3602-50MG	Trimethoprim Related Compound B	甲氧苄啶相关化合物B	1692527		
PHR3151-200MG	Trimipramine Maleate	三甲丙咪 马来酸盐	1692709		
PHR3578-50MG	Trimipramine Related Compound A	三甲丙咪相关化合物A	1692710		
PHR3257-500MG	Trioxsalen	三甲沙林	1693009		
PHR3258-500MG	Tripeleminine Hydrochloride	苄吡二胺 盐酸盐	1695004		
PHR2662-500MG	Tripolidine	曲普利啶	1696007		347
PHR2928-100MG	Tripolidine Hydrochloride Z-Isomer	盐酸曲普利啶 Z-异构体	1696109		
PHR1347-1G	Tromethamine	氨丁三醇	1698002	T2550000	
PHR3152-500MG	Tropicamide	托吡卡胺	1699005		
PHR3376-200MG	Tropicamide Related Compound A	托吡卡胺相关化合物A	1699016		
PHR9272-100MG	Tropolone	托酚酮			
PHR3155-50MG	Tropium Chloride Related Compound B	曲司氯铵相关化合物B	1699322		
PHR1176-1G	Tryptophan	色氨酸	1700501	T2610000	
PHR2597-100MG	5-Hydroxy-L-Tryptophan	5-羟基-L-色氨酸	1329913		
PHR2601-100MG	L-Tryptophan Methyl Ester Hydrochloride	L-色氨酸甲酯			
PHR2600-100MG	L-Tryptophan Ethyl Ester Hydrochloride	L-色氨酸乙酯			
PHR8909-100MG	L-Tryptophan Isopropyl Ester Hydrochloride	L-色氨酸异丙酯			
PHR8908-100MG	N-Formylkynurenine	N-甲酰犬尿氨酸			
PHR9289-100MG	N-Acetyl-DL-Tryptophan	N-乙酰基-DL-色氨酸			
PHR1177-500MG	N-Acetyl-L-Tryptophan	N-乙酰基-L-色氨酸	1700523	A0208000	
PHR2602-30MG	Tryptophan Related Compound A	色氨酸相关化合物A	1700512	E2205500	
PHR8919-100MG	Dioxindolyl- L- Alanine	色氨酸杂质 (二羟基吲哚基-L-丙氨酸)			
PHR2497-50MG	1-Methyl-1,2,3,4-Tetrahydro-B-Carboline-	色氨酸杂质 (四氢哈尔满-3-羧酸)	1604337		
PHR3273-50MG	Tryptophan Impurity F	色氨酸杂质F			
PHR1097-1G	L-Tyrosine	L-酪氨酸	1705006	T2900000	
PHR1173-1G	N-Acetyl-L-Tyrosine	N-乙酰-L-酪氨酸	1010106		
PHR3435-400MG	Glycyl-L-Tyrosine	甘氨酸-L-酪氨酸	1295877		
PHR9295-100MG	Phospho-L-Tyrosine Disodium Salt	磷酸-L-酪氨酸二钠盐			
PHR1929-500MG	Ubidecarenone	辅酶Q10	1705301	U0020000	
PHR1581-100MG	Uracil	尿嘧啶	1705753	Y0000764	
PHR3260-100MG	Uracil Arabinoside	尿嘧啶阿拉伯糖苷	1705800		
PHR1406-1G	Urea	尿素	1706698	U0600000	350
PHR2603-30MG	Urea Related Compound A	缩二脲	1706712		
PHR3800-100MG	5-Methyluridine	5-甲基尿苷			
PHR2244-100MG	Uridine	尿苷	1707114		
PHR3801-100MG	Deoxyuridine	脱氧尿苷			
PHR3749-50MG	D-Valacyclovir	D-伐昔洛韦	1707817		
PHR3554-40MG	Valacyclovir Related Compound C	伐昔洛韦相关化合物C	1707855		
PHR3553-50MG	Valacyclovir Related Compound E	伐昔洛韦相关化合物E	1707872		
PHR3618-50MG	Valacyclovir Related Compound F	伐昔洛韦相关化合物F	1707883		
PHR2925-500MG	Valacyclovir Related Compound G	伐昔洛韦相关化合物G	1707894	Y0001099	
PHR1601-1G	Valacyclovir Hydrochloride	盐酸伐昔洛韦	1707839	Y0000834	
PHR9091-100MG	Valdipromide	二丙戊酰胺			
PHR3157-50MG	Pentanoic Acid (Valeric Acid)	戊酸			
PHR1626-1G	Valganciclovir Hydrochloride	盐酸缬更昔洛韦	1708004		
PHR1172-1G	L-Valine	L-缬氨酸	1708503		
PHR9099-100MG	Methyl Valproate	丙戊酸甲酯			
PHR9082-100MG	Ethyl Valproate	丙戊酸乙酯			
PHR9061-100MG	2-Ethylpentanoic Acid	2-乙基戊酸			
PHR2657-200MG	Sodium D-Pantoate	D-泛酸钠	1613928		
PHR1061-1G	Valproic Acid	丙戊酸	1708707	V0033000	
PHR1652-0.5ML	Diallyl Acetic Acid	丙戊酸相关化合物A	1708729		
PHR2281-100MG	Valproic Acid Related Compound B	丙戊酸相关化合物B	1708718		
PHR2612-50MG	Isopropyl Valproate	丙戊酸异丙酯			
PHR2614-100MG	Valproic Acid Impurity H	丙戊酸杂质H			
PHR2282-100MG	Valproic Acid Impurity K	丙戊酸杂质K	1708650		
PHR9137-100MG	Valpromide	丙戊酰胺			
PHR9092-100MG	2,2-Dipropylpentanenitrile	二丙基戊腈			
PHR9093-100MG	2,2-Dipropylpentanoic Acid	二丙基戊酸			
PHR3156-50MG	Pentanamide (Valeramide)	戊酰胺			
PHR1315-1G	Valsartan	缬沙坦	1708762	Y0001132	1161
PHR1875-30MG	N-Valeryl-N-[(2'-(1H-Tetrazole-5-Yl)Biph	缬沙坦相关化合物A	1708773		
PHR1876-30MG	Valsartan Related Compound B	缬沙坦相关化合物B	1708784		
PHR1877-30MG	N-Valeryl-N-[(2'-(1H-Tetrazole-5-Yl)Biph	缬沙坦相关化合物C	1708795		
PHR1245-1G	Vanillin	香草醛	1710006	V0050000	
PHR1091-1G	Vanillin Melting Point Standard	香草醛熔点标准品	1711009		
PHR2720-500MG	Vardenafil Hydrochloride	盐酸伐地那非	1711010		
PHR1627-100MG	Vecuronium Bromide	维库溴铵	1711155	Y0000561	
PHR1736-1G	Venlafaxine Hydrochloride	盐酸文拉法辛	1711268	Y0000587	835

货号	英文描述	中文描述	可追溯至		
			USP No.	EP No.	BP No.
PHR3697-40MG	Venlafaxine Related Compound A	文拉法辛相关化合物A	1711279		
PHR9260-100MG	Venlafaxine Hydrochloride Impurity C	文拉法辛杂质C			
PHR1131-1G	Verapamil Hydrochloride	盐酸维拉帕米	1711202	V0100000	
PHR2617-100MG	N-Norverapamil	N-去甲基维拉帕米			
PHR2619-100MG	3,4-Dimethoxyphenylacetoneitrile	高黎芦腈			
PHR2360-100MG	Verapamil Related Compound A	维拉帕米相关化合物A	1711304		
PHR2361-100MG	Verapamil Related Compound B	维拉帕米相关化合物B	1711406	V0100018	
PHR8653-100MG	Verapamil Impurity D Hydrochloride	维拉帕米杂质D			
PHR8876-100MG	Verapamil Impurity H	维拉帕米杂质H			
PHR2616-100MG	Verapamil Impurity K	维拉帕米杂质K			
PHR8889-30MG	Verapamil Impurity N	维拉帕米杂质N			
PHR3429-400MG	Vigabatrin	氨基烯酸	1712001	Y0001400	563
PHR3158-100MG	Vigabatrin Related Compound A	氨基烯酸相关化合物A	1712012		
PHR3159-50MG	Vigabatrin Related Compound E	氨基烯酸相关化合物E			
PHR3643-50MG	Vinpocetine Related Compound D	长春西汀相关化合物D	1714652	Y0000760	
PHR3501-1ML	Vinyl Acetate	乙酸乙烯酯		Y0000793	
PHR2692-50MG	Vitexin	牡荆素	1717708		
PHR1892-1G	Voriconazole	伏立康唑	1718008	Y0001395	
PHR3698-40MG	Voriconazole Related Compound B	伏立康唑相关化合物B	1718020		
PHR1435-1G	Warfarin Sodium	华法林钠	1719000	W0100000	672
PHR8914-100MG	Warfarin Related Compound A	华法林相关化合物A	1719102		
PHR1280-1G	Xylitol	木糖醇	1720600	X0080000	
PHR2102-500MG	Xylose	D-木糖	1722005	X0200000	
PHR2039-500MG	Xylometazoline Hydrochloride	盐酸赛洛唑啉	1721002	X0100000	353
PHR3266-500MG	Zalcitabine	扎西他滨	1724306		
PHR3162-30MG	Zaleplon Related Compound A	扎来普隆相关化合物A	1724361		
PHR1292-1G	Zidovudine	齐多夫定	1724500	Z1900000	803
PHR1345-250MG	Thymine(Zidovudine Related Compound C)	齐多夫定相关化合物C (胸腺嘧啶)	1724532		
PHR3163-100MG	Zidovudine Related Compound D	齐多夫定相关化合物D (胸苷)	1724543		
PHR2555-200MG	Zileuton	齐留通	1724656		
PHR3164-100MG	Zileuton Related Compound B	齐留通相关化合物B	1724678		
PHR3382-100MG	Zileuton Related Compound C	齐留通相关化合物C	1724689		
PHR2724-500MG	Zinc Oxide	氧化锌	1724747		
PHR1401-5G	Zinc Pyrithione	吡啶硫酮锌			
PHR2917-1G	Zinc Sulfate	硫酸锌 一水合物	1724769		
PHR3165-30MG	Ziprasidone Related Compound A	齐拉西酮相关化合物A	1724419		
PHR1893-1G	Zoledronic Acid	唑来膦酸	1724827		
PHR2459-50MG	Zoledronic Acid Related Compound A	唑来膦酸相关化合物A	1724838		
PHR3857-50MG	Zolmitriptan Related Compound B	佐米曲普坦相关化合物B	1727031		
PHR3700-50MG	Zolmitriptan Related Compound E	佐米曲普坦相关化合物E	1727064		
PHR3866-30MG	Zolmitriptan Related Compound F	佐米曲普坦相关化合物F	1727075		
PHR3701-50MG	Zolmitriptan Related Compound G	佐米曲普坦相关化合物G	1727086		
PHR8840-20MG	Zopiclone R-Isomer	佐匹克隆 R-异构体	1729118		
PHR1064-3X1.2ML	Residual Solvents Mixture - Class IIA	溶剂残留混标 IIA类	1601281		
PHR1065-3X1.2ML	Residual Solvents Mixture - Class IIB	残留溶剂混标-IIB类	1601292		
PHR1066-3X1.2ML	Residual Solvents Mixture - Class IIC	溶剂残留混标 IIC类	1601306		
PHR1320-3X1.2ML	Residual Solvent - Acetonitrile	残留溶剂-乙腈	1601340		
PHR1318-3X1.2ML	Residual Solvent - Benzene	残留溶剂-苯	1601146		
PHR1316-3X1.2ML	Residual Solvent - Chloroform	残留溶剂-氯仿	1601383		
PHR1170-3X1.2ML	Residual Solvent - Methanol	残留溶剂-甲醇	1601623		
PHR1171-3X1.2ML	Residual Solvent - Methylene Chloride	残留溶剂-二氯甲烷	1601441		
PHR1317-3X1.2ML	Residual Solvent - Toluene	残留溶剂-甲苯	1601805		
PHR2108-3X1.2ML	1,2-Dichloroethane	1,2-二氯乙烷	1601180		
PHR1028-1G	1,4-Benzoquinone	1,4-对苯醌	1056504		
PHR1549-3X1.2ML	1,4-Dioxane	二氧六环	1601521		
PHR1550-3X1.2ML	2-Ethoxyethanol	2-乙氧基乙醇	1601543		
PHR3502-1ML	2-Hexanone	2-己酮	1601667		
PHR1544-3X1.2ML	2-Methoxyethanol	2-甲氧基乙醇	1601645		
PHR1072-3X1.2ML	2-Propanol	异丙醇	1570428	Y0001728	
PHR3274-3X1.2ML	4-Methyl-2-pentanol	甲基异丁基甲醇			
PHR1219-3X1.5ML	Acetone	丙酮	1006801		
PHR1551-3X1.2ML	Acetonitrile	乙腈	1601340		
PHR1212-3X1.2ML	Anisole	苯甲醚	1037011		
PHR1310-1G	Benzene	苯	1601146		
PHR3495-1ML	Bromoform	溴仿			283
PHR2896-1.2ML	Butane-1,3-Diol	1,3-丁二醇	1082956		
PHR1211-3X1.2ML	Butyl Acetate	乙酸丁酯	1082606		
PHR1209-3X1.2ML	1-Butanol	正丁醇	1081807		
PHR1563-3X1.2ML	2-Butanol	2-丁醇	1081829		
PHR2729-1.2ML	2-Methyl-1-propanol	异丁醇	1437053		

货号	英文描述	中文描述	可追溯至		
			USP No.	EP No.	BP No.
PHR2184-3X1.2ML	Tert-Butanol	叔丁醇	1601758		
PHR1560-3X1.2ML	Tert-Butyl Methyl Ether	叔丁基甲基醚	1083303		
PHR3503-1ML	Carbon Disulfide	二硫化碳			
PHR3276-3X1.2ML	Chloroacetonitrile	氯乙腈			
PHR1665-3X1.2ML	Chlorobenzene	氯苯	1601361		
PHR1552-3X1.2ML	Chloroform	氯仿	1601383		
PHR3506-1ML	Cis-Dichloroethylene	顺-1,2-二氯乙烯			
PHR3493-1ML	Trans-1,2-Dichloroethylene	反-1,2-二氯乙烯			
PHR1687-3X1.2ML	Cyclohexane	环己烷	1601408		
PHR1916-3X1.2ML	Diacetone Alcohol	双丙酮醇			
PHR1309-3G	Dimethyl Sulfoxide	二甲亚砜	1211006		
PHR1553-3X1.2ML	Dimethylformamide	N,N-二甲基甲酰胺	1601500		
PHR2110-3X1.2ML	N,N-Dimethylacetamide	N,N-二甲基乙酰胺	1601485		
PHR1373-5X1.2ML	Ethanol	乙醇	1012768		
PHR1070-5X1.2ML	Dehydrated Alcohol	无水乙醇	1012772		
PHR1481-3X1.2ML	Ethyl Acetate	乙酸乙酯	1265402		
PHR1229-3X1.2ML	ETHYLBENZENE	乙苯	1265457		
PHR1046-1G	Ethylene Glycol	乙二醇	1265515		
PHR1554-3X1.2ML	Heptane	庚烷	1304209		
PHR1555-3X1.2ML	Hexane	正己烷	1601601		
PHR3275-3X1.2ML	n-Hexanol	正己醇			
PHR1372-3X1.5ML	Methanol	甲醇	1424109		
PHR2926-3X1.2ML	Methyl Acetate	乙酸甲酯	1424051		
PHR3189-1.2ML	Isobutyl acetate	乙酸异丁酯	1347802		
PHR2109-3X1.2ML	Isopropyl Acetate	乙酸异丙酯	1350104		
PHR1556-3X1.2ML	METHYL ISOBUTYL KETONE	甲基异丁酮	1430203		
PHR1557-3X1.2ML	Methylene Chloride	二氯甲烷	1601441		
PHR1352-2G	N-Methylpyrrolidone	N-甲基吡咯烷酮	1437202		
PHR1275-1G	Naphthalene	萘	1457083		
PHR1208-3X1.2ML	1-PROPANOL	正丙醇	1570406		
PHR1558-3X1.2ML	Pyridine	吡啶	1601747		
PHR1561-3X1.2ML	Tetrahydrofuran	四氢呋喃	1601770		
PHR1311-1G	Toluene	甲苯	1601805		
PHR1562-3X1.2ML	TRICHLOROETHYLENE	三氯乙烯	1601827		
PHR2883-5X2ML	Triethylamine	三乙胺	1683559		
PHR1312-1G	O-Xylene	邻二甲苯	1601849		
PHR1313-1G	M-Xylene	间二甲苯	1601849		
PHR1314-1G	P-Xylene	对二甲苯	1601849		
PHR3608-1ML	N-Nitrosodibutylamine (NDBA)	N-亚硝基二丁胺 (NDBA)	1466641		
PHR2408-1G	N-Nitrosodiethylamine	N-亚硝基二乙胺 (NDEA)	1466652		
PHR3607-1ML	N-Nitrosodiisopropylamine (NDIPA)	N-亚硝基二异丙基胺(NDIPA)	1466663		
PHR8528-1.2ML	NDIPA-D14	N-亚硝基二异丙基胺-D14 (NDIPA-D14)			
PHR3610-1ML	N-Nitrosomethylaminobutyric Acid (NMBA)	N-亚硝基甲基氨基丁酸 (NMBA)	1466696		
PHR8525-1.2ML	NMBA-D3	N-亚硝基甲基氨基丁酸-D3 (NMBA-D3)			
PHR3611-1ML	N-Nitrosomethylphenylamine (NMPA)	N-亚硝基甲基苯胺 (NMPA)	1466607		
PHR8524-1.2ML	NMPA-D5	N-亚硝基甲基苯胺-D5 (NMPA-D5)			
PHR3609-1ML	N-Nitrosoethylisopropylamine (NEIPA/NIPEA)	N-亚硝基异丙基乙胺(NEIPA / NIPEA)	1466685		
PHR8526-1.2ML	NEIPA-D5	N-亚硝基异丙基乙胺-D5			
PHR8667-1EA	Oligonucleotide Hplc Performance Standar	寡核苷酸HPLC效能混标, 12-33 NT			
PHR3448-50MG	23-Epi-26-Deoxyactein	23-表-26-脱氧肌动蛋白	1171207		

部分热卖营养或添加剂成分标准物质

分类	货号	英文名	中文描述
核苷酸类	PHR2340-1G	5'-Adenylic Acid	5'-腺苷酸 (AMP)
	PHR3650-1G	5' -Cytidylic Acid	5'-胞苷酸 (CMP)
	PHR1514-1G	Disodium Guanylate	鸟苷酸二钠
	PHR1475-1G	Disodium Inosinate	肌苷酸二钠
	PHR1138-1G	Adenosine	腺苷
	PHR2412-100MG	Adenosine Impurity G, Inosine	腺苷杂质G (肌苷)
	PHR2411-100MG	Adenosine Impurity H, Guanosine	腺苷杂质H (鸟苷)
	PHR3802-100MG	Cytidine	胞苷
氨基酸类	PHR2244-100MG	Uridine	尿苷
	PHR1101-1G	L-Lysine Monohydrochloride	L-赖氨酸 单盐酸盐
	PHR1332-500MG	L-Proline Estndar Farmacutico Secundar	L-脯氨酸
	PHR1104-1G	L-Aspartic Acid	L-天冬氨酸
	PHR1103-1G	L-Serine	L-丝氨酸
	PHR1111-1G	Glycine	甘氨酸
	PHR1110-1G	L-Alanine	L-丙氨酸
	PHR1242-500MG	L-Threonine	L-苏氨酸
	PHR2349-300MG	Asparagine Anhydrous	天冬酰胺
	PHR1172-1G	L-Valine	L-缬氨酸
	PHR1125-1G	L-Glutamine	L-谷氨酰胺
	PHR1105-1G	L-Leucine	L-亮氨酸
	PHR1107-1G	L-Glutamic Acid	L-谷氨酸
	PHR1099-1G	L-Isoleucine	L -异亮氨酸
	PHR1241-1G	L-Methionine	L-甲硫氨酸
	PHR1108-1G	L-Histidine	L-组氨酸
	PHR1106-1G	L-Arginine	L-精氨酸
	PHR1100-1G	L-Phenylalanine	L-苯基丙氨酸
	PHR1176-1G	Tryptophan	色氨酸
	PHR1097-1G	L-Tyrosine	L-酪氨酸
	PHR1323-500MG	L-Cystine	L-胱氨酸
	PHR1096-1G	L-Lysine Acetate	L-赖氨酸乙酸盐
	PHR1349-1G	Beta Alanine	β-丙氨酸
	PHR1454-1G	Arginine Hydrochloride	盐酸精氨酸
	PHR1939-500MG	Hydroxyproline	羟脯氨酸
	PHR2653-500MG	Racemethionine	DL-甲硫氨酸
	PHR2817-100MG	Pyroglutamic Acid	L-焦谷氨酸
	PHR2613-200MG	Selenomethionine	硒-DL-蛋氨酸
	PHR8908-100MG	N-Formylkynurenine	N-甲酰犬尿氨酸
	PHR1098-1G	N-Acetyl-L-Cysteine	N-乙酰基-L-半胱氨酸
	PHR1173-1G	N-Acetyl-L-Tyrosine	N-乙酰-L-酪氨酸
	PHR9289-100MG	N-Acetyl-DL-Tryptophan	N-乙酰基-DL-色氨酸
	PHR2636-200MG	N-Acetyl-D,L-Methionine	N-乙酰-DL-甲硫氨酸
	PHR2485-300MG	L-Alanyl-L-Glutamine	丙氨酸-谷氨酰胺
	PHR2813-50MG	Arginine Aspartate	天冬氨酸精氨酸
	PHR9041-50MG	Aspartame Acid	阿司帕坦酸(天冬氨酰-苯丙氨酸)
	PHR3435-400MG	Glycyl-L-Tyrosine	甘氨酸-L-酪氨酸
	PHR1359-500MG	Glutathione	谷胱甘肽
	PHR2462-100MG	Glutathione Impurity A	谷胱甘肽杂质A (半胱氨酸-甘氨酸)
	PHR2463-100MG	Glutathione Impurity D	谷胱甘肽杂质D (γ-谷氨酸-半胱氨酸)
	PHR2661-100MG	Triglycine	三甘氨酸
维生素类	PHR1235-1G	Retinyl Palmitate	视黄醇(维生素A)棕榈酸酯
	PHR1236-1G	Retinyl Acetate	视黄醇(维生素A)醋酸酯
	PHR1668-1G	Retinyl Propionate	视黄醇丙酸酯
	PHR1238-500MG	Ergocalciferol	麦角钙化甾醇(维生素D2)
	PHR1237-500MG	Cholecalciferol	胆钙化醇 (维生素D3)
	PHR2663-100MG	Vitamin D3 Isomer Mix	维生素D3异构体混标
	PHR2359-100MG	Calcifediol	骨化二醇 (25-羟基维生素D3)
	PHR3794-5.2ML	Calcitriol Solution	骨化三醇 1ug/mL甲醇溶液
	PHR1512-200MG	Ergosterol	麦角甾醇
	PHR1029-500MG	A-Tocopheryl Acid Succinate	α-生育酚琥珀酸酯
	PHR1030-500MG	A-Tocopheryl Acetate	α-生育酚醋酸酯
	PHR1031-500MG	A-Tocopherol	α-生育酚
	PHR3525-1ML	Racemic-B-Tocopherol Solution	消旋-B-生育酚溶液
	PHR1078-1G	Phytonadione	维生素K1
	PHR2271-100MG	Menaquinone-4	甲萘醌-4
	PHR2363-3X75MG	Menaquinone 7	维生素K2 (MK-7)
	PHR1411-500MG	Menadione	甲萘醌(K3)
	PHR1037-1G	Thiamine Hydrochloride	盐酸硫胺 (维生素B1)
	PHR1337-1G	Thiamine Nitrate	硝酸硫胺
	PHR1369-500MG	Thiamine Pyrophosphate	焦磷酸硫胺素
	PHR2216-1G	Thiamine Disulfide	硫胺素二硫化物
	PHR1054-1G	(-)-Riboflavin	核黄素 (维生素B2)

分类	货号	英文名	中文描述
维生素类	PHR1297-1G	Phosphated Riboflavin	磷酸化核黄素 (核黄素磷酸钠)
	PHR1232-500MG	Calcium-D-Pantothenate	D-泛酸半钙盐
	PHR1228-500MG	Dexpanthenol	D-泛醇
	PHR1036-500MG	Pyridoxine Hydrochloride	盐酸吡哆醇 (维生素B6)
	PHR9291-100MG	Pyridoxine	吡哆醇 (维生素B6)
	PHR1035-1G	Folic Acid	叶酸
	PHR1234-1G	Cyanocobalamin	维生素B12
	PHR3410-2X200MG	Methylcobalamin	甲钴胺
	PHR1008-2G	Ascorbic Acid	维生素C
	PHR1455-2G	Ascorbyl Palmitate	维生素C棕榈酸酯
	PHR1279-1G	Sodium Ascorbate	抗坏血酸钠
	PHR1233-1G	Biotin	生物素 (维生素H)
	PHR1276-1G	Niacin	烟酸(维生素PP)
	PHR1033-1G	Niacinamide	烟酰胺
	PHR1460-500MG	Choline Bitartrate	重酒石酸胆碱
	PHR1251-500MG	Choline Chloride	氯化胆碱
	PHR2631-250MG	Lysophosphatidylcholine	L-α-溶血磷脂酰胆碱
	PHR2649-250MG	Phosphatidylcholine (Soy)	磷脂酰胆碱 (大豆)
	PHR1109-1G	Taurine	牛磺酸
	PHR1569-1G	Levocarnitine	左卡尼汀(左旋肉碱)
脂肪酸类	PHR3533-1G	Methyl Hexanoate	己酸甲酯
	PHR3534-1G	Methyl Octanoate	辛酸甲酯
	PHR3535-1G	Methyl Caprate	癸酸甲酯
	PHR2605-200MG	Methyl Laurate	月桂酸甲酯
	PHR3537-1G	Methyl Myristate	十四烷酸甲酯(肉豆蔻酸甲酯)
	PHR3538-1G	Methyl Palmitate	棕榈酸甲酯
	PHR3733-5X100MG	Methyl Palmitoleate	棕榈油酸甲酯
	PHR1414-1G	Methyl Stearate	硬脂酸甲酯
	PHR1571-1G	Methyl Oleate	油酸甲酯
	PHR2606-5X100MG	Methyl Linoleate	亚油酸甲酯
	PHR3734-5X100MG	Methyl Linolenate	亚麻酸甲酯
	PHR3539-1G	Methyl Arachidate	花生酸甲酯
	PHR3540-1G	Methyl Behenate	山嵛酸甲酯
	PHR3835-250MG	Methyl Tricosanoate	二十三酸甲酯
	PHR3541-100MG	Methyl Tetracosanoate	二十四烷酸甲酯 (木蜡酸甲酯)
	PHR3559-5X1ML	Formic acid	甲酸
	PHR1748-3X1.5ML	Glacial Acetic Acid	乙酸
	PHR3738-500MG	Propionic Acid	丙酸
	PHR3876-500MG	Malonic Acid	丙二酸
	PHR3873-500MG	Butyric Acid	丁酸
	PHR3874-500MG	Isobutyric Acid	异丁酸
	PHR3157-50MG	Pentanoic Acid (Valeric Acid)	戊酸
	PHR1124-1G	Myristic Acid	肉豆蔻酸
	PHR1120-1G	Palmitic Acid	棕榈酸
	PHR1114-1G	Stearic Acid	硬脂酸
	PHR1586-1G	Oleic Acid	油酸
	PHR3531-5G	Behenic Acid	山萘酸
	PHR3180-1G	Glyceryl Distearate	甘油二硬脂酸脂
	PHR1484-1G	Glyceryl Monooleate	甘油单油酸脂
	PHR1410-1G	Triacetin	三醋酸甘油酯
	PHR1533-500MG	Cholesterol	胆固醇
甜味剂/糖类	PHR1266-500MG	Acesulfame Potassium	安赛蜜
	PHR2419-300MG	Aspartame Acesulfame	乙酰舒泛-阿司帕坦盐
	PHR1381-1G	Aspartame	阿斯巴甜
	PHR3740-500MG	Sodium Cyclamate	甜蜜素
	PHR1348-500MG	Saccharin Sodium	糖精钠
	PHR1473-500MG	O-Toluenesulfonamide	邻甲苯磺酰胺
	PHR1474-500MG	P-Toluenesulfonamide	对甲苯磺酰胺
	PHR1280-1G	Xylitol	木糖醇
	PHR1341-1G	Saccharin	糖精
	PHR1698-1G	Neotame	纽甜
	PHR2100-500MG	Arabinose	D-(-)-阿拉伯糖
	PHR1002-1G	Fructose	果糖
	PHR1000-1G	Dextrose	葡萄糖
	PHR2044-1G	Mannose	甘露糖
	PHR2101-500MG	Ribose	D-(-)-核糖
	PHR2102-500MG	Xylose	D-木糖
	PHR1206-500MG	Galactose	半乳糖
	PHR1497-1G	Maltose Monohydrate	麦芽糖
	PHR2085-100MG	Dextrose Impurity B	葡萄糖杂质B (异麦芽糖)
	PHR1001-1G	Sucrose	蔗糖

分类	货号	英文名	中文描述
甜味剂/糖类	PHR1342-500MG	Sucralose	三氯蔗糖
	PHR1025-1G	Lactose Anhydrous	乳糖(无水)
	PHR1024-1G	Lactose Monohydrate	乳糖一水合物
	PHR3508-100MG	Isomaltotriose	异麦芽三糖
	PHR2086-1G	Maltotriose(Dextrose Impurity C)	麦芽三糖
	PHR1608-1G	Lactulose	乳果糖
	PHR1344-500MG	Trehalose	海藻糖
	PHR3245-500MG	Tagatose	塔格糖
	PHR1351-1G	Inositol	肌醇
	PHR2692-50MG	Vitexin	牡荆素
	PHR2696-200MG	Mogroside V	罗汉果皂苷V
	PHR2697-1G	Rebaudioside A	瑞鲍迪苷 A
	PHR3213-50MG	Neohesperidin	新橙皮苷
	PHR1516-200MG	Glycyrrhizic Acid	甘草酸
	PHR1689-200MG	Ammonium Glycyrrhizate	甘草酸铵
	PHR1007-1G	Mannitol	甘露醇
	PHR1006-1G	Sorbitol	山梨醇
	PHR1489-1G	L-Arabinitol	L-阿拉伯糖醇
	PHR3192-1G	Lactitol	D-乳糖醇 一水合物
	PHR1479-1G	Erythritol	赤藓糖醇
	PHR1769-1G	Isomalt	异麦芽糖醇
	PHR1248-500MG	Maltitol	麦芽糖醇
	PHR1020-5G	Glycerin	甘油
	PHR1833-1G	Galactitol	甜醇
有机酸	PHR1050-1G	Benzoic Acid	苯甲酸
	PHR1071-1G	Citric Acid, Anhydrous	枸橼酸
	PHR3875-100MG	Isocitric Acid Trisodium	异柠檬酸三钠
	PHR1215-3X1.5ML	Lactic Acid	乳酸
	PHR1468-1G	Quinic Acid	奎尼酸
	PHR1367-1G	Sorbic Acid	山梨酸
	PHR1273-1G	Malic Acid	苹果酸
	PHR1270-1G	Fumaric Acid	富马酸
	PHR1272-500MG	Maleic Acid	马来酸
	PHR1418-1G	Succinic Acid	琥珀酸
	PHR2341-500MG	Adipic Acid	己二酸
	PHR1472-1G	Tartaric Acid	酒石酸
	PHR3878-100MG	Shikimic Acid	莽草酸
	PHR3877-500MG	Phytic Acid Sodium Salt Hydrate	植酸钠水合物
	PHR3513-500MG	Ethoxyquin	乙氧基喹啉
抗氧化剂/防腐剂	PHR2318-100MG	Propyl Gallate Impurity A	没食子酸丙酯杂质A (没食子酸)
	PHR1118-1G	Propyl Gallate	没食子酸丙酯
	PHR3512-500MG	Tert-Butylhydroquinone	叔丁基对苯二酚
	PHR3509-500MG	Nordihydroguaiaretic Acid	去甲二氢愈创木酸 (NDGA)
	PHR1304-1G	Butylated Hydroxyanisole	丁基羟基茴香醚(抗氧化剂BHA)
	PHR1117-1G	Butylated Hydroxytoluene	2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚 (BHT)
	PHR3510-500MG	Lauryl Gallate	没食子酸月桂酯
	PHR3511-500MG	Octyl Gallate	没食子酸辛酯
	PHR1231-1G	Sodium Benzoate	苯甲酸钠
	PHR1278-1G	Potassium Sorbate	山梨酸钾
	PHR1012-1G	Methylparaben	对羟基苯甲酸甲酯
	PHR1011-1G	Ethylparaben	对羟基苯甲酸乙酯 (羟苯乙酯)
	PHR1010-1G	Propylparaben	羟苯丙酯
	PHR1022-1G	Butylparaben	对羟基苯甲酸丁酯 (羟苯丁酯)
	PHR1582-1G	Dehydroacetic Acid	脱氢乙酸
	PHR2205-1G	Tetrasodium Pyrophosphate Decahydrate	十水焦磷酸钠
	PHR2245-1G	Sodium Tripolyphosphate Hexahydrate	三聚磷酸钠六水合物
	PHR2262-100MG	Carmoisine	偶氮玉红
	PHR2209-50MG	Curcumin	姜黄素
	PHR2263-100MG	FD&C Yellow No. 6	日落黄 FCF
其它	PHR2484-100MG	Azure B	天青B
	PHR1476-1G	Diethyl Phthalate	邻苯二甲酸二乙酯
	PHR1366-1G	Dibutyl Phthalate	邻苯二甲酸二丁酯
	PHR1205-0.5ML	Tributyl Phosphate	磷酸三丁酯
	PHR2173-1G	Plastic Additive 2	塑料添加剂2 (四[3-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯)
	PHR2174-1G	Plastic Additive 4	塑料添加剂4 (三(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸正十八烷醇酯)
	PHR2408-1G	N-Nitrosodiethylamine	N-亚硝基二乙胺 (NDEA)
	PHR3088-200MG	Plastic Additive 13	塑料添加剂13 (芥酸酰胺)
	PHR3089-200MG	Plastic Additive 14	塑料添加剂14 (邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯)
	PHR3090-400MG	Plastic Additive 3	塑料添加剂3 (1,3,5-三甲基-2,4,6-三(3,5-二叔丁基-4-羟苯)苯)
	PHR3091-400MG	Plastic Additive 5	塑料添加剂5 (三(2, 4-二叔丁基苯基)亚磷酸酯)
	PHR3092-400MG	Plastic Additive 6	塑料添加剂6 (三(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)异氰尿酸酯)

分类	货号	英文名	中文描述
其它	PHR3093-200MG	Plastic Additive 8	塑料添加剂8 (二(十八烷基)二硫醚)
	PHR3094-200MG	Plastic Additive 9	塑料添加剂9 (3,3'-硫代二丙酸双月桂酯)
	PHR3095-200MG	Plastic Additive 10	塑料添加剂10 (硫代二丙酸双十八醇酯)
	PHR3096-200MG	Plastic Additive 11	塑料添加剂11 (聚(二酸(4-羟基-2,2,6,6-四甲基-1-哌啶乙醇)酯)
	PHR1914-3X1.2ML	2-Ethylhexanoic Acid	2-乙基己酸
植物提取类	PHR2198-75MG	Apigenin	芹菜素
	PHR3423-200MG	Artemether	蒿甲醚
	PHR2431-100MG	D-Camphor Impurity I, Exo-Borneo L	异龙脑
	PHR2429-100MG	D-Camphor Impurity J, Endo-Borneol	龙脑
	PHR2426-1G	Camphor Impurity B, Camphene	莰烯
	PHR1119-1G	D-Camphor	D-樟脑
	PHR3657-200MG	D-Camphor Sulfonic Acid	樟脑磺酸
	PHR1239-1G	Beta Carotene	β-胡萝卜素
	PHR1963-50MG	(+)-Catechin	(+)-儿茶素
	PHR2202-100MG	Chlorogenic Acid	绿原酸
	PHR3284-3X200MG	Cinnamaldehyde	肉桂醛
	PHR2694-200MG	Cinnamic Acid	肉桂酸
	PHR3191-500MG	L-Citrulline	L-瓜氨酸
	PHR1210-3X1.2ML	Cumene	枯烯
	PHR2209-50MG	Curcumin	姜黄素
	PHR2695-50MG	Cyanidin Chloride	氯化氰定
	PHR1858-100MG	Daidzein	黄豆甙元
	PHR2623-50MG	Daidzin	豆苷
	PHR2901-500MG	Escin	β-七叶皂苷
	PHR1269-1G	Eugenol	丁香酚
	PHR2430-100MG	D-Camphor Impurity F, Fenchol	(+)-葑基醇
	PHR2425-100MG	D-Camphor Impurity D, Fenchone	(-)-葑酮
	PHR1791-100MG	Ferulic Acid	阿魏酸
	PHR1333-1G	Epigallocatechin Gallate	表没食子儿茶素没食子酸酯
	PHR1859-100MG	Genistein	染料木素
	PHR2200-50MG	Ginsenoside Rg1	人参皂苷Rg1
	PHR1136-1.5G	Guaiacol	愈创木酚
	PHR1794-500MG	Hesperidin	橙皮苷
	PHR2691-100MG	Hyperoside	金丝桃苷
	PHR2705-30MG	Kaempferol	山柰酚
	PHR3196-200MG	Levomenol	甜没药醇
	PHR3532-1G	Lignoceric Acid	木蜡酸
	PHR1699-3X100MG	Lutein	叶黄素
	PHR1770-500MG	Lycopene	番茄红素
	PHR3198-1G	Maltol	麦芽酚
	PHR3199-1G	Mandelic Acid	扁桃酸
	PHR1116-1G	L-Menthol	L-薄荷醇
	PHR1945-300MG	Ouabain	乌本苷
	PHR2427-100MG	D-Camphor Impurity A, A-Pinene	α-蒎烯
	PHR9058-100MG	(+)-Beta-Pinene	(+)-β-蒎烯
	PHR1488-1G	Quercetin	槲皮素
	PHR2201-200MG	Trans-Resveratrol	反-白藜芦醇
	PHR3235-50MG	Rosmarinic Acid	迷迭香酸
	PHR3782-50MG	Salidroside	红景天苷
	PHR2655-100MG	Silybin	水飞蓟宾
	PHR3350-50MG	Silydianin	水飞蓟宁
	PHR3781-2G	Tannic Acid	单宁酸
	PHR1134-1G	Thymol	麝香草酚
	PHR1245-1G	Vanillin	香草醛
	PHR1268-1G	Ethyl Vanillin	乙基香兰素
	PHR1597-1ML	CMIT/MIT	甲基氯异噻唑啉酮/甲基异噻唑啉酮(CMIT/MIT) 混标
化妆品类	PHR1073-1G	Avobenzene	阿伏苯宗
	PHR1074-1G	Oxybenzone	二苯酮-3
	PHR1080-1G	Octinoxate	对甲氧基肉桂酸乙基酯
	PHR1081-1G	Octisalate	水杨酸乙基酯
	PHR1083-1G	Octocrylene	奥克立林
	PHR1085-1G	Homosalate	胡莫柳酯
	PHR1204-1G	Benzophenone	二苯甲酮
	PHR1301-1G	Ensulizole	2-苯基苯并咪唑-5-磺酸
	PHR1355-10G	Padimate O	对二甲氨基苯甲酸异辛酯 (二甲基PABA乙基酯)
	PHR1430-1G	Dihydroxyacetone	二羟基丙酮
	PHR1743-200MG	3-Aminobenzoic Acid	3-氨基苯甲酸
	PHR1840-500MG	Aminobenzoic Acid	对氨基苯甲酸
	PHR1913-500MG	Bisotrizole	亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚
	PHR2801-400MG	Ethylhexyl Triazone	乙基己基三嗪酮
	PHR2805-400MG	Methyl Benzylidene Camphor	3-(4-甲基苯亚甲基)樟脑
	PHR2844-50MG	Bisotrizole Related Compound A	2-(2'-羟基-5'-叔辛基苯基)苯并三唑
	PHR3170-1G	Amiloxate	对甲氧基肉桂酸异戊酯
	PHR2094-5G	Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoa	二乙氨基苯甲酰基苯甲酸己酯

TraceCERT® ICH Q3D元素杂质标准液CRM

专为ICH Q3D元素杂质分析应用而开发。不同给药方式的元素混标，所含元素种类、浓度与ICH Q3D指南中PDE限值一致。符合USP<232>、<2232> 和EP 9.3通则5.20和2.4.20等元素杂质分析。

- CRM质量级别，含不确定度和可溯源（NIST或BAM）
- 更长的稳定性，保质期2-3年（氟聚合物瓶+气密铝箔袋）
- 由高纯金属制备而成，适用ICP分析

货号	中文名	元素组分	包装
19041	口服药元素混标1	As, Cd, Hg, Pb, Ni, V, Co, Se, Ag	100mL
75463	口服药元素混标4	Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru	100mL
69729	口服药元素混标3	Ba, Cr, Cu, Li, Mo, Sb, Sn	100mL
77184	注射药元素混标1	As, Cd, Hg, Pb, Ni, V, Co, Se, Ag	100mL
90088	注射药、皮肤和透皮给药元素混标6	Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru	100mL
07368	肠外、皮肤和透皮给药元素混标3	Ba, Cr, Cu, Li, Mo, Sb, Sn	100mL
78524	皮肤给药元素混标1	As, Cd, Hg, Pb, Ni, V, Co, Se, Ag	100mL
78525	吸入药元素混标6	As, Cd, Hg, Pb, Ni, V, Co, Se, Ag	100mL
91529	ICH Q3D其它元素混标	Al, B, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, W, Zn	100mL

可提取物与浸出物（E&L）标准物质

- 所有组分均可溯源
- 所有相关的组分及测量环节均引入不确定度的计算
- 生产过程，符合 ISO 17034
- 使用QNMR, LC-UV/MS, GC-MS 多种分析技术，符合ISO/IEC 17025 要求

货号	产品名称	规格	包装
95636-1mL	可提取物与浸出物筛查混标，用于HPLC 抗氧剂1010(Irganox 1010) 抗氧剂168氧化物(Irgafos 168-oxide) 双(2-乙基己基)邻苯二甲酸酯(DEHP) 棕榈酸 二苯基胺(DBA) 紫外线吸收剂 UV-P (Dometrizol (Dome)) 双(4-氯苯基)砷(CPS)	21 种组分，50 µg/mL溶于乙腈 抗氧剂1076 (Irganox 1076) 二丁基羟基甲苯(BHT) 2,4-叔丁基苯酚 硬脂酸 (SA) ε-己内酰胺(CAP) 油酸酰胺(Ole) 2,6-二叔丁基-4-羟甲基苯酚(DBOHP)	1mL 抗氧剂3114 (Irganox 3114) 双酚 A (BPA) 1,3-二叔丁基苯 (DBB) 苯甲酸(BA) 2-乙基己酸(EHA) 芥酸酰胺(Eruca) 2-巯基苯并噻唑(2-MBT)
01829-1mL	可提取物与浸出物筛查混标，用于GC 抗氧剂1076 (Irganox 1076) 2,4-二叔丁基苯酚 2,6-二叔丁基苯酚 油酸酰胺(Ole)	14 种组分，50 µg/mL溶于叔丁基甲醚 抗氧剂168氧化物(Irgafos 168-oxide) 双(2-乙基己基)邻苯二甲酸酯(DEHP) ε-己内酰胺(CAP) 棕榈酸 2-巯基苯并噻唑(2-MBT)	1mL 二丁基羟基甲苯(BHT) 双酚 A (BPA) 1,3-二叔丁基苯 (DBB) 芥酸酰胺(Eruca) 硬脂酸 (SA)

另有超过100种可提取物与浸出物单标，详细信息请访问我们网站：SigmaAldrich.cn/extractablesandleachables

Certipur®色度标准液CRM

货号	CRM描述	依据欧洲药典
1.000265.001	色度标准液 B	Ph.Eur. B1 - B9
1.000266.001	色度标准液 BY	Ph.Eur. BY1 - BY7
1.000267.001	色度标准液 Y	Ph.Eur. Y1 - Y7
1.000268.001	色度标准液 GY	Ph.Eur. GY1 - GY7
1.000269.001	色度标准液 R	Ph.Eur. R1 - R7



Certipur® 二级pH标准物质CRM，符合欧洲药典和美国药典

- CRM级别，可溯源到一级标准物质（PTB、NIST）
- 通过双铂氢电极示差电势测定法测定
- 最大误差仅有+ 0.003 pH单位



货号	产品描述	成分	包装
1.07204.0105	Certipur® 二级标准物质pH 1.679 (25 °C)	草酸三氢钾	5 x 100 mL
1.07200.0105	Certipur® 二级标准物质pH 4.005 (25 °C)	邻苯二甲酸氢钾	5 x 100 mL
1.07202.0105	Certipur® 二级标准物质pH 6.865 (25 °C)	磷酸氢二钠/磷酸二氢钾	5 x 100 mL
1.07205.0105	Certipur® 二级标准物质pH 7.413 (25 °C)	磷酸氢二钠/磷酸二氢钾	5 x 100 mL
1.07203.0105	Certipur® 二级标准物质pH 9.180 (25 °C)	硼砂	5 x 100 mL

Certipur® pH标准液CRM

- 可溯源到美国NIST和德国PTB
- 用于校准和监控pH测定仪
- 精度高，默克采用5点校准法



货号	中文名	包装
1.99015.0500	Certipur® pH标准液 1.68 (25 °C)	500mL
1.09406.0500	Certipur® pH标准液 4.01 (25 °C)	500mL
1.99068.0500	Certipur® pH标准液 6.86 (25 °C)	500mL
1.99091.0500	Certipur® pH标准液 9.18 (25 °C)	500mL
1.99011.0001	Certipur® 袋装pH标准液 1.68 (25 °C)	30 x 30 ml
1.99001.0001	Certipur® 袋装pH标准液 4.01 (25 °C)	30 x 30 ml
1.99002.0001	Certipur® 袋装pH标准液 7.00 (25 °C)	30 x 30 ml
1.99017.0001	Certipur® 袋装pH标准液 6.86 (25 °C)	30 x 30 ml
1.99019.0001	Certipur® 袋装pH标准液 9.18 (25 °C)	30 x 30 ml
1.09435.1000	Certipur® 即用型pH标准液 4.00 (20 °C)	1L
1.09439.1000	Certipur® 即用型pH标准液 7.00 (20 °C)	1L
1.09461.1000	Certipur® 即用型pH标准液 9.00 (20 °C)	1L
1.09438.1000	Certipur® 即用型pH标准液 10.00 (20 °C)	1L

Aquastar® 卡尔费休KF标准水CRM

货号	产品描述	备注	包装
1.88050.0010	标准水 0.01% (0.10 mg 水/g)	CRM级别，用于库仑法水份测定	10 x 8 mL
1.88050.0013			安培瓶
1.88051.0010	标准水 0.1% (1.0 mg 水/g)	CRM级别，用于库仑法水份测定	10 x 8 mL
1.88051.0013			安培瓶
1.88052.0010	标准水 1% (10 mg 水/g)	CRM级别，用于容量法水份测定	10 x 8 mL
1.88052.0013			安培瓶
1.88054.0005	卡式炉标准水 1%	CRM级别，更宽温度 (150-400°C) 的卡式炉测定	5 g
1.88055.0010	标准水，油类样品测定用 (15-30 ppm)	CRM级别，用于油类样品的库仑法测定和卡式炉(120-160°C)测定	10 x 8 mL
1.88055.0013			安培瓶
1.12939.0010	乳糖标准水 5%	CRM级别，固体水标，可用于容量法和卡式炉(140-160°C)测定	10 g
1.12939.0013			PE瓶
1.06664.0100	二水合酒石酸钠 15.66%	CRM级别，固体水标，可用于容量法滴定度的测定	100 g
1.06664.0103			PE瓶
1.09259.0250	标准水5 mg水/mL	日常滴定度控制，但不推荐精密滴定控制用	250 mL
			玻璃瓶

*货号以“3”结尾，是智能化试剂(SmartChemicals)，只是标签上多了一个RFID标签，可将数据无缝传输到仪器

Certipur® 滴定基准物质CRM, 可溯源至NIST

- 用于检验和标定当量滴定液和整个滴定系统的确认
- 高纯度、高级别且稳定的固体基准物质CRM
- 经超严格的生产控制和高精度的分析测量及定值, 可溯源至NIST
- 符合美国和欧洲药典相关要求



货号	中文描述	滴定类型	包装
1.02405.0080	碳酸钠 (NaCO ₃)	酸式滴定	80 g
1.02408.0080	三羟甲基氨甲烷 (Tris)		80 g
1.02400.0080	邻苯二甲酸氢钾	碱式滴定	80 g
1.02401.0060	苯甲酸	银量法	60 g
1.02406.0080	氯化钠 (NaCl)		80 g
1.02409.0100	锌粒 (Zn)	配位滴定	100 g
1.02410.0050	碳酸钙 (CaCO ₃)		50 g
1.02404.0100	碘化钾 (KI)	碘量法	100 g
1.02402.0080	乙二醇硫酸亚铁(II)	氧化还原滴定	80 g
1.02403.0080	重铬酸钾 (K ₂ CrO ₇)		80 g
1.02407.0060	草酸钠 (Na ₂ C ₂ O ₄)		60 g

Certipur® 电导率标准液CRM, 溯源到PTB

货号	产品描述	备注	包装
1.04604.0105	Certipur® 电导率水CRM, 0 mS/cm	CRM, 溯源到PTB	5 x 100 mL
1.01811.0105	Certipur® 氯化钾-电导率标准液CRM, 0.015 mS/cm	0.0001 mol/L氯化钾溶液	5 x 100 mL
1.01586.0001	Certipur® 氯化钾-电导率标准液CRM, 0.147 mS/cm	0.001 mol/L 氯化钾溶液	30 x 30 ml
1.01553.0001	Certipur® 氯化钾-电导率标准液CRM, 1.41 mS/cm	0.01 mol/L氯化钾溶液	30 x 30 ml
1.01554.0001	Certipur® 氯化钾-电导率标准液CRM, 12.8 mS/cm	0.1 mol/L氯化钾溶液	30 x 30 ml

UV-VIS紫外/可见光度校准标准物质

货号	产品描述	备注	包装
1.08160.0001	UV-VIS标准品1: 重铬酸钾溶液 (60.06 mg/L)	符合欧洲药典	2 x 10 mL
1.04660.0001	UV-VIS标准品1a: 重铬酸钾溶液 (600mg/L)	符合欧洲药典 430nm吸光率	2 x 10 mL
1.08161.0001	UV-VIS标准品2: 亚硝酸钠溶液 (50 g/L)	符合欧洲药典偏光率	3 x 10 mL
1.08163.0001	UV-VIS标准品3: 碘化钠溶液 (10 g/L)	符合欧洲药典偏光率	3 x 10 mL
1.08164.0001	UV-VIS标准品4: 氯化钾溶液 (12 g/L)	符合欧洲药典偏光率	3 x 10 mL
1.08165.0001	UV-VIS标准品5: 甲苯溶液 (0.02%)	符合欧洲药典光谱分辨率	2 x 10 mL
1.08166.0001	UV-VIS标准品6: 氧化钬溶液 (40 g/L)	符合欧洲药典波长精度	3 x 10 mL

Stability assessment:
稳定性评价

Significance of the stability assessment will be demonstrated if the analytical result of the study and the range of values represented by the Expanded Uncertainty do not overlap the result of the original assay and the range of its values represented by the Expanded Uncertainty. The method employed will usually be the same method used to characterize the assay value in the initial evaluation.

长期稳定性


短期稳定性

Long Term Stability Evaluation - An assessment, or re-test, versus a Compendial Reference Standard may be scheduled, within the 3 year anniversary date of a release of a Secondary Standard. The re-test interval will be determined on a case-by-case basis. **Short Term Stability Study** - It is useful to assess stability under reasonably anticipated, short term transport conditions by simulating exposure of the product to humidity and temperature stress. This type of study is conducted under controlled conditions of elevated temperature and humidity.


结构鉴定及谱图

Identification Test:

INFRARED SPECTROPHOTOMETRY (Comparative identification analysis demonstrates direct traceability to Pharmacopeial standards)



MilliporeSigma Lot: LRAC0253 vs. EP Batch: 5.1 / USP Lot: R024X0




MilliporeSigma Lot: LRAC0253 vs. BP Batch: 4105

Certificate Page 5 of 6

Certificate version 02

质谱 MASS SPECTRUM

Method: HR-QTOF; 4.0 kV ESI+; temperature: 325 °C



Theoretical value: 229.1205 m/z

The signal of the MS spectrum is consistent with the theoretical value and its interpretation is consistent with the structural formula.

熔点

MELTING RANGE

Specification: 75-78°C (EP)
Mettler Toledo FP900 Thermosystem with FP81 Measuring Cell
Mean of three measurements = **74.8-75.9 °C**

旋光性

OPTICAL ROTATION

OPTICAL ROTATION
Specification: -0.005 to 0.005 ° (EP)

Perkin Elmer Polarimeter 343
Wavelength: 589 nm

Wavelength: 589 nm
Concentration: 0.025 g/ml

Concentration: 0.025 g/mL
Cell Path: 100 mm
Mean of three Measurements = **0.0053** °

分析证书历史版本信息

Certificate of analysis revision history:

Certificate version	Date	Reason for version
LRAC0253.1	01 November 2018	Original Release
LRAC0253.2	31 August 2020	Requalification Test

免责声明

Disclaimer:

The purchaser is required to determine the suitability of this product for any particular application. Sigma-Aldrich RTC makes no warranty of any kind, express or implied, other than its products meet all quality control standards set by Sigma-Aldrich RTC. We do not guarantee that the product can be used for any particular application.

The vibrant M, Supelco, TraceCERT and Sigma-Aldrich are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. © 2018 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.

The life science business of Merck KGaA, Darmstadt, Germany operates as MilliporeSigma in the US and Canada.

Certificate Page 6 of 6

Certificate version 02

PHR1004 布洛芬COA证书 第5页

PHR1004 布洛芬COA证书 第6页

Supelco®

Analytical Products

上海

上海市浦东新区东育路227弄3号
前滩世贸中心(二期)C栋15-20层
电话: (021)20338288
传真: (021)50803042
邮编: 200126

北京

北京市朝阳区将台路甲2号
诺金中心25层
电话: (010)59072688
传真: (010)59072699
邮编: 100016

广州

广州市天河区冼村路5号
凯华国际中心1201-1204
电话: (020)32255333
传真: (020)32255380
邮编: 510623

成都

成都市锦江区人民南路二段1号
仁恒置地广场1706室
电话: (028)80740222
传真: (028)80740227
邮编: 610016



默克化学与分析
为您提供分析试剂和耗材
等相关分析分离技术,
行业应用和解决方案



默克生命科学微客服
一站式产品货期、定单物流、
发票、账款查询平台

默克生命科学技术服务热线: 400 620 3333或400 889 1988转2号线
中国技术服务中心: tscn@merckgroup.com
更多详情, 敬请登录: www.merckmillipore.com www.sigmaaldrich.cn
资料编号: 07/2025